



TEST KATALOĞU

Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA
Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80
www.viromed.com.tr

TEK TK 01	
Rev.No	Rev.Tarihi
04	30.06.2025



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Tıbbi Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**ÖZKAYA LABORATUVAR SİSTEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Merkez Adres: REMZİ OĞUZ ARIK MAH. ATATÜRK BLV. UĞURLU APT. No:237/27
ÇANKAYA/ANKARA Ankara / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO 15189:2013 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0012-TL

Akreditasyon Tarihi : 01.03.2013

Revizyon Tarihi / No : 18.07.2024 / 07

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO 15189:2013 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **21.10.2025** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO 15189 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.



Doğru tanı ve başarılı bir tedavide en önemli adım, güvenilir bir laboratuvar desteğidir. Bu bilinç ile 2011 yılında, sağlık sektöründe yılları kapsayan tecrübemizi, laboratuvar hizmetlerine taşıyarak, verdiğimiz tüm hizmetlerde dünyada kabul gören yöntemleri uygulamayı ve kalite bilincini geliştirmeyi misyon edindik.

Hedeflediğimiz üzere, 2013 yılında TÜRKAK onaylı TS EN ISO 15189 Akreditasyon Belgesini almış bulunmaktayız. Bu kalite anlayışıyla, güncel gelişmeler ışığında, her biri alanında uzmanlaşmış doktor ve personel kadrosuyla kurum ve hastalarımıza hizmet verdiğimiz, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Seroloji birimlerini içeren laboratuvarımıza, Patoloji biriminin de bulunması ayrı bir değer katmaktadır.

Kısa zamanda, Türkiye çapında hizmet verdiğimiz özel ve kamu kuruluşlarının sayısı hızla artmıştır. Amacımız sadece hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlarının sayısını arttırmak değil, aynı zamanda test portföyünü geliştirerek ve müşteri taleplerini de dikkate alarak, uygun fiyatla, zamanında, güvenilir sonuçlar vermektir.

Yapmış olduğumuz laboratuvar hizmet faaliyetleri ile ilgili yeterlilik, tarafsızlık karar verme çalışmalarla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

İşbirliğimizin artarak devam etmesi dileğiyle.

Prof. Dr. Etem ÖZKAYA
Genel Müdür

neonTEK

01.01.2023

Özaya Laboratuvar Sistemleri (Viromed Laboratuvarları)
Sayın İlgiliye Cihazınıza;

Türkiye distribütörlüğünü yapmaktasınız. **NeoGroup** marka Serology grubu
Dış Kalite Kontrol programı 2023 yılı içinizi formuna tarafında yapılmıştır.

Serology 1 (Hepatitis/Forch/Ryphila/EBV)

Program: Günlük, Hızlı, Testin ve Eten cihazı kullanırsınız 4
dağıtım her dağıtım 7 numara olan pakette gönderilecektir.

Şeykhanmela

NEONTEK DIAGNOSTİK GÜTELER VE İLAÇ İNŞAAT LTD.ŞTİ.

NEONTEK DIAGNOSTİK GÜTELER VE İLAÇ İNŞAAT LTD.ŞTİ.

NextLab
DIAGNOSTİK SİSTEMLERİ

24.08.2023

ÖZEL LABORATUVAR SİSTEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MEDICALCARE LTD. ŞTİ. (ÖZEL VIROMED LABORATUVARLARI),

1. HİALİC DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
2. KODİFİKASYON DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
3. SPESİFİK PROTEİNLER DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
4. TALESEMİ DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
5. HİMATOKRİT DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
6. KAN GRUPLAMA / KROSS MATCH DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
7. SEDİMENTASYON DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
8. TAM İYERİ TAYİNİ DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
9. MİKROBİYEL (BAKTERİ) İDENTİFİKASYON/ALANTERİ/PROGRAMI DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
10. KATİFYA (GÜ) KAN DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI

Parametreleri için SEROLON Dış Kalite Kontrol Programına üye olmanız.

Bilgilerinizle Ara Cihazlar

Neogen TLEDMR (Jurnal Hanger)
NextLab Diagnostik System
GEESTEP MAH. NİREDOĞU BOK. VİAFLAT NOLIT
YEDİHALI, LİCİSİGARA, TÜRKİYE
Maden - 08 500 343 5485
nugher@nextlabdiagnostik.com

NextLab
Neogen TLEDMR (Jurnal Hanger)
NextLab Diagnostik System
GEESTEP MAH. NİREDOĞU BOK. VİAFLAT NOLIT
YEDİHALI, LİCİSİGARA, TÜRKİYE
Maden - 08 500 343 5485
nugher@nextlabdiagnostik.com

NextLab Diagnostik Sistemleri: GEESTEP MAH. NİREDOĞU BOK. VİAFLAT NOLIT 27 ÇAMBAĞI, İZMİR, TÜRKİYE
(http://www.nextlabdiagnostik.com)





02.10.2023

Özkiye Laboratuvar Sistemleri (Viromed Laboratuvarı):

Özel Viromed Laboratuvarının , BIO-RAD EQAS BC7S Immunoassay Programı ,BC50 Clinical Chemistry Monthly Programı parametreleri için Dış Kalite Kontrol üyeliği "GAZİ KİMYA" firması tarafından yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla



TURQAS
External Quality Control Program

ÜYELİK BELGESİ

ÖZEL VIROMED LABORATUVARLARI

TURQAS Dış Kalite Kontrol Programı sistemine aşağıda belirtilen programlar için kaydınız yapılmıştır.

2023

Arbitrasyon Programı

Mikrobiyoloji Programı

Genelde Otsu Kan (F06) Programı

Tuğrak Yörük,
Özel Kuruluşlar



Bu sertifikayı sadece aşağıda belirtilen laboratuvarlar kullanabilirler.
Kullanılmayan aylık yedek için performansla belirlenir.



Sayın; Özel Viromed Laboratuvarları

Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485 kalite belgelerine sahip SEROQAS dış kalite kontrol programlarımız için 2023 yılına ait aşağıdaki programlara üyelik kaydınız yapılmıştır.

Bilginize Saygılarımızla Sunarız...

- (GL4) Dişinler
- (PP-S4) Plasma Proteinleri-S
- (PP4) Plasma Proteinler
- (ESR4) Sedimentasyon
- (TSS4) (Talevemi)

- (U44/US4) Tüm İdrar Analizi
- (CGL4) Koagülasyon
- (IHA) İmmünohematoloji

SEROCON KADE SİSTEMLERİ
SAĞLIK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Akademi Kalite Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı

SEROCON ARKE: Tıbbi ve Sağlık Kurumları ve Hizmetleri A.Ş.
T.C. Sağlık Bakanlığı, 10739 Sokak, No:187 Kat:5/5
0530 141 44 44
www.serocon.com.tr



Sayın; Özel Viromed Laboratuvarları

Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485 kalite belgelerine sahip SEROQAS dış kalite kontrol programlarımız için 2023 yılına ait aşağıdaki programa üyelik kaydınız yapılmıştır.

Bilginize Saygılarımızla Sunarız...

- (HM12) Hematoloji

SEROCON KADE SİSTEMLERİ
SAĞLIK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Akademi Kalite Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı

SEROCON ARKE: Tıbbi ve Sağlık Kurumları ve Hizmetleri A.Ş.
T.C. Sağlık Bakanlığı, 10739 Sokak, No:187 Kat:5/5
0530 141 44 44
www.serocon.com.tr

GENEL BİLGİLER

Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu'nda; laboratuvarımızda çalışılan testlerin alfabetik olarak sıralanmış isimleri, bu testlere ait sağlıklı sonuçların alınması için gerekli öneriler ve numune alma el kitabının yanı sıra aşağıdaki bilgiler de yer almaktadır:

- Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) kodu,
- Testin adı,
- Endikasyonları (kısaca),
- Numune türü (serum, plazma, tam kan, idrar gibi) ve dayanıklılık şartları,
- Gereken minimum numune miktarı,
- Çalışma yöntemleri (ECLIA, PCR, HPLC gibi),
- Çalışma zamanları,
- Rapor verme tarihleri.



Uygulanacak bütün prosedürler hastanın bilgilendirilmiş onamını gerektirdiğinden numune almadan önce hastalar Test Kataloğumuzda yer alan bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirilmelidir. Merkezlerden alınan numuneler laboratuvarımıza geldiğinde; hastanın Test Kataloğumuzdaki bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirildiği ve onayının alındığı kabul edilir.

Numunelerin Etiketlenmesi ve Test İstemlerinin Yapılması

Numunenin Etiketlenmesi

Test Kataloğumuzun sonuna eklenmiş olan Numune Alma El Kitabında verilen bilgiler doğrultusunda, hastadan alınan numuneler; hastanın kimlik bilgileri, örneğin alındığı saat, tarih ve mümkünse örnek bilgisini de içeren barkodla etiketlenmelidir.

Test İstemlerinin Yapılması

Test istemleri test istem formu doldurularak ya da internet üzerinden yapılabilir.

Test İstem Formunun Kullanılması

Test İstem Formunda istenen testler ile birlikte aşağıdaki bilgiler de eksiksiz olarak doldurulmalıdır;

- Gönderen kurumun adı ve adres bilgileri
- İstemi yapan doktorun adı **ve adres bilgileri**
- Hastanın adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti
- Numunenin alındığı tarih ve saat
- Numunenin gönderildiği tarih
- Klinik tanı veya ön tanısı
- Hastanın kullandığı ilaçlar
- 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim



Test istemlerinin internet üzerinden on-line yapılması

Laboratuvarımıza entegrasyon ile bağlı olan kurumlar, test istemlerini kendi sistemlerinden yaparlar ve bilgiler laboratuvarımızın sistemine otomatik olarak aktarılır.

Laboratuvarımıza entegre olmayıp, internet üzerinden test istemi yapacak kurumlar; web sayfamızdaki kurumsal giriş sekmesinden kullanıcı adı ve şifresi ile istem yapabilirler.

Numunelerin Laboratuvarımıza Ulaştırılması

Özel Viromed Laboratuvarları Kuryeleri Tarafından Teslim Alınan Numuneler İçin

Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğunda her test için belirtilen saklama koşullarına uygun olarak hazırlanmış örnekler ve istem formları, kuryelerimiz tarafından hizmet verilen kurumların laboratuvarlarından Kurye Örnek Teslim Alma Formu ile teslim alınır.

Örneklerinizi, kuryelerimizin kurumunuza gelme saatlerine uygun olarak hazırlamanız, gereksiz beklemleri önler ve örneklerin laboratuvarımıza zamanında ulaşmasını ve sonuçların zamanında çıkmasını sağlar.



Şehir Dışından Kargo İle Gönderilen Numuneler İçin

Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu'nda, her test için belirtilen saklama koşullarına uygun olarak hazırlanmış örnekler ve istem formları Numune Taşıma Çantasının Hazırlanması başlığı altında anlatıldığı şekilde hazırlanır ve anlaşmalı olunan kargo şirketi kuryelerine teslim edilerek Özel Viromed Laboratuvarlarına ulaştırılır.

Numune Taşıma Çantasının Hazırlanması

Özel Viromed Laboratuvarları Numune Taşıma Çantası ısı izolasyon malzemesi içeren, çift katmanlı ıslanmaz kumaştan yapılmıştır. Çanta içerisine sıcaklığın yalıtımını ve stabilitesini sağlamak için strafor kutu yerleştirilmiştir. Strafor kutularda numune sıcaklığının stabilitesini sağlamak için buz akülerinin konacağı yerler mevcuttur. Buz aküleri çanta içi sıcaklığın 2-8°C'de olmasını sağlamak için kullanılır. Yaz aylarında



2-3, kış aylarında ise 1-2 buz aküsünün çantaya yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak buz aküleri çantayla birlikte gönderilir. Çantanın hazırlanma şekli şöyledir;

- Numunelerin konacağı çantanın orta kısmına ve /veya yanlarına buz aküsü yerleştirilir.
- Numuneler resimde görüldüğü gibi dik durumda ve kapakları sızmayı önleyecek şekilde sıkıştırılmış olarak yuvalarına yerleştirilir.
- Strafor kutunun kapağı dikkatli bir şekilde kapatılır.
- Kutudaki numunelere ait bilgilerin bulunduğu Test İstem Formu çanta kapağının iç tarafında ki özel bölmeye konur ve çanta dikkatlice kapatılır.
- İlgili kısımları doldurulmuş Kurye Örnek Teslim Alma Formu ile birlikte laboratuvarımız kurye görevlisine veya kargo personeline teslim edilir.

Çanta Isı Kontrolü

Özel Viromed laboratuvarları, belli periyotlarda numune taşıma çantasının sıcaklığının, transport süresi boyunca uygun olup olmadığını datalogger ile denetlemektedir. Bu amaçla, ilgili kuruma datalogger gönderilir. Datalogger gönderilen kurum telefon ile datalogger kullanımı hakkında bilgilendirilir. Datalogger, numunelerin yerleştirildiği kısma buz aküsü ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Denetimin doğru değerlendirilebilmesi açısından bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.

Numune Saklama, Test Ekleme ve İlave Numune İstemleri

Laboratuvarımızda analizi sonuçlandırılan numuneler, ek test istemleri, ileri tetkikler veya test tekrarları için saklanır. Test çalışması tamamlanmış numuneler 1 hafta, bazı özel örnekler (patoloji örnekleri, riskli çıkan tarama örnekleri, moleküler testlere ait örnekler vb.) 1 yıl süre ile uygun koşullarda saklanır.



Gönderdiğiniz örneklerle, numune kabul tarihi itibarıyla 1 hafta içerisinde, yeni bir istem formu ile ek test isteminde bulunabilirsiniz. İsteminiz, Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu'nda belirtilmiş olan numune türü, dayanıklılık şartları ve mevcut olan örneğin yeterliliğine göre kabul veya reddedilerek tarafınıza bilgi verilir.

Sözlü olarak yapılan talepler kabul edilmemektedir. Mevcut numuneye test ekleme ya da hasta bilgilerinde bir düzeltme talep ediliyorsa bu talep, yeni bir Test İstem Formu ya da kurumun kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının yazılı olarak bildirilmesi ile yapılır. Laboratuvarımız bunların haricindeki değişiklikleri kabul etmemektedir.

Hasta numunesinin yetmemesi ya da bir nedenle yeni örneğe ihtiyaç olması halinde bu durum açıklaması ile birlikte kurumunuza bildirilecek ve yeni örnek talep edilecektir.

Acil Test İstemleri

Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu'nda yer alan sonuç bildirme süreleri dışında acil çalışılması istenen test talebi olması halinde, Test Talep Formu üzerine büyük harfle ve kırmızı kalemle ACİL ibaresi yazılır. Numuneyi almak için gelen kuryelere de bu konuda bilgi verilir. Gerekirse telefonla aranarak laboratuvarımız bu konu hakkında bilgilendirilir.

Kuryenin uğrama saati dışında acil talep olması durumunda ise telefonla laboratuvara bilgi verilip, kuryenin talepte bulunan merkeze yönlendirilmesi sağlanır.

Acil numuneler laboratuvara ulaştıktan sonra hemen işleme alınıp acil olarak çalışılır.



Uygun Olmayan Numunenin Reddedilmesi

Laboratuvarımıza ulaşan numunelerin kabulü, bilimsel kriterlere uygun ve standart bir şekilde yapılmaktadır.

Laboratuvarımıza ulaşan numuneler aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedilebilir

- Hemolizli, lipemik ve pıhtılı kan numuneleri,
- İşaretli çizgiden az ya da fazla miktarda alınmış kan numuneleri (koagulasyon testleri ve hemogam sonucuna anlamlı etkisi olmaktadır),
- Uygun olmayan koruyucu ilave edilmiş numuneler,
- Etiketlenmemiş ya da üzerinde kimlik bilgisi yazılmamış numuneler,
- Numunenin uygun olmayan bir şekilde toplanması,
- Numunenin uygun olmayan tüpe veya kaba alınması,
- Kırık, çatlak kap ile gönderilen ve kap veya enjektörün dışına sızmış numuneler,
- Bir başka materyalle kontamine numuneler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi),
- İstem formundaki bilgilerle örnek kabındaki bilgilerin uyumsuzluğu (faks ya da e-mail ile teyit alınır),
- Laboratuvara uygun taşıma koşullarında ulaşmamış numuneler

Uygun olmayan örneğin reddedilmesi halinde durum kayıt altına alınır, hekim veya gönderen merkez bilgilendirilir ve yeni numune istenir. Reddedilen örneğin yenisi geldiğinde, yeni örnek numarası ile çalışmaya alınır.

Tekrar numune alınmasının mümkün olmadığı hallerde (BOS, perikard, plevra, eklem içi sıvı, vb. alınması) hekimin isteğine bağlı olarak numune çalışmaya alınır ve sonuç raporunda durum belirtilir.

Panik Değer Bildirimi

Test sonuçlarının panik değer listesinde belirlenen sınırları aşması halinde, istemi yapan kurumun sorumlusuna acilen bilgilendirme yapılır ve durum kayıt altına alınır. Ayrıca SMS ile doktor telefonlarına hasta bilgileri doğrultusunda panik bildirimi yapılmaktadır.

Tehlikeli Malzeme ve Atıkların Toplanması ve Atılması

Laboratuvarımızda analizi yapılan tüm numuneler ve atıkların bertarafı için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarımızda analiz sonrası biriken tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve atılması işlemleri “Tehlikeli Malzeme ve Atıkların Toplanması ve Atılması Talimatı”na uygun olarak yapılmaktadır.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
1	L100000	1,25-Dihidroksi Vitamin D Sinonim: 1,25-Dihidroksikolekalsiferol 1,25-Dihidroksivitamin D3 Kalsitriol Calcitriol	Hiperkalseminin ayırıcı tanısı, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların takibi, hipo ve hiper paratiroidizm, sarkoidozis, malignite şüpheleri ve takibi durumlarında kullanılır.	EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22 °C) 3 gün Buzdolabı (4 °C) 7 gün Dondurucu (-20 °C) 30 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	RIA	Her gün	15 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
2	L100220	25-Hidroksi Vitamin D * Sinonim: 25-OH Vitamin D Kalsidiol Kalsiferol 25-OH kalsiferol 25-Hidroksikalsiferol Vitamin D2 + D3 Vitamin - (Ergokalsiferol + Kolekalsiferol)	Vitamin D eksikliği ve fazlalığının belirlenmesinde, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Bir kere dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
3	L100160	11-Deoksikortizol Sinonim: 11-Deoksikortikosteroid 17-Hidroksi -11-Deoksikortikosteron Kortikosteron Deoksikortizol Compound B Compound S Tetrahidro S	Konjenital adrenal hiperplazi, sekonder veya tersiyer adrenal yetmezlik, adrenal karsinomlar, hirsutismus, cushing sendromu tanısı için metirapon testi sırasında ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22 °C) 28 gün Buzdolabı (4 °C) 28 gün Dondurucu (-20 °C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	RIA	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
4	L100190	17 OH-Progesteron Sinonim: 17 OHP 17 Alfa hidroksiprogesteron Hidroksiprogesteron Progesteron, 17-Hidroksi	Konjenital adrenal hiperplazi (KAH), hirsutizm ve infertilitenin tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Yetişkin kadınlarda menstrual siklus ile düzeyler değiştiğinden doktor tarafından istenen menstrual siklus zamanında örnek alınmalıdır. Buzdolabı (4°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	EIA	Salı Cuma	2 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
5	L100180	17-Hidroksikortikoidler Sinonim: 17 Ketosteroidler 17 KS	Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar Örneğin toplanacağı idrar kabına çocuklar için 5 mL, yetişkinler için 10 mL asetik asit konulur. İdrar, bu asitlerin üzerine eklenir. İdrar volümü mutlaka laboratuvara bildirilmelidir. Oda ısısı (18-22 °C) 4 saat Buzdolabı (4 °C) 14 gün Dondurucu (-20 °C) 28 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	Kromotogafik (+) Spektrofotometrik	Her gün	30 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
6	L100130	5' Nükleotidaz Sinonim: 5' - NT	Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5'-NT düzeyi yükselme eğilimindedir.	Serum Buzdolabı (4°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 4 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	3 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
7	L100090	5-Hidroksi İndol Asetik Asit Sinonim: 5-OH-İndol Asetik Asit 5-HIAA	Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır.	24 Saatlik İdrar Örneğin toplanacağı idrar kabına çocuklar için 5 mL, yetişkinler için 10 mL 5 M HCL konulur. Numune laboratuvara geldiğinde PH değeri <4 olmalıdır. PH değeri >7 olan numuneler test için stabil değildir. İdrar volümü mutlaka laboratuvara bildirilmelidir. Buzdolabı (4°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	LC-MS/MS	Her gün	10 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
8	905760	AARB Aranması	Klinik Numunelerde aside dirençli basillerin varlığını tespit için kullanılır. Mikobakteriyum enfeksiyonunun tanısında ve tedavinin etkinliğinin takibinde yardımcı testtir.	Balgam / BAL / İdrar / BOS / Eklem Sıvısı / Plevra Sıvısı	Steril Kap	İdrar 10 mL Diğerleri 5 mL	Mikroskopik	Her gün	2 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
9	L100880	ACE Sinonim: Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Angiotensin Converting Enzyme Angiotensin-1-Converting Enzyme Angiotensin-1-Converting Enzyme Kinase II Peptidylpeptide Hydrolase SACE Serum Angiotensin Converting Enzyme	Başlıca sarkoidoz tanısında kullanılmaktadır, Ayrıca akut ve kronik bronşit, pulmoner fibrozis, romatoid artrit, servikal adenit, gaucher hastalığı, lepra, hipertiroidizm, fungal hastalıklar ve histoplazmozis tanısında da kullanılır.	Serum Serum hemen ayrılmalı, hasta ACE inhibitörü kullanıyorsa 12 saat süreyle ilacını almamış olmalıdır. Buzdolabı (4 °C) 7 gün Dondurucu (-20 °C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
10	L100270	ACTH Sinonim: Adrenokortikotropik Hormon Adrenal Corticotropin Hormone Cortrosyn Corticotropin Cosyntropin	Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addison hastalığı, sekonder adrenal yetmezlik, hipotalamik yetmezlik), konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısında kullanılır.	EDTA'lı Plazma Numune sabah saat 08.00 de alınmalıdır. ACTH konsantrasyonları sabahları yüksek ve akşamları düşüktür. Buzdolabı (4 °C) 4 saat Dondurucu (-20 °C) 10 hafta	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, plazması ayrılmadan ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
11	906320	Adacık Hücre Antikoru Sinonim: ICA ICA-512 Islet Cell Antibody Anti-IA2 Antibodies	Tip 1 diyabet riski taşıyan bireylerin belirlenmesi ve DM Tip 1 - 2 ayırımında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22 °C) 2 gün Buzdolabı (4 °C) 14 gün Dondurucu (-20 °C) 12 ay Tekrarlanan dondurma /çözünme döngülerinden kaçınılmalıdır.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Cuma	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
12	906330	Adenovirüs Antijeni (Gaita) Sinonim: ADV antijeni Dışkıda Adenovirüs	Akut diyare oluşturan adenovirüs varlığının saptanmasında kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22 °C) 6 saat Buzdolabı (4 °C) 3 gün Dondurucu (-20 °C) uzun süre	Gaita Kabı	20 g	İmmünokromatografik	Her gün	Aynı gün	Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış örnekler.
13	912680	Adenovirüs IgG Sinonim: ADV IgM	Adenovirüs enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22 °C) 2 gün Buzdolabı (4 °C) 7 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
14	912690	Adenovirüs IgM Sinonim: ADV IgG	Adenovirüs enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22 °C) 2 gün Buzdolabı (4 °C) 7 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
15	L100230	Adenozin Deaminaz Aktivitesi (Serum) Sinonim: ADA	ADA hücrel immünitenin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Hücrel immünitenin uyarıldığı; tifo, sarkoidoz, karaciğer hastalıkları, akut lösemi, akut pnömoni, bruselloz, riketsia, romatoid artrit, enfeksiyöz mononükleoz, prostat ve mesane karsinomlarında spesifik olmamakla birlikte yüksek serum ADA aktiviteleri görülebilir.	Serum Oda ısısı (18-22 °C) 12 saat Buzdolabı (4 °C) 7 gün Dondurucu (-70 °C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Cuma Çarşamba	2 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
16	L100250	Adenozin Deaminaz Aktivitesi (BOS) Sinonim: ADA CSF	Tüberküloz menenjitisi değerlendirmek için kullanılır.	BOS Buzdolabı (4 °C) 7 gün Dondurucu (-70 °C) 1 ay	Jelsiz Tüp	500 µL	Spektrofotometrik	Cuma Çarşamba	2 gün sonra	Hemolizli, bulanık, bronkoalveolar Lavaj (BAL) örnekleri ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
17	L100260	Adenozin Deaminaz Aktivitesi (Plevral Sıvı) Sinonim: ADA Plevral FADPF	Tüberküloz plörezi ve malignite ayırımında kullanılır.	Plevral Sıvı Buzdolabı (4 °C) 7 gün Dondurucu (-70 °C) 1 ay	Jelsiz Tüp	500 µL	Spektrotometrik	Cuma Çarşamba	2 gün sonra	Bulanık, bronkoalveolar Lavaj (BAL) örnekleri ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
18	L100920	ADH (Plazma) Sinonim: Antidiüretik Hormon Vazopressin AVP Arginin Vazopressin Hormon	Diabetes insipitus, uygunsuz ADH salınımı sendromu ve psikojenik polidipsi tanısında kullanılır.	EDTA'lı Plazma Hasta 8 saatlik açlık ve susuzluk halinde olmalıdır Plazma ADH düzeyini etkileyen; (ayakta durmak, ağrı, stres, egzersiz, sigara, çay, kahve, alkol, istirahat) faktörler dikkate alınmalıdır. Klorpropamid ve tiazid gubu diüretikler ADH salgısını artırır. Buzdolabı (4 °C) 24 saat Dondurucu (-20 °C) 1 ay	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	RIA	Her gün	15 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, bulanık, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
19	L100920	ADH (İdrar) Sinonim: Antidiüretik Hormon Vazopressin AVP Arginin Vazopressin Hormon	Diabetes insipitus, uygunsuz ADH salınımı sendromu, psikojenik polidipsi tanısında yardımcı olarak kullanılır.	24 Saatlik İdrar Klorpropamid ve tiazid gubu diüretikler ADH salgısını artırır. Buzdolabı (4 °C) 24 saat Dondurucu (-20 °C) 1 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	RIA	Her gün	15 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
20	L104050	Adrenalin (Plazma) Sinonim: Epinefrin	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Heparinli Plazma Örnek alınmadan önce hasta 30 dk dinlendirilmelidir. Dondurucu (-20°C) 7 gün Dondurucu (-70°C) 8 ay	Yeşil Kapaklı Tüp	5 mL	LC-MS	Perşembe	6 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagülan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
21	L104070	Adrenalin (İdrar) Sinonim: Epinefrin	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar 5 yaşından küçük çocuklar için 5 mL, erişkinler için 10 mL 6 N HCl üzerine idrar toplanmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	LC-MS	Perşembe	6 gün sonra	Koruyucu ilave edilmemiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
22	L100290	Aktive Protein C Rezistansı Sinonim: APCR APC Rezistansı RAPC aPTT/APC Tarama Testi	Tek sefer ya da tekrarlayan VTE (Venöz Tromboembolizm) geçiren hastaların ve aile öyküsünde VTE bulunan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 3 ay Dondurucu (-70°C) 6 ay	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
23	L100320	Albumin (Serum) * Sinonim: ALB.	KC ve böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertiroidizm tanısı ile yanık ve nutrisyonel durumun takibinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 10 hafta Buzdolabı (2-8°C) 5 ay Dondurucu (-20°C) 4 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
24	L100340	Albumin (İdrar) Sinonim: ALB.	DM (Diabetes Mellitus) hastalarında nefropati gelişimini erken dönemde tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır.	24 Saatlik İdrar Menstrüasyon döneminde toplanan idrar örnekleri aşırı yüksek albumin içerebileceğinden, bu süre boyunca örnek almaktan kaçınılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.	24 Saatlik idrar kabı	2 mL.	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
25	L100350	Albumin (BOS) Sinonim: ALB.	Santral Sinir Sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde tanıya yardımcı olarak kullanılır.	BOS Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	Jelsiz Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
26	L100370	Aldolaz Sinonim: ALD Fructose Biphosphate Aldolase	Kas hastalıklarının tanısında kullanılır.	Serum Örnek alındıktan sonra serum hemen ayrılmalı ve bekletilmeden analiz yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
27	L100380	Aldosteron (Serum)	Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Aldosteron ve reninin aynı anda ölçülmesi primer/ sekonder hiperaldosteronizm ayırıcı tanısı için faydalıdır.	Serum Hasta 2-4 hafta boyunca (günde 3 g.) normal tuzlu bir diyet uygulamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
28	L100400	Aldosteron (İdrar)	Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde ve hipertansiyon etyolojisinin araştırılmasında kullanılır.	24 Saatlik İdrar 5 yaşından küçük çocuklar için 15 mL, erişkinler için 25 mL %50 lik asetik asit üzerine idrar toplanmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	EIA	Her gün	10 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
29	L100410	Alfa-1 Antitripsin * Sinonim: A1AT AAT Anti-Alpha-1-Trypsin Prolastin	AAT önemli bir akut faz reaktanı olup konjenital eksikliği hastada erken yaşta amfizem ve hepatite neden olur ve ilerleyen dönemlerde siroza dönüşür.	Serum Örnek alındıktan sonra serum hemen ayrılmalı ve bekletilmeden analiz yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-70°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
30	L100660	Alfa-2 Makroglobülin Sinonim: AMG Macroglobulin Alpha-2 Macroglobulin A2M / a2M	Karaciğer fibrozu için dolaylı bir belirteç olarak kullanılabilir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	4 gün sonra	Lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
31	L100680	Alfa-Fetoprotein * Sinonim: AFP α-Fetoprotein	Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin tedavi sonrası takibinde kullanılır. Gonadal tümörlerde, hCG ile birlikte istenebilir. Kronik hepatit ve siroz hastalarında karaciğer kanseri gelişme riski yüksek olduğundan tarama amacıyla da kullanılabilirken, gebelerde fetal anomalilerin araştırılmasında kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavisi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-70°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
32	L100460	Alfa-Galaktozidaz Sinonim: Seramid Triheksosidaz a-galactosidase A Alfa Gal-A Anderson-Fabry Disease	Erkeklerde lizozomal bir depo hastalığı olan Fabry hastalığının tanısında kullanılır. Taşıyıcıları tespit etmez, taşıyıcı durumu için DNA analizi önerilir.	EDTA'lı Plazma Örnek alındıktan sonra bekletilmeden analiz yapılmalıdır. Bekletilecekse plazma hemen ayrılıp -20°C'de dondurulmalı ve mutlaka dondurulmuş bir şekilde (tercihan kuru buz) gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	Fluorometrik	Her gün	30 gün sonra	Dondurulmadan gönderilen örnekler
33	L100710	Alkalen Fosfataz * Sinonim: ALP AP	Karaciğer, safra kesesi, kemik, bağırsak ve paratroid hastalıklarının tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
34	L100750	Alkalen Fosfataz - Kemiğe Spesifik Sinonim: İskelet Alkalın Fosfataz BAP Kemik ALP	Paget hastalığı, osteomalazi ve metabolik kemik hastalıklarının tanısı ile postmenopozal osteoporoz tedavisi dahil antirezorptif tedavilerin etkinliğinin izlenmesinde kullanılır.	Serum Serum hemen ayrılmalı ve bekletilmeden analiz yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	16 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
35	L100730	Alkalen Fosfataz İzoenzimleri Sinonim: ALP İzoenzimleri AP İzoenzimleri	Alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda, aktivite yüksekliğine neden olan dokunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Örnek aç karına alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 1 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Agaroz Jel Elektropherez	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
36	L102350	Alkol Sinonim: Etanol Etil Alkol ETOH	Alkol kullanımını tespit etmek amacıyla kullanılır.	Oksalatlı Plazma Kan alımı sırasında alkol bazlı olmayan bir temizleyici kullanılmalı ve çalışma yapılincaya kadar örnek hava ile temas etmemelidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Gri Kapaklı Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
37	L100300	ALT * Sinonim: Alanin Aminotransferaz GPT Glutamat Pirüvat Transaminaz SGPT Serum Glutamat Pirüvat Transaminaz	Karaciğer hasarı ile seyreden hastalıkların tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Sülfasalazin ve sülfapiridinin fizyolojik plazma konsantrasyonları yalancı sonuçlara yol açabilir. Terapötik konsantrasyonlarda kalsiyum dobesilat ve izoniazid düşük, furosemid ise yüksek ALT sonuçlarına neden olabilir. Cyanokit (Hidroksokobalamin) sonuçlarda etkileşime neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün Dondurucu (-70°C) >7 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
38	L100760	Alüminyum (Plazma) Sinonim: Al	Alüminyum maruziyet takibi, diyaliz uygulanan hastalarda toksisitenin izlenmesi ve metal protezi olan kişilerde alüminyum düzeyinin takibi amacıyla kullanılır.	Heparinli Plazma Plazma 2 saat içinde ayrılmalıdır. Örnek veren kişiler, son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamalı ve son 24 saat içinde alüminyum içeren tablet veya jel kullanmış olmamalıdır. Sirkadyen ritm görülür. En yüksek değerler 09:00 en düşük değerler 18:00 civarında ölçülür. Takipli hastalarda örneklerin aynı saatte alınmasına dikkat edilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Yeşil Kapaklı Tüp	2 mL	ICP-MS	Her gün	11 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
39	L100770	Alüminyum (İdrar) Sinonim: Al	Alüminyum maruziyetinin izlenmesinde faydalı olabilir, kronik maruziyetin değerlendirilmesinde tercih edilir.	24 Saatlik İdrar İdrar örneği soğuk ortamda toplanmalıdır. Örnek veren kişiler, son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamalı ve son 24 saat içinde alüminyum içeren tablet veya jel kullanmış olmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	24 Saatlik İdrar Kabi	10mL	AAS	Her gün	11 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
40	906760	AMA Tip M-2 Sinonim: Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2 Mitokondrial Antikor M-2	Otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
41	L100960	AMH Sinonim: Anti Müllerian Hormon MIF-Müllerian İnhibe Edici Faktör MIH-Müllerian İnhibe Edici Hormon MIS-Müllerian İnhibe Edici Madde	Over rezervinin değerlendirmesi ve kontrollü over stimülasyonuna (KOS) yanıtın tahmini için kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
42	L100800	Amilaz (Serum) * Sinonim: Alfa amilaz AMY	Pankreas hastalıkları ve tükrük bezi ile ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, oksalat, sitrat veya EDTA gibi kalsiyum şelatlayıcı antikoagülanlar içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
43	L100820	Amilaz (24 Saatlik İdrar) Sinonim: Alfa amilaz AMY	Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde kullanılır.	24 Saatlik idrar İdrar soğuk ortamda toplanmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 10 gün NOT: α-Amilaz asitli idrarda stabil değildir, 2 mL/L % 5 NaOH eklenerek pH'nın > 6.0 olması sağlanır.	24 Saatlik İdrar Kabı	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Koruyucu içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
44	L105910	Amilaz (Pankreatik) Sinonim: Alfa amilaz AMY	Pankreatik amilaz aktivitesinin ölçümü, pankreatit ve serum amilaz aktivitesinin yükselmesiyle sonuçlanan diğer pankreatik bozuklukların tanısında değerlidir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, oksalat, sitrat veya EDTA gibi kalsiyum şelatlayıcı antikoagülan içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
45		Aminoasitler (Serum) Sinonim: aa	Aminoasit metabolizma bozukluklarının araştırılmasında kullanılır.	Serum 12 saatlik açlık gerektirir. Alınan kan örneği derhal buzlu su içine konulmalı ve en kısa sürede serum ayrılmalıdır. Serum aa konsantrasyonlarının sirkadyen ritmi vardır. Sabahları en düşük, akşamüstü en yüksek düzeyde bulunur. Ayrıca test öncesi alınan protein miktarı önemlidir. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 mL	LC-MS/MS	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
46		Aminoasitler (İdrar) Sinonim: aa	Aminoasit metabolizma bozukluklarının araştırılmasında kullanılır.	Spot idrar Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı	2 mL	LC-MS/MS	Her gün	10 gün sonra	Dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
47		Aminoasitler (BOS) Sinonim: aa	Eş zamanlı toplanan plazma örnekleriyle birlikte kullanıldığında, özellikle nonketotik hiperglisinemi (glisin ensefalopatisi) ve serin biyosentez kusurları gibi olası doğuştan amino asit metabolizması hataları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	BOS Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay	Koruyucu içermeyen Tüp	2 mL	LC-MS/MS	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli, bulanık ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
48	L100860	Amonyak Sinonim: Amonyum NH3 NH4	Karaciğer hastalıkları sırasında ortaya çıkan koma tablosu ile karaciğer yetmezliğinin takibi ve yenidoğan üre siklusu defektlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek aç karına ve staz durumu olmadan alınmalıdır. Örnek alma öncesinde sigara içilmemelidir. Buzdolabı (2-8°C) 2 saat Dondurucu (-38°C) 3 hafta	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, plazması ayrılmamış ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
49	907950	ANCA-IFA (c-ANCA) Sinonim: Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor PR3 Proteinaz 3	Nötrofillerin primer ganüllerinde ve monositlerde bulunan serin proteaz (PR3) enzimine karşı oluşan antikor (PR3-ANCA) pozitifliğini gösterir. Wegener ganüloatozisi ve mikroskobik polianjit olmak üzere otoimmün vaskülit olduğundan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
50	907840	ANCA-IFA (p-ANCA) Sinonim: Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor MPO Miyeloperoksidaz	Miyeloperoksidaz (MPO) enzimine karşı oluşan antikor (MPO-ANCA) varlığını gösterir. Wegener ganüloatozisi ve mikroskobik polianjit olmak üzere otoimmün vaskülit olduğundan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
51	L100010	Androstenedion Sinonim: 1,4-Delta Androstenedion 4-Androstene-3,17-dione 4-Androstenedion Delta-4-Androstenedion	Androjen bozukluklarının tanı ve takibinde diğer hormon testleriyle birlikte kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
52	L100890	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA Sinonim: Anti-B2-Glikoprotein 1 Anti-B2-GP 1 B2 IgA B2GP1 IgA APOH Apolipoprotein H	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması, tekrarlayan düşüklerin sebebinin belirlenmesi ve antifosfolipid sendromun (APS) tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
53	L100900	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG <i>Sinonim:</i> Beta-2 GP1 Ab IgG B2GMG (Beta-2 Glikoprotein 1) APOH Apolipoprotein H	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması, tekrarlayan düşüklerin sebebinin belirlenmesi ve antifosfolipid sendromun (APS) tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
54	L100910	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM <i>Sinonim:</i> Beta 2 GP1 Ab IgM APOH Apolipoprotein H	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması, tekrarlayan düşüklerin sebebinin belirlenmesi ve antifosfolipid sendromun (APS) tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
55	905610	Antibiyotik Duyarlılık Testi <i>Sinonim:</i> Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Antibiyogam Antibiyotik Direnç Testi Kirby-Bauer Testi Bakteri Direnç Testi, Disk Difüzyon Antibiyogam Bakteri Duyarlılık Testi	Üretilen bakterinin antimikrobiyel hassasiyetinin tespitinde kullanılır.	Bakteri Suşu	Plak	N/A	Disk Difüzyon Yöntemi	Hergün	2 gün sonra	Cansız bakteri suşu ve kontamine olmuş örnekler.
56	907101	Anti-CCP <i>Sinonim:</i> Anti Siklik Sitrülinlenmiş Peptit Antikoru Anti Cyclic Citrullinated Peptide Antibody Anti-Sitrüline Ab Anti-Sitrüline Antikor	Romatoid artrit (RA) süphesi olan hastaların değerlendirilmesi, romatoid artrit ve diğer bağ dokusu hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır;	Serum Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
57	906410	Anti ds-DNA <i>Sinonim:</i> Native DNA Double-Stranded DNA Antibody Çift Sarmallı DNA Antikoru DANA	Sistemik lupus eritematoz (SLE) tanı ve takibinde kullanılır. Ayrıca Sjögen sendromu, progesif sistemik skleroz ve mixed konnektif doku hastalıklarında da Anti ds-DNA düzeyi yükseksebilir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
58	906420	Anti Düz Kas Antikoru <i>Sinonim:</i> Anti Smooth Muscle Antibody ASMA SMA Aktin Antikor	Otoimmün hepatit, primer sklerozan kolanjit tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
59	906430	Anti Endomisyum Antikor IgA <i>Sinonim:</i> EMA IgA Anti-Endomiyal Antikor IgA	Çölyak hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
60	906430	Anti Endomisyum Antikor IgG <i>Sinonim:</i> EMA IgG Anti-Endomiyal Antikor IgG	Çölyak hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
61		Anti-Faktör Xa Aktivitesi <i>Sinonim:</i> Anti-Xa Heparin Anti-Xa LWMH Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Düzeyi	Heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) kullanan hastalarda heparin düzeyinin tespit edilmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Örnek alımı, heparin enjeksiyonundan 4 saat sonra yapılmalıdır. Çok düşük antitrombin III (AT III) seviyeleri, hatalı düşük sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	3 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, pıhtılı, fibrin içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
62	906440	Anti-Fosfatidilserin IgG <i>Sinonim:</i> aPS IgG	Fosfolipid sendromu tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Cumartesi	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş, ısı işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
63	906440	Anti-Fosfatidilserin IgM <i>Sinonim:</i> aPS IgM	Fosfolipid sendromu tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Cumartesi	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş, ısı işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
64	906470	Anti-Fosfolipid IgG <i>Sinonim:</i> aPA IgG	Otoimmün bozukluk olan Antifosfolipid antikor sendromunun (APS) tanı ve takibinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş, ısı işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
65	906480	Anti-Fosfolipid IgM Sinonim: aPA IgG	Otoimmün bozukluk olan Antifosfolipid antikor sendromunun (APS) tanı ve takibinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
66	906960	Anti-GAD Sinonim: Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru GADA GAD65 Beta Cell Antibody	İnsüline bağımlı Tip 1 diyabet (T1D) ve Latent Otoimmün Diyabetin (LADA) tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılır	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
67	906490	Anti Gliadin Antikor IgA Sinonim: AGA IGA Deamine Gliadin Peptit IgA	Çölyak hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
68	906500	Anti Gliadin Antikor IgG Sinonim: AGA IGG Deamine Gliadin Peptit IgG	Çölyak hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
69	L102870	Anti Glomerül Bazal Membran Antikoru Sinonim: Anti-GBM Antikoru Anti-GBM Antibody Bazal Membran Antikoru	Glomerulonefrit ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
70	906510	Anti HAV IgG * Sinonim: Hepatit A IgG Antikoru Anti-Hepatit A IgG Hepatit A IgG HAVAB-G	Hepatit A enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
71	906530	Anti HAV IgM * Sinonim: Anti-Hepatit A IgM Hepatit A IgM Antikoru Hepatit A IgM HAVAB-M	Akut hepatit A enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Pazartesi Perşembe	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
72	906580	Anti-HBc IgM * Sinonim: Hepatitis B Core Antibody IgM HBV Core IgM Hepatit B Core Ab IgM Core Antibody IgM	Akut Hepatit B enfeksiyonunun teşhisinde, HBsAg'nin negatifleştiği ancak Anti-HBs'nin pozitif olmadığı pencere döneminde akut hepatit B enfeksiyonunun tespitinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Pazartesi Perşembe	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
73	906560	Anti-HBc Total (IgG+IgM) * Sinonim: HBV Core Total Hepatit B Core Ab IgG/IgM Core Antibody IgG/IgM Hep B Core Total Ab Anti Core Antibodies	Geçirilmiş veya geçirilmekte olan Hepatit B enfeksiyonu tanısında, HBsAg, Anti HBs, Anti HBc IgM, HBeAg ve Anti HBe belirteçlerinin negatif olduğu hepatit B taşıyıcılarının belirlenmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
74	906600	Anti-Hbe * Sinonim: Hepatit Be Antikoru Hepatitis Be Ab HBe Ab HEAB	Hepatit B virus taşıyıcılarının bulaştırıcılık olasılığının belirlenmesinde, kronik HBV enfeksiyonlu hastalarda enfeksiyon durumunun takibinde ve antiviral tedavi alan kronik HBV hastalarında serolojik yanıtın takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
75	906620	Anti-HBs * Sinonim: HBsAb Hepatit B Antikoru Hepatit B Yüzey Antijenine Karşı Antikor	Geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu veya aşı sonrası immunizasyon takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı Gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
76	906640	Anti-HCV * Sinonim: HCV Ab HCV Antikoru Hepatit C Viral Antikor	Akut veya kronik Hepatit C enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı Gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
77	906670	Anti-HIV * Sinonim: HIV Antikoru	HIV enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 hafta Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Hergün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
78	906700	Anti Histone Sinonim: Histon Antikor Antihistone Antibodies	Sistemik Lupus Eritematozus tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
79	906720	Anti Jo-1 Sinonim: Jo-1 Antikoru Histidil-tRNA Sentetaz Antikorları	Polimiyozitli hastalarda %20-25 oranında pozitifdir. Sıklıkla interstisyel akciğer fibrozisi ile ilişkilidir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
80	906730	Anti-Kardiyolipin IgG Sinonim: ACA IgG aCL IgG	SLE, Lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, antifosfolipid sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
81	906740	Anti-Kardiyolipin IgM Sinonim: ACA IgM aCL IgM	SLE, Lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, antifosfolipid sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
82	906760	AMA Tip M-2 Sinonim: Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2 Mitokondrial Antikor M-2 AMA M-2	Otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
83	906780	Anti-Nükleer Antikor (IFA) Sinonim: ANA Anti celluler Antibody	Kollajen doku hastalığı şüphesinde, otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
84	906780	Anti-Nükleer Antikor (EIA) Sinonim: ANA Anti celluler Antibody	Kollajen doku hastalığı şüphesinde, otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
85	906790	Anti-Pariyetal Hücre Antikoru Sinonim: APCA PCA	Pernisiyoz anemi ve otoimmün atrofik gastrit tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
86	906800	Anti Ribozomal P Protein Sinonim: rRNP Ribozom Antikoru	SLE, Sjögen sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
87	908040	Anti RSV IgG Sinonim: Solunum Sinsityal Virüs IgG Respiratuvar Sinsityal Virus	RSV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
88	908040	Anti RSV IgM Sinonim: Solunum Sinsityal Virüs IgM Respiratuvar Sinsityal Virus	RSV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
89	906850	Anti Scl 70 Sinonim: Skleroderma Antikor Topoizomeraz 1 Scl70	Skleroderma, progressif sistemik skleroz ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
90	906860	Anti Sentromer Antikor Sinonim: ACA CENA Sentromer Antikor CENP Kinetokor Antikorları	Sistemik skleroz ile uyumlu klinik belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmunobloting	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
91	907000	Anti Sm Antikor <i>Sinonim:</i> Smith Antikor Anti Sm Anti Smith	Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
92	906870	Anti Sm D1	Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
93	907010	Anti-Sm/RNP <i>Sinonim:</i> Anti-ENA RNP Antikoru Sm/RNP	Sistemik lupus eritematoz (SLE) ve diğer otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
94	704550	Anti Sperm Antikor <i>Sinonim:</i> ASA Antisperm Antibody	İnfertilite nedeni otoantikorların araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	5 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
95	907020	Anti SSA (Anti Ro) <i>Sinonim:</i> SS-A Ro Antikoru	Sjögren sendromu, SLE ve romatoit artrit tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
96	907030	Anti SSB (Anti La) <i>Sinonim:</i> SS-B La antikoru	Sjögren sendromu, SLE ve romatoit artrit tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Immunoblot	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
97	906880	ATG <i>Sinonim:</i> Anti-Tiroglobulin TGAB Tiroglobulin Antikoru	Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, neonatal hipotiroidizm, Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarının tanısında kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. > 2000 ng/mL Tg konsantrasyonları yalancı yüksek anti-Tg konsantrasyonlarına yol açabilir. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
98	906750	Anti-TPO Sinonim: TPOAb Tiroid Peroksidaz Antikoru Tiroperoksidaz Antikoru Tiroid Mikrozomal Antikor Antitiroid Antikor	Otoimmün tiroid hastalıklarının tanısında yardımcı olarak, otoimmün tiroid bozukluklarının nonotoimmün guatr veya hipotiroidizmden ayırımında ve subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda tedaviye karar vermede kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
99	L100990	Antitrombin III Aktivitesi Sinonim: AT3 Aktivitesi Anti-Trombin III Heparin Kofaktör Aktivitesi	Doğuştan veya edinilmiş antitrombin eksikliğinin teşhisinde kullanılır.	Sitratlı plazma Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Salı	2 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
100	L101000	Apolipoprotein A-I Sinonim: APO A1	Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. Tangier hastalığının tespitine yardımcı olur.	Serum En az 8 saat açlık gereklidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Salı Cuma	4 gün sonra	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
101	L101030	Apolipoprotein B Sinonim: APOB Apoprotein B	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde. Şüpheli abetalipoproteinemi veya hipobetalipoproteineminin doğrulanmasında kullanılır.	Serum En az 8 saat açlık gereklidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Salı Cuma	4 gün sonra	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
102	905680	Apse Kültürü Sinonim: Pü kültürü Yara Kültürü Apse Drenajı Eksüda Kültürü Fronkül Kültürü	Enfeksiyon nedeni mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonunda	Apse Sürüntüsü / Apse Akıntısı / Drenaj Mayı / Eksüda Numune alındıktan hemen sonra laboratuvara ulaştırılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C)'de 2 gün	Enjektör Transport Besiyeri Steril kap	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Kontamine, uygun şartlarda ve uygun süre muhafaza edilmemiş örnekler.
103	L101050	APTT * Sinonim: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı Activated Partial Thromboplastin Time	İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, bazı pıhtılaşma faktörü eksikliklerinin (faktör 8, 9, 11, 12) taranması heparin tedavisinin takibi, disfibrinojenemi, DIC, KC yetmezliği ve K vitamini eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma Başta Heparin ve Kumadin olmak üzere antikoagülan tedavi sorgulanmalı, plazma hemen ayrılarak çalışılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
104	L101080	Arilsülfataz A (Lökosit) Sinonim: ARSA MLD Metakromatik Lökodistrofi	Metakromatik lökodistrofi (MLD), arilsülfataz enziminin eksik aktivitesinden kaynaklanır. MLD olasılığını dışlamak için kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Hasta son 48 saat içinde deniz ürünleri yememiş olmalıdır. Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 gün	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	Spektrofotometrik	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli, dondurulmuş olarak gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
105	L101160	Arsenik (Plazma) Sinonim: As	Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi takibinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	ICP-MS	Her gün	11 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
106	L101170	Arsenik (İdrar) Sinonim: As	Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi takibinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Örnek soğukta toplanmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	ICP-MS	Her gün	11 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
107	900540	ASCA IGG Sinonim: Saccharomyces Cerevisiae Ab. IgG	Kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı ayırıcı tanısında kullanılır. Bu antikor Crohn hastalığında saptanırken, ülseratif kolitte tespit edilmemektedir.	Serum Oda ısısı (18-22 °C) 2 gün Buzdolabı (4 °C') 14 gün Dondurucu (-20 °C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	11 gün sonra	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
108	L114010	Asetaminofen Sinonim: Anacin-3 Datril Excedrin Parasetamol Phenacetin Tylenol	Toksosite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum 150 mg / kg N-asetil sistein i.v uygulamasından sonraki 4-6 saat içinde alınan örneklerde, hatalı şekilde düşük asetaminofen seviyeleri ölçülebilir. Oda ısısı (18-22 °C) 24 saat Buzdolabı (4 °C') 7 gün Dondurucu (-20 °C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	8 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
109	906340	Asetilkolin Reseptör Antikoru <i>Sinonim:</i> AChR Antikoru AChR Ab ARAb Ach Receptor Ab Myasthenia Gavis Antibodies	Myastenia Gavis'te, hastalığın remisyonu ve immunsupressif tedavinin takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	11 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
110	L100980	ASO <i>Sinonim:</i> Antistreptolizin O	A Gubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının (akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit) tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
111	L101280	AST * <i>Sinonim:</i> Aspartat Aminotransferaz GOT SGOT Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminaz	Karaciğer hasarının saptanması ve karaciğer hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
112	L101330	Bakır (Serum) <i>Sinonim:</i> Copper Cu	Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson Hastalığı, bilier siroz, primer sklerozan kolanjit tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Diurnal ritm görülür. Sabahları en yüksek seviyededir. Gadolinium, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
113	L101340 L101350	Bakır İdrar) <i>Sinonim:</i> Copper Cu	Wilson hastalığında tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca kronik aktif hepatit, bilier siroz, romatoid artrit ve proteinüri varlığında idrarla atılan bakır miktarı yükselir.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Gadolinium, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	AAS	Her gün	3 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
114	905675	Balgam Kültürü Sinonim: Sputum Culture Alt Solunum Yolu Kültürü	Alt solunum yolu bakteriyel enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılır.	Balgam Hastaya steril kap ve gargarin çözeltisi verilir. Hastadan önce gargara yapması, su ile ağzını iyice çalkalayarak gargarinin uzaklaştırılması ve balgamı kaba çıkarması istenir. Çıkan materyalin alt solunum yollarından gelen koyu balgam olması önemlidir. Balgam örneği aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Uzun mesafeden gönderilecekse transport besiyerine alınıp gönderilebilir. Bu durumda hücre sayımı için ayrıca balgam örneği gönderilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Donmuş halde kabul edilmez	Steril Kap Transport Besiyeri	Tercihan 5 mL	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
115	L101620	Beta-2 Mikroglobulin (Serum) Sinonim: Beta-2 Mikroglobulin B2 Mikroglobulin B2M β2M Timotaksin	Multiple miyeloma, otoimmün hastalıklar, kronik inflamasyon, KC hastalığı, bazı akut viral enfeksiyonların tanı ve takibi ile renal transplantasyon sonrası organ reddinin izlenmesinde kullanılır.	Serum Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Pazartesi Perşembe	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
116	L101630	Beta-2 Mikroglobulin (İdrar) Sinonim: Beta-2 Mikroglobulin B2 Mikroglobulin B2M β2M Timotaksin	Renal tübüler hasarın değerlendirilmesi, kadmiyum, cıva, lityum veya aminoglikozid toksisitesi takibinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar pH<6 olan idrarlarda örnek içine %5'lik (1N) NaOH (5 mL'ye 1 damla) eklenmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	CLIA	Pazartesi Perşembe	4 gün sonra	Bulanık, partikül içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
117	L101550	Beta-hCG * Sinonim: Human Chorionic Gonadotropin Beta Subunit CG Chorionic Gonadotropin	Gebelik tanısı dışında mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörlerin değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
118	L101670	Bikarbonat Sinonim: HCO3	PH tayini ile birlikte solunumsal ve metabolik asit-baz denge bozukluklarının, tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Bikarbonat (HCO3) tayini çözünmüş karbon dioksit (CO2) içerdiğinden havayla temastan kaçınılmalıdır. Kapağı kapatılmamış tüplerde bikarbonat içeriği bir saat sonra yaklaşık 4 mmol/L azalır. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	Sarı Ka65paklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, serumu ayrılmış olarak gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
119	L101730	Bilirubin (Total) * Sinonim: B.Total	Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Renal hastalıklarda görülebilen yüksek indikan konsantrasyonları, yanlış yüksek bilirubin ölçümlerine neden olur. Cyanokit (Hidroksokobalamin) yalancı düşük sonuçlara neden olabilir. Terapötik konsantrasyonlarında siklosporin % 10 düşük ölçümlere neden olur. Oda ısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ışıktan korunmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
120	L101710	Bilirubin (Direkt) * Sinonim: B.Direkt	Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Pankreas başı kanseri, safra taşları ve Dubin-Johnson sendromunda direkt bilirubin seviyeleri yükselir.	Serum Fenilbutazon yapay olarak düşük D.Bilirubin sonuçlarına neden olur. Oda ısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ışıktan korunmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
121	L101760	Biotinidaz Aktivitesi Sinonim: BTD Biyotin Amid Amidohidrolaz	Otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan biyotinidaz eksikliğinin tanısında kullanılır.	Guthrie Kağıdına Emdirilmiş Kan Kan, topuğun iç ve dış yan kısımlarında alınır. Topuk delindikten sonra çıkan ilk damla pamukla silinmeli ve sonraki damlalar kullanılmalıdır. Guthrie kağıdında bulunan kuyucuklardaki iki yuvarlak alana kan tamamen emdirilmeli ve tam olarak kurutulduktan sonra transfer edilmelidir. Kurutma işlemi, örnek oda ısısında yatay olarak ve kendi halinde 3 saat bırakılarak yapılmalıdır.	Guthrie Kağıdı	İki yuvarlak alana tamamen emdirilmiş kan	Kolorimetrik	Hergün	7 gün sonra	Tarama alanındaki işaretli alana hem ön hem de arka tarafından kan emdirilmiş örnekler. Emdirilen ancak kanın kartın arka yüzüne geçmediği veya tamamen kurumadan transfer edilen örnekler.
122	L101320	BNP Sinonim: B-Tipi Natriüretik Peptit Brain Natriüretic Peptit Natriuretic Peptide	Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün Dondurucu (-20°C) 2 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünokromatografik	Pazartesi Çarşamba Cuma	Ertesi gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
123	905670	Boğaz Kültürü Sinonim: Orofarenks Kültürü A Gubu Beta Hemolitik Streptokok Kültürü Goup A Streptococcus (GAS) kültürü	A Gubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	Boğaz Sürüntüsü Numune alınırken hastanın ağzını çok iyi açması, dil basacağı (abeslang) kullanılarak örneğin her iki tonsilden alınması gerekir. İnflame alanlar, membranlar ve plak lezyonları varsa swabın oralara da teması sağlanmalıdır. Örnek alınırken swabın dile ve diğer bölgelere temasından kaçınılması gerekir.	Steril Transport Besiyeri (Amies, Stuart)	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
124	907050	Borrelia Burgdorferi IgG Sinonim: B. Burgdorferi Borrelia Spp. Lyme serolojisi	Lyme hastalığının tanısında kullanılır.	Serum Oda ısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
125	907060	Borrelia Burgdorferi IgM <i>Sinonim:</i> B.Burgdorferi Borrelia Spp. Lyme serolojisi	Lyme hastalığının tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
126	907040	Borrelia Burgdorferi IgG (Western Blot) <i>Sinonim:</i> B.Burgdorferi Borrelia Spp. Lyme serolojisi	Lyme hastalığının tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi Perşembe	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
127	907040	Borrelia Burgdorferi IgM (Western Blot) <i>Sinonim:</i> B.Burgdorferi Borrelia Spp. Lyme serolojisi	Lyme hastalığının tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi Perşembe	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısıl işlem görmüş, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
128	L101780	BOS İmmunelektroforez <i>Sinonim:</i> CSF İmmunelektroforez	Multiple skleroz tanısında kullanılır.	BOS/CSF Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Jelsiz Tüp	1 mL	İmmüfiksasyon Elektroforez	Her gün	11 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
129	905680	BOS Kültürü <i>Sinonim:</i> Beyin Omurilik Sıvısı Kültürü CSF Kültürü Meningit Kültürü Meningoensefalit Kültürü	Meningit etkeni ve ventriküler şant etkeninin izolasyon ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	BOS/CSF Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabında bekletilmiş ve donmuş örnekler kabul edilmez.	Jelsiz Tüp	1 mL	Kültür	Her gün	4 gün sonra	Kontamine, buzdolabında bekletilmiş ve dondurularak gönderilen örnekler
130	905760	Boyalı Mikrosobik İnceleme	Gam, Metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik inceleme amacıyla kullanılır.	Vücut Sıvıları / Lezyon ve Mukoza Sürüntüleri / Doku Örnekleri / İdrar, Gaita ve Balgam gibi vücut çıkartıları.	Steril Kap	N/A	Mikroskopi	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan transport kabında ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
131	905770	Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme	Mikolojik, bakteriyolojik, parazitolojik, hücre sayımı vb. amaçlı incelemelerde kullanılır.	Vücut Sıvıları / Lezyon ve Mukoza Sürüntüleri / Doku Örnekleri / İdrar, Gaita ve Balgam gibi vücut çıkartıları.	Steril Kap	N/A	Mikroskopi	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan transport kabında ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
132	907070	Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengall)	Brucella enfeksiyonunun tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Aglütinasyon	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
133	907.080	Brucella Aglütinasyon Testi (Coombs antiserumu ile)	Brucella enfeksiyonunun tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Aglütinasyon	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
134	907090	Brucella Tüp Aglütinasyon (Wright)	Brucella enfeksiyonunun tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Aglütinasyon	Her gün	Ertesi Gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
135	907091	Brucella IgG Sinonim: Brucella IgG Antikorları	Brucella enfeksiyonunun tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
136	907092	Brucella IgM Sinonim: Brucella IgM Antikorları	Brucella enfeksiyonunun tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
137	905680	Burun Sürüntüsü Kültürü Sinonim: Nazal Kültür Burun Kültürü Staphylococ Taşıyıcılığı	Gıda ve sağlık sektöründe çalışan personelin Burun sürüntü örneğinde MRSA (metisiline dirençli Staphylococcus Aureus) taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.	Burun Sürüntüsü Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Donmuş örnekler kabul edilmez.	Transport besiyeri (Amies, Stuart)	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Buzdolabında bekletilmiş ve dondurularak gönderilen örnekler

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
138	L101820	Büyüme Hormonu * Sinonim: Growth Hormon GH hGH Somatotropin Somatotrofik Hormon	BH eksikliği, cücelik, büyüme geriliği ile; fazla salgılanması gigantizm ve akromegali ile ilişkilidir.	Serum Açlık örneği gerekir. Örnek alımı öncesinde hasta 30 dakika dinlendirilmeli ve stres oluşturacak etkilere maruz kalmasından kaçınılmalıdır. BH salınımı gün içerisinde farklılık gösterir. Uyku ve uyanıklık periyotları, egzersiz, stres, hipoglisemi, östrojenler, kortikosteroidler, L-DOPA gibi BH salgılanmasını etkileyen birçok faktör vardır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 28 gün Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
139	L104560	C3 * Sinonim: Kompleman 3 Fonksiyonel C3	Akut inflamatuvar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatit ve SLE hastalık aktivitesinin takibi ile total kompleman (CH50) eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Örnek berrak olmalıdır. Bulanık ve partikül içeren örnekler yaklaşık 15.000xg'de 10 dakika santrifüj edildikten sonra kullanılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Lipemik, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
140	L104570	C4 * Sinonim: Kompleman 4 Fonksiyonel C4	SLE, proliferatif glomerulonefrit, romatoid artrit, otoimmün hemolitik anemi hastalık aktivitesinin takibi ile total kompleman (CH50) eksikliğinin değerlendirilmesi ve Herediter Anjioödem tanısında kullanılır.	Serum Örnek berrak olmalıdır. Bulanık ve partikül içeren örnekler yaklaşık 15.000xg'de 10 dakika santrifüj edildikten sonra kullanılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Lipemik, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
141	L101860	C1 Esteraz İnhibitör Sinonim: C1 Esteraz İnhibitörü Antijen C1 İnhibitör Antijenik Protein C1 INH C1 INA C1 İnaktivatör,	Hereditör anjioödem, SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıkların tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 6 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Çarşamba	Cuma	Hemolizli, lipemik, bulanık ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
142	L101920	CA 15-3 * Sinonim: Kanser Antijeni 15-3 MUC-1 Müsin	Meme kanseri ön tanısında ve daha önce tedavi görmüş II ve III. evre meme kanseri hastalarında nüksün erken saptanmasında kullanılır.	Serum Yüksek doz (günde 5 mg'dan fazla) biotin tedavisi alan hastalarda, son dozdan sonra en az 8 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay Bir kez dondurulmalıdır.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
143	L101940	CA 19-9 * Sinonim: Kanser Antijen 19-9 Karbonhidrat Antijen 19-9 CA-GI Kanser Antijeni GI	CA 19-9 ölçümleri pankreatik karsinomaların tanı ve izlenmesinde değerlidir. Gastrik karsinomalarda CA 72-4 ve CEA ile birlikte ölçülmesi tavsiye edilir. Yüksek CA 19-9 değerleri hepatit, siroz, pankreatit ve kolanjit gibi benign ve inflamatuvar gastrointestinal hastalıklar ve kistik fibrozisde de görülebilir.	Serum Yüksek doz (günde 5 mg'dan fazla) biotin tedavisi alan hastalarda, son dozdan sonra en az 8 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay Bir kez dondurulmalıdır.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
144	L101960	CA 72-4 Sinonim: Kanser Antijen 72-4 Karbonhidrat Antijen 72-4 TAG 72-4 Tumor Associated Glycoprotein 72-4	Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik gastrik karsinomlarda CA 72-4 düzeyi yükselir.	Serum Yüksek doz (günde 5 mg'dan fazla) biotin tedavisi alan hastalarda, son dozdan sonra en az 8 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay Bir kez dondurulmalıdır.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
145	L101900	CA 125 * Kanser Antijeni 125 Karbonhidrat Antijeni 125	Yumurtalık kanseri tedavisi gören hastalarda yanıtın değerlendirilmesinde ve tekrarlayan yumurtalık kanseri takibinde kullanılır.	Serum Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmeli bu süre 2 saati geçmemelidir. Yüksek doz (günde 5 mg'dan fazla) biotin tedavisi alan hastalarda, son dozdan sonra en az 8 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Bir kez dondurulmalıdır.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
146	L104030	CEA * Sinonim: Karsinoemriyolik Antijen	Başta kolorektal kanserler olmak üzere gastrointestinal sistem, akciğer, karaciğer, over, meme, pankreas, prostat ve tiroit kanserleri ile ilişkili tümör belirleyicisi olarak kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Her gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
147	906120	Candida Tiplendirme Sinonim: Candida Tür Ayırımı Candida Albicans Candida Glabrata Candida Krusei Candida Lusitaniae Candida Parapsilosis Candida Tropicalis	Kültürde üretilen Candida suşunun tür ayırımında kullanılır.	Candida Suşu	Transport Besiyeri (Amies, Stuart)	N/A	Mikolojik İdentifikasyon Otomatik Sistem	Her gün	3 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
148	L117620	CD4 / CD8 ORANI Sinonim: CD4 sayımı CD8 sayımı Bağışıklık Yeterliliği	HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanısı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücrel immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 2 gün	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	Flowsitometri	Her gün	7 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli, buzdolabında bekletilmiş veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
149		CH 50 Kompleman Aktivitesi Sinonim: Toplam Hemolitik Kompleman Aktivitesi	Klasik yol kompleman defekti şüphesinde kullanılır.	Serum Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
150	907110	Chlamydia Antijeni (CARD-TEST) Servikal Sürüntü Örneğinde <i>Sinonim:</i> Chlamydia Trachomatis	Kadın servikal sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis'in kalitatif tespitinde kullanılır.	Servikal Sürüntü Oda Isısı (20-25 °C) 6 Saat Buzdolabı (2-8 °C) 3 Gün	Steril SWAP	N/A	İmmünokromatografik	Her gün	Aynı gün	Steril olmayan ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
151	907110	Chlamydia Antijeni (CARD-TEST) Üretral Akıntı Örneğinde <i>Sinonim:</i> Chlamydia Trachomatis	Erkek veya kadın üretral akıntı örneklerinde Chlamydia trachomatis'in kalitatif tespitinde kullanılır.	Üretral Akıntı Oda Isısı (20-25 °C) 6 Saat Buzdolabı (2-8 °C) 3 Gün	Steril SWAP	N/A	İmmünokromatografik	Her gün	Aynı gün	Steril olmayan ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
152	907110	Chlamydia Antijeni (CARD-TEST) İdrar Örneğinde <i>Sinonim:</i> Chlamydia Trachomatis	İdrar örneğinde Chlamydia trachomatis'in kalitatif tespitinde kullanılır.	İdrar Buzdolabında (2-8°C) 24 saat İdrarın mesanede en az iki saat beklemiş olması tercih edilir. İdrar örneği sadece erkeklerden kabul edilir.	Steril İdrar Kabi	10 mL	İmmünokromatografik	Her gün	Aynı gün	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
153	908130	Chlamydia PCR <i>Sinonim:</i> Chlamydia Trachomatis	Chlamydia enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Prostat Sıvısı / Üretral Akıntı / Konjunktival Sürüntü / Servikal Sürüntü / Doku / İdrar Oda ısısı (18-22°C) 6 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün	Transport Besiyeri (Amies, Stuart) Steril İdrar Kabi	2 mL	PCR	Her gün	10 gün sonra	Uygun olmayan transport kabında ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
154	907130	Chlamydia Pneumoniae IgG <i>Sinonim:</i> CP IgM Ab	Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba Cumartesi	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
155	907140	Chlamydia Pneumoniae IgM <i>Sinonim:</i> CP IgG Ab	Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba Cumartesi	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
156	907160	Chlamydia Trachomatis IgG <i>Sinonim:</i> CT IgG Ab	Chlamydia enfeksiyonu tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba Cumartesi	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
157	907170	Chlamydia Trachomatis IgM <i>Sinonim:</i> CT IgM Ab	Chlamydia enfeksiyonu tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Çarşamba Cumartesi	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
158	L101990	Civa (Tam Kan) <i>Sinonim:</i> Mercury Hg	Civa maruziyeti ve zehirlenmesi takibinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Gadolinyum ve iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	ICP-MS	Her gün	16 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagülan oranı, pıhtılı, hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
159	L102010	Civa (İdrar) <i>Sinonim:</i> Mercury Hg	Civa maruziyeti ve zehirlenmesi takibinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar İdrar soğuk ortamda toplanmalı ve soğuk zincirde gönderilmelidir. Gadolinyum ve iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	24 Saatlik İdrar Kabi	10 mL	ICP-MS	Her gün	16 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
160	L104730	CK * Sinonim: Kreatin Kinaz CPK Kreatin Fosfokinaz Total Kreatin Kinaz	İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Işıktan korunmalıdır. Egzersiz, kas travması (temas sporları, trafik kazaları, kas içi enjeksiyonlar, ameliyat, konvülsiyonlar, arı sokmaları ve yanıklar) ayrıca statinler CK konsantrasyonunu artırabilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
161	L104760	CK-MB Sinonim: Kreatin Kinaz-MB CPK-MB Kreatin Fosfokinaz-MB	Akut miyokard infarktüsü (AMI) tanısında kullanılır.	Serum Işıktan korunmalıdır. Terapötik konsantrasyonlarda hidroksokobalamin ve cefoxitin test ile etkileşir. Oda ısısı (18-22°C) 4-8 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
162	L104750	CK İzoenzim Elektroforezi Sinonim: CPK İzoenzim Elektroforezi CK Macro	CK izoenzimlerinin tespitinde kullanılır.	Serum Işıktan korunmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Elektroforez	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
163	907190	Clostridium Difficile Toksin A ve B Sinonim: Clostridioides Difficile Toksini	Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında; antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit gibi durumlarda kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün	Gaita Kabı	5 g	İmmunokromatografik	Her gün	Aynı gün	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
164	908140	CMV DNA Sinonim: Cytomegalovirus DNA	CMV enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Serum / EDTA'lı Plazma / BOS / Amniyotik Sıvı / İdrar / Biyopsi Materyali	Sarı Kapaklı Jelli Tüp EDTA'lı Plazma Jelsiz Düz Tüp Steril İdrar Kabı	1 mL	Real Time PCR	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve ısıyla inaktif olmuş örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
165	906360	CMV IgG * Sinonim: Cytomegalovirus IgG	Geçirilmiş CMV Enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve ısıyla inaktive olmuş örnekler.
166	906370	CMV IgM * Sinonim: Cytomegalovirus IgM	Akut CMV Enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve ısıyla inaktive olmuş örnekler.
167	907220	CMV IgG Avidite Sinonim: Cytomegalovirus IgG Avidite	Fetüsün CMV enfeksiyonundan etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	5 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve ısıyla inaktive olmuş örnekler.
168	907221	Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2)	SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonunun tanısında, hızlı test olarak kullanılır.	Dacron veya Polyester Uçlu Swab (VTM içerisinde) Covid-19 tanısı için ayaktan tedavi edilen hastalarda, nazofarengeal ve orofarengeal sürüntü örneği alınır. İdeal olarak önce orofarengeal sürüntü alındıktan sonra aynı swab kullanılarak burundan da örnek alınmalı ve aynı taşıma besyerine konulmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl ay	Dacron veya Polyester Uçlu Swap (VTM içerisinde)	1 mL	İmmünokromatografik	Her gün	2 saat sonra	VTM içerisinde gönderilmeyen veya dökülmüş örnekler
169	907222	Covid-19 (SARS-CoV-2) IgG	SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Ertesi Gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve ısıyla inaktive olmuş örnekler.
170	907223	Covid-19 (SARS-CoV-2) IgM	SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Ertesi Gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve ısıyla inaktive olmuş örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
171	908115	Covid-19 (SARS-CoV-2) PCR	SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonunun tanısında hızlı test olarak kullanılır.	Dacron veya Polyester Uçlu Swab (VTM içerisinde) Covid-19 tanısı için ayaktan tedavi edilen hastalarda, nazofarengeal ve orofarengeal sürüntü örneği alınır. İdeal olarak önce orofarengeal sürüntü alındıktan sonra aynı swab kullanılarak burundan da örnek alınmalı ve aynı taşıma besiyerine konulmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl	Dacron veya Polyester Uçlu Swab (VTM içerisinde)	1 mL	Real Time PCR	Her gün	2 Saat sonra	VTM içerisinde gönderilmeyen veya dökülmüş örnekler
172	L101830	C-Peptid * Sinonim: İnsülin C Peptit Proinsülin C Peptit Connecting Peptide of Insulin	C-peptid pankreasın endojen insülin üretiminin göstergesidir. İnsülinoma, Tip II DM, vagal stimülasyon, tiro-toksikozis, Cushing sendromu, hipokalemi, gebelik ve akromegalide serum C-peptit düzeyi artarken, Tip I DM, insülin tedavisi, tiazid gubu diüretik ve alkol kullanımına bağlı olarak C-peptit düzeyi azalır.	Serum Açlık örneği gereklidir. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 28 gün Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçınınız.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
173	L101850	CRP * Sinonim: C Reaktif Protein	Nonspesif akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 11 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 ay Dondurucu (-20°C) 3 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve lipemik örnekler.
174	905830	Cryptosporidium Antijeni Sinonim: Fekal Cryptosporidium Antijeni Gaitada Cryptosporidium Antijeni	İnsan dışısında Crptosporidium antijeninin tespitinde kullanılır	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) uzun süreli	Gaita Kabı	10 g	İmmünokromatografik	Her gün	22 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen veya dondurulmadan gönderilen örnekler.
175	L102050	Çinko (İdrar) Sinonim: Zn Zinc	Mesleki maruziyet ve çinko eksikliğinin tespitinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Gadolinium, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	Türbidimetrik	Her gün	2 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
176	L102040	Çinko (Serum) Sinonim: Zn Zinc	Mesleki maruziyet ve çinko eksikliğinin tespitinde kullanılır.	Serum Açlık örneği gerekir. En geç 45 dakika içinde serum hücrelerden ayrılmalıdır. Hastalar besin takviyelerini, vitaminleri, mineralleri, reçetesiz kullandıkları ilaçları ve destek tedavilerini numune vermeden önce kesmelidir. Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Jelsiz Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ikterik, jelli tüp içerisinde gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
177		Çinko (Eritrosit içi) Sinonim: ZnRBC Intracellular Zinc	Mesleki maruziyet ve çinko eksikliğinin tespitinde kullanılır. Kandaki total çinkonun %75-88'i eritrositlerin içinde bulunur. Özellikle orak hücreli anemide eritrosit içi çinko düzeyi düşer.	EDTA'lı Tam Kan Açlık örneği gerekir. Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8 C) 5 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	AAS	Her gün	7 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
178	L107590	Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri Sinonim: VLCFA Very Long Chain Fatty Acids	Yağ asidi oksidasyon defektlerinin tespitinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Örnek yetişkinlerde 10-12 saat, çocuklarda en az 4-5 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	GC-MS	Her gün	12 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
179	L102090	D-Dimer Sinonim: DIC FDP Fibrin Degadation Products Fibrin Yıkım Ürünleri	Yüksek sonuçlar DIC (Dissemine İntravasküler Koagülasyon), derin ven trombozu ve pulmoner emboli olabileceğini düşündürür. Fibrinolitik sistemi değerlendirmek amacıyla kullanılır.	Sitratlı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
180	907230	Delta Antijeni Sinonim: Hepatit D Virüs Antijeni Delta virüs HDV	HDV enfeksiyonunun tanısında, Akut HBV enfeksiyonu veya akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu hastada, tabloyu ağırlaştırıcı faktörün HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ELİSA	Cuma Pazartesi	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
181	907240	Delta Antikoru <i>Sinonim:</i> Hepatit D Virüs Antikoru AHDV Anti-HDV HDV Ab	HDV enfeksiyonunun tanısında, Akut HBV enfeksiyonu veya akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu hastada, tabloyu ağırlaştırıcı faktörün HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ELİSA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
182	L102120	Demir * <i>Sinonim:</i> Fe Iron	Mikrositik anemi ayırıcı tanısı ve demir birikimi ile seyreden hastalıkların tanısında kullanılır.	Serum Diürenal varyasyon nedeniyle örnek en geç sabah saat 10:30'da ve 10-12 saat açlık sonrası alınmalıdır. Demir takviyeleri veya metal bağlayan ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda yapay olarak düşük değerler ortaya çıkabilir. Stres ve uykusuzluk durumlarında serum demiri belirgin şekilde düşük bulunur. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 21 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, EDTA, oksalat ve sitrat içeren antikoagülan tüplerine alınan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
183	L102160	Demir Bağlama Kapasitesi <i>Sinonim:</i> Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi UIBC Unsaturated Iron Binding Capacity Unsatüre Demir Bağlama Kapasitesi	Kronik aşırı demir yükü hastalıkları ile özellikle kalıtsal hemokromatoz tanısında kullanılır.	Serum Diürenal varyasyon nedeniyle örnek en geç sabah saat 10:30'da ve 10-12 saat açlık sonrası alınmalıdır. Demir takviyeleri veya metal bağlayan ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda yapay olarak düşük değerler ortaya çıkabilir. Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, EDTA, oksalat ve sitrat içeren antikoagülan tüplerine alınan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
184	L102180	Deoksipiridinolin <i>Sinonim:</i> DPD D-Pyridyls Deoxyypyridinoline Crosslinks	Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar 10ml 5M HCl üzerine toplanır. Laboratuvara teslim edilen idrar örneğinin pH <4 olmalıdır. pH>7 den büyük olan örnekler çalışma için uygun değildir. İdrar hacmi ölçülmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	24 Saatlik İdrar Kabi	5 mL	HPLC	Her gün	11 gün sonra	Işıktan korunmamış ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
185	905678	Deri Lezyon Kültürü Sinonim: Cilt Lezyonu Kültürü Yar Kültürü	Cilt enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonunda kullanılır.	Drenaj Materyali / Sürüntü Örneği Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 gün	Steril Enjektör Transport Besiyeri (Amies, Stuart)	N/A	Kültür	Her gün	3 gün sonra	Uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
186	L102100	DHEA Sinonim: Dehidroepiandrosteron Unkonjuge DHEA	Hiperandrojenizm'in teşhis ve ayırıcı tanısı ile prematür adrenarjin teşhis ve ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 21 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
187	L102110	DHEA-SO4 * Sinonim: DHEA-S DHEAS Dehidroepiandrosteron Sülfat	Hirşutizm, amenore, alopesi, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
188	L114160	Difenilhidantoin Sinonim: Fenitoin Epdantoin D.P.H Dilantin	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma Aksi belirtilmedikçe ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	LC-MS/MS	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
189	L114090	Digoksin Sinonim: Lanoxin	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Örnek alımı son ilaç alımından en az 6-8 saat sonra yapılmalıdır. Prokainamid, ibuprofen ve kinin digoksin düzeyini artırabilir, rifampin ve fenitoin ise azaltabilir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA ECLIA	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
190	L102250	Dihidrotestosteron Sinonim: DHT 5-Alpha-Dihidrotestosteron 5-a-Dihidrotestosteron Allohidrotestosteron Androstanolon Stanolon	5-alfa redüktaz inhibitörü tedavisi veya kemoterapi alan hastaların izlenmesi ile 5-alfa redüktaz eksikliği olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ELISA	Perşembe	7 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
191	705 210	Direkt Coombs (Polispesifik) Sinonim: Direct Antiglobulin Test Direct Anti-human Globulin Test Poly Specific Coombs	Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığının araştırılması, otoimmün hemolitik anemi, ilaçla indüklenen hemolitik anemi, hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının tesbitinde kullanılır.	EDTAlı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 24 saat	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	Aglütinasyon	Her gün	Ertesi gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve heparinli örnekler.
192	905870	Direkt Parazit İncelenmesi Sinonim: Dışkıda parazit aranması Gaitada parazit	Gaita örneğinde protozoon trofozoit, kist ve helmint yumurtalarının araştırılmasında kullanılır.	Gaita veya Perianal Selefon Bant Örneği Selefon bant sabah defekasyon öncesi uygulanmalıdır.	Gaita Kabi Selefon Bant	N/A	Milroskobik inceleme	Her gün	Ertesi gün	Bebek bezinde, tuvalet kağıdında gelen veya besiyerine alınmayıp 2 saatten fazla beklemiş ve dondurulmuş örnekler.
193	L102260	Doku Transglutaminaz IgA Sinonim: Anti-Ttg IgA tTG IgA	Çölyak hastalığı tanısı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
194	L102270	Doku Transglutaminaz IgG Sinonim: Anti-Ttg IgG tTG IgG	Çölyak hastalığı tanısı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
195	L104050	Dopamin (Plazma) Sinonim: Katekolaminler	Feokromasitoma, nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma, paraganglioma ve hipertansiyonun ayırıcı tanısında kullanılır.	Heparinli Plazma Örnek aç karnına sabah erken saatlerde alınmalıdır. Stres ve ayakta durma ile plazma katekolamin düzeyi artar. Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmeli, alınan örnek hemen buzlu su içerisine konulmalı ve plazması 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde hemoliz edilmeden ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır. Örnek alımından 12 saat öncesine kadar katekolamin kullanılmamalı, sigara ve kafeinli içecekler son 4 saat içinde tüketilmemelidir. Dondurucu (-20°C) 1 ay Dondurucu (-70°C) 12 ay	Yeşil Kapaklı Tüp	2 mL	LC-MS	Perşembe	Çarşamba	Hemolizli ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
196	L104050	Dopamin (İdrar) Sinonim: Katekolaminler	Feokromasitoma, nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma, paraganglioma ve hipertansiyonun ayırıcı tanısında kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar , 10 mL. 6N HCl üzerine idrar toplanmalıdır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini artırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyotta en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 ay Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	LC-MS	Perşembe	Çarşamba	Koruyucu ilave edilmemiş (pH>7) ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
197	L103620	Down Sendromu İkili Tarama Testi Sinonim: Birinci Trimester Tarama Testi (PAPP-A + Serbest / Total Beta HCG)	Birinci trimester döneminde Down sendromu ve Trizomi 13/18 için prenatal tarama ile kantitatif risk tayininin belirlenmesinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay Örnekler 3 kez dondurulabilir.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 mL	ECLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
198	L107410	Down Sendromu Üçlü Tarama Testi İkinci Trimester Tarama Testi AFP + hCG + E3	İkinci trimester döneminde Down sendromu, NTD ve Trizomi 18 için prenatal tarama ile kantitatif risk tayininin belirlenmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 mL	ECLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
199	L102290	Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi İkinci Trimester Tarama Testi AFP + hCG + E3 + İnhibin A (DIA)	İkinci trimester döneminde Down sendromu, NTD ve Trizomi 18 için prenatal tarama ile kantitatif risk tayininin belirlenmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 mL	ECLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
200		EBV DNA (PCR) Sinonim: Epstein-Barr virus HHV-4 Enfeksiyöz Mononükleoz Infectious Mononucleosis	EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	EDTA'lı Plazma Plazma hemen ayrılıp (2-8°C) ye konulmalı. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Real Time PCR	Her gün	21 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
201	907280	EBV EA IgG Sinonim: EBV Early Antijene karşı oluşan antikor EBV EA	EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli, kontamine, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
202	907290	EBV EBNA IgG Sinonim: EBV Nükleer Antijene Karşı oluşan antikor IgG	EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, kontamine, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
203	907300	EBV EBNA IgM Sinonim: EBV Nükleer Antijene Karşı oluşan antikor IgM	EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, kontamine, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
204	907310	EBV VCA IgG Sinonim: EBV Viral Kapsid Antijenine karşı oluşan antikor IgG	EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, kontamine, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
205	907320	EBV VCA IgM Sinonim: EBV Viral Kapsid Antijenine karşı oluşan antikor IgM	EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, kontamine, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
206	907340	ENA Tarama (6'lı Panel) [RNP/Sm, Sm (Smith), SS-A (Anti-Ro), SS-B (Anti-La), Scl-70, Jo-1]	SLE, Sjögen sendromu, skleroderma, miks konnektif doku hastalığı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay Not : Plazma örnekleri kabul edilmez	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 ml	İmmunobloting	Cuma	Ertesi gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
207	907340	ENA Tarama (12'li Panel) [RNP/Sm, Sm (Smith), SS-A (Anti-Ro), SS-B (Anti-La), Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, AMA-M2, Nucleozomlar, Histonlar, ribozomal P-Protein]	SLE, Sjögen sendromu, skleroderma, miks konnektif doku hastalığı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 ml	İmmunobloting	Cuma	Ertesi gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
208	907350	Entamoeba Histolytica Adezin Antijeni Sinonim: E.Histolytica Adezin Ag.	Gaitada Entamoeba histolytica antijeninin araştırılmasında kullanılır.	Gaita Oda ısısında kabul edilmez Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün	Gaita Kabı	5 g	EIA	Her gün	Aynı gün	Dondurulmuş olarak gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
209	907360	Entamoeba Histolytica Antikor (İHA) Sinonim: E.Histolytica Ab.	Karaciğer amobiyazisi tespitinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İHA	Her gün	22 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
210	L102300	Eozinofil Katyonik Protein Sinonim: ECP	ECP, eozinofillerin granüllerinde bulunan sitotoksik özelliği yüksek bir protein olup eozinofil aktivasyonunun takibinde kullanılır. Tedavi takibinde de değerlidir. Atopik dermatit, bronşiyal astım, otoimmün hastalıklar, gut ve bazı parazitik hastalıklarda aktif eozinofiller bulunur ve ECP düzeyi artmıştır.	Serum Örnek aldıktan sonra 60 dk. oda ısısında bekletilir. 1000 rpm'de 10 dk santrifüj edilir, serum temiz bir tüpe ayrılır. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	5 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
211	L106000	Eozinofil Sayımı	Allerjik hastalıkların ve parazitik enfeksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurulmuş örnek kabul edilmez.	Mor Kapaklı Tüp	1 ml	Cell-Counter Mikroskopi	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, pıhtılı ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
212	L102310	Eritropoetin Sinonim: EPO Epogen Hematopoietin Hemopoietin	Primer ve sekonder polisiteminin ayırıcı tanısında, renal anemi tedavi takibinde, eritropoetin üreten tümörlerde ve gebelikte kullanılır.	Serum Diürenal ritmi nedeniyle öğleden önce örnek alınması uygundur. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
213	L102320	Estradiol * Sinonim: E2 17- Beta Estradiol	Kadınlarda hipogonadizm ve oligo-amenore değerlendirilmesi, in vitro fertilizasyon, östrojen replasman tedavisinin izlenmesi, erkeklerde jinekomasti dahil feminizasyonun değerlendirilmesi, östrojen üreten neoplazmların teşhisi, gecikmiş ergenlik teşhisi, menopoz sonrası kadınlarda ve daha az derecede yaşlı erkeklerde kırk riski değerlendirmesinde kullanılır.	Serum Fulvestrant ile tedavi edilen hastalarda Estradiol düzeyi ölçümü eş zamanlı yapılmamalıdır. Steroid içeren ilaçlar bu testle etkileşebilir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
214	L102340	Estriol (Serbest) Sinonim: Unkonjuge Estriol Ue3 E3	Prenatal tarama testlerinin bir bileşeni olarak risk değerlendirilmesinde kullanılır. Düşük seviyeleri ananşefali, nöral tüp defekti, trizomi 18 (Edward sendromu) Smith-Lemli-Opitz sendromu (kolesterol biyosentezinde kusur) ile ilişkilidir. Erişkinlerde, meme kanseri ve preeklamsi risk değerlendirilmesinde kullanılabilir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
215	L114120	Etosüksimid Sinonim: Petimid Zarontin	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün Aksi belirtilmedikçe idame düzey belirlenmesi için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır.	Mor Kapaklı Tüp	1 ml	LC-MS/MS	Her gün	6 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
216		Faktör II Sinonim: Protrombin Aktivitesi	Faktör II ve vitamin K eksikliğinin tespiti, antikorlara bağlı kazanılmış eksikliklerin değerlendirilmesi uzamış PTZ ve aPTT'nin araştırılması, kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi	7 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
217	L104230	Faktör V Sinonim: Proakselerin Labil Faktör AC Globulin Plazma Akseleratör Globulin	Faktör V eksikliği, intravasküler koagülasyon ve fibrinolize bağlı kazanılmış eksikliklerin tespiti ile uzamış PTZ ve aPTT'nin araştırılmasında kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
218	L104240	Faktör VII <i>Sinonim:</i> Prokonvertin Stabil Faktör Otoprotrombin I	Doğumsal Faktör VII eksikliğinin tespiti, KC Hastalığı, oral antikoagulan kullanımı ve vitamin K eksikliğine bağlı kazanılmış Faktör VII eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
219	L104250	Faktör VIII <i>Sinonim:</i> Anti Hemofilik Faktör A Hemofili A	Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması, Hemofili A ve Von Willebrand hastalığı tanısının konulması, edinsel Faktör VIII eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
220	L104340	Faktör VIII İnhibitörü (Tarama)	Faktör VIII inhibitörlerinin varlığının ve titresinin belirlenmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	22 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
221	L104260	Faktör IX <i>Sinonim:</i> Christmas Faktör Anti Hemofilik Faktör B	Faktör IX eksikliğinde Hemofili B (Christmas Hastalığı) gelişir. Hastalık X'e bağlı resesif geçişli olduğundan erkekler hasta, kadınlar taşıyıcıdır. Klinik belirtilerin şiddeti aPTT testindeki uzama ile korelasyon gösterir.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
222	L104350	Faktör IX İnhibitörü (Tarama)	Hemofili B tedavi takibi sürecinde Faktör IX'a spesifik inhibitör varlığının ve titresinin belirlenmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	22 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
223	L104270	Faktör X <i>Sinonim:</i> Stuart Faktör Stuart-Prower Faktör	Doğumsal ya da kazanılmış Faktör X eksikliğinin tespiti, uzamış PT ve aPTT'nin araştırılması ve KC hastalıklarında hemostatik fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
224	L104280	Faktör XI <i>Sinonim:</i> PTA Plazma Tromboplastin Antecedent Antihemofilik Faktör C	Hemofili C (Faktör XI eksikliği) tanısında ve uzamış aPTT araştırmasında kullanılır.	Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi	7 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
225	L104290	Faktör XII Sinonim: Hageman Faktör	Faktör XII eksikliğinin tespit edilmesi ile uzamış aPTT'nin araştırılmasında kullanılır.	Sitratl Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi	7 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
226	L104300	Faktör XIII Sinonim: Fibrin Stabilize Edici Faktör	PTZ, aPTT ve trombosit sayımı normal olmasına rağmen kanama bozukluğu görülen kişilerde kazanılmış ya da doğumsal Faktör XIII eksikliği yönünden değerlendirilmesinde kullanılır.	Sitratl Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Pıhtı Lizis	Salı	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
227	L109590	Fenilalanin (Kantitatif) Sinonim: Phe	Fenilketonüri tarama testinde elde edilen şüpheli veya pozitif sonuçların kontrolü, fenilketonüri hastalarının tedaviye uyumluluğunun değerlendirilmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Açlık kanı gerekir. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	LC-MS-MS	Her gün	5 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
228	L114160	Fenitoin Sinonim: DPH Diphenylhydantoin Epdantoin Epanutin Epitoin Dilantin Hidantin	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Örnek, idame düzeyi belirlemek için ilaç kullanımından hemen önce alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
229	L114170	Fenobarbital Sinonim: Luminal Luminaletten Solfoton	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Salisilat veya valproik asit ile beraber kullanıldığında %40 artar. Hipnotikler, analjezikler, kumarin türevi antikoagülanlar, MAO inhibitörleri, kinidin, giseofulvin, antasit, kortizon, reserpin ve alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğunda ve ağır miyokard bozukluklarında kontrendikedir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
230		Fenol	Fenol maruziyeti ve zehirlenmesi takibinde kullanılır.	Spot İdrar Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 22 ay	İdrar Kabı	5 mL	GC	Her gün	20 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
231	L102410	Ferritin *	Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibi ile demir eksikliği anemisinin kronik hastalık anemisinden ayırımında kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat sonra örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
232	L102450	Fibrinojen Sinonim: Factor I FIB	DIC tanısının dışlanması, PT, aPTT ve TT gibi tarama testlerinde anormallik bulunması, edinsel veya konjenital kaynaklı fibrinojen konsantrasyonunun azlığının veya artışının tespit edilmesi ile fibrinolitik tedavinin izlenmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay	Açık Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	Aynı gün	Pıhtılı, hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
233	L102480	Folik Asit * Sinonim: Folat Folasin Vitamin B9 Pteroylglutamic Acid	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi, folik asit eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.	Serum Örnekler 10 saatlik açlıkta, transfüzyondan ve folik asit replasman tedavisinden önce alınmalı ve ışıktan korunmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat sonra örnek alınmalıdır. Metotreksat, lökovorin ve fenitoin kullanımı Folik Asit ölçümünde hatalı sonuçlara neden olur. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
234	L102530	Fosfor (İdrar) Sinonim: İnorganik Fosfor PO4 Fosfat	Böbrek fonksiyonlarının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Toplama sırasında soğutulmuş durumda saklayın. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
235	L102510	Fosfor (Serum) * Sinonim: İnorganik Fosfor PO4 Fosfat	Serumdaki P dengesinde değişiklik oluşturan kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların teşhisi ve takibi amacıyla kullanılır.	Serum 12-14 saatlik açlık gerektirir. Bifazik sirkadyen ritmi vardır. En düşük değerler sabah saatlerinde, en yüksek değerler öğleden sonra gözlenir. Lipozomal ilaç formülasyonlarında (AmBisome) bulunan fosfolipidler yüksek fosfat sonuçlarına neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
236	L102570	Fruktozamin Sinonim: Protein Bound Glucose GSP Glycated Serum Protein Glike Albümin	Son 2-3 haftalık glisemik kontrolün değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Demir, folik asit, B12, B6 eksikliği fruktozamin ölçüm sonuçlarının düşük çıkmasına neden olur. Yüksek konsantrasyondaki askorbik asit, interferansa neden olduğundan son 24 saat içinde kullanılmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
237	L102500	FSH * Sinonim: Folikül Stimülant Hormon Folikül Uyarıcı Hormon Pituiter Gonadotropin Follitropin	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde, ovulasyonun tahmininde, infertilite değerlendirmesinde ve hipofizer bozuklukların tanısında kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
238	L106760	FT3 * Sinonim: Triiyodotironin	Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Vitamin B7 içeren multivitamin, diyet destek ürünleri veya yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavisi alan hastalarda son uygulamanın ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Amiodaron, fenitoin, propranolol, furosemid, ve valproik asit kullananlarda FT3 düzeyleri azalır. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
239	L106770	FT4 * Sinonim: Tiroksin	Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Vitamin B7 içeren multivitamin, diyet destek ürünleri veya yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavisi alan hastalarda son uygulamanın ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Dekstrotiroksin içeren lipid düşürücü ajanlarla tedavi edilen hastalarda son uygulamanın ardından en az 4 hafta geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
240	905920	Gaitada Amip - Giardia Aranması Sinonim : Dışkıda Amip-Giardia Aranması	Entamoeba histolytica ve Giardi intestinalis'in trofozoit ve kistlerinin araştırılmasında kullanılır.	Gaita 20-25°C'de 30 dakika Bebeklerden gaita örneği alınırken bezin üzerine naylon bir örtü örtülmesi veya hazır bezlerin dış kısmının kullanılması, bebek dışkısını yapar yapmaz örneğin temiz bir kaba alınması önerilir.	Gaita Kabı	5 g	Mikroskopi	Her gün	Aynı gün	Bebek bezinde, tuvalet kağıdında gelen veya besiyerine alınmayıp 2 saatten fazla beklemiş ve dondurularak gönderilmiş örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
241	905930	Gaitada Gizli Kan Sinonim : Guaiac Testi FOB Test Fecal Occult Blood Test GGK	Gastrointestinal kanama şüphesi, kolorektal kanserlerin erken saptanması amacıyla kullanılır.	Gaita *Testten önceki son 2 gün içerisinde; pişmiş ya da yarı pişmiş etli yemekler, kırmızı et, karaciğer, dalak, böbrek, kalp, salam, sosis, turp, şalgam, pişmemiş domates, armut, muz tüketilmemesi önerilir. **Bu süre boyunca; çiğ ya da pişmiş sebzeler, ıspanak, mısır, marul, kuru erik, üzüm, kepekli ekmek, elma, iyi pişmiş tavuk eti, yoğurt, sütlü tatlılar yenmelidir. ***Aspirin ve diğer non-steroid antiinflamatuvarlar, kortikosteroidler, demir içeren preparatlar, 250 mg/gün üzeri dozda kullanılan C-vitamini test sonuçlarının olumsuz etkileyebilir: Ayrıca hemoroid, kanamalı anal bölge hastalıkları ve adet kanaması varlığında test yapılmaz. Oda ısısı (18-22°C) 1 saat Buzdolabı (2-8°C) 36 saat Dondurucu (-20°C) 3 gün	Gaita Kabı	5 g	GUAIAC	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
242	905672	Gaita Kültürü Sinonim: Büyük Abdest Kültürü Feçes Kültürü Dışkı Kültürü	Bakteriyel diyare etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	Gaita Koruyucu Olmayan Ortamda: Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez. Koruyucu İçeren Ortamda : Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 gün	Transport Besiyeri Gaita Kabı	5 g	Kültür	Her gün	3 gün sonra	Bebek bezinde, tuvalet kağıdında gelen ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
243	905770	Gaita Mikroskopik İncelemesi Sinonim : Direkt Gaita Mikroskopisi Gaita Yayması	Eritrosit, lökosit, maya gibi hücrelerin ve protozoon trofozoit, kist ve helmint yumurtalarının araştırılmasında kullanılır.	Gaita Oda ısısı (20-25 °C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	Gaita Kabı	5 g	Mikroskopik İnceleme	Her gün	Aynı gün	Bebek bezinde, tuvalet kağıdında gelen veya besiyerine alınmayıp 2 saatten fazla beklemiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
244	905870	Gaitada Parazitolojik İnceleme Sinonim: Dışkıda Parazit Aranması Gaitada Parazit	Gaita örneğinde protozoon trofozoit, kist ve helmint yumurtalarının araştırılmasında kullanılır.	Gaita / Perianal Selefon Bant Örneği (Selefon bant sabah defekasyon öncesi uygulanmalıdır) Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	Gaita Kabi Selefon Bant	5 g Uygun alınmış örnek	Mikroskobik İnceleme	Her gün	Aynı gün	Bebek bezinde, tuvalet kağıdında gelen veya besiyerine alınmayıp 2 saatten fazla beklemiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
245	L102600	Gaitada pH	Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 1 gün	Gaita Kabi	5 g	İndikatör	Her gün	Aynı gün	İdrarla karışmış gaita örneği.
246		Gaitada Redüktan Madde Sinonim: Gaitada İndirgeyici Madde Dışkıda Redüktan Madde	Çeşitli şekerlerin anormal atılımının neden olduğu ozmotik enteritin mikroorganizmaların neden olduğu enteritten ayırt edilmesinde yardımcı olur. Çocuklarda karbonhidrat malabsorbsiyon taramasında kullanılır.	Gaita Kullanılan bazı ilaçlara (salisilatlar, penisilin, askorbik asit, nalidiksik asit, sefalosporinler ve probenesid) bağlı hatalı pozitiflikler görülebilir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat	Gaita Kabi	5 g	Kimyasal	Her gün	Aynı gün	İdrarla karışmış gaita örneği.
247	L102610	Gaitada Sindirim Sinonim: Gaitada Hazım	Malabsorbsiyon bozukluklarında kullanılır.	Gaita Bir hafta öncesinden lifli ve yağlı yiyecekler ile laksatif ilaç kullanmaktan kaçınılmalı ve anal bölge etrafına pomad uygulanmamış olmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 saat	Gaita Kabi	5 g	Mikroskobik İnceleme	Her gün	Aynı gün	İdrarla karışmış gaita örneği.
248	L102630	Gaitada Steatokrit Sinonim: Gaitada yağ çalışması	Gaitada yağ durumunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 3 gün	Gaita Kabi	20 gr	Mikroskobik İnceleme	Her gün	Aynı gün	İdrarla karışmış gaita örneği.
249	L102810	Gebelik Testi (İdrar)	Gebelik tespitinde kullanılır.	Spot İdrar Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Donmuş halde kabul edilmez.	İdrar Kabi	5 mL	İmmüno-kromatografik	Her gün	2 saat sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
250	907390	Galaktomannan Antijeni Sinonim: Aspergillus Antijeni Aspergillus Ag Galaktomannan	İnvaziv Aspergillus (IA) tanısında kullanılır.	Serum / Plevra Mayı / BAL Test çalışmaya alınana kadar tüp kapağı açılmamalıdır. Örneğin hava ile temas etmesi test sonucunu etkilemektedir. Buzdolabı (2-8°C) 5 gün (tüpün ağzı açılmamışsa) Buzdolabı (2-8°C) 2 gün (tüpün ağzı açılmışsa) Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	EIA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, bulanık ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
251	L102800	Gastrin	Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri, pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır.	Serum 10 saat sabah açlığı gerekir. Sirkadyen ritm gösterir. 03.00 - 07.00 saatleri arasında en düşük seviyede bulunur. Serum hemen ayrılıp çalışılmalı, çalışılmayacak örnekler dondurulmalıdır. Örnek alımından 24 saat önce anti-asit, anti-kolinerjik, H2 reseptör blokerleri, 5-7 gün önce de proton pompa inhibitörü ilaçlar kesilmelidir. Gastroskopi yapılmış ise 1 hafta sonra örnek verilmesi önerilir. Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay Dondurucu (-70°C) uzun süre	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	CLIA	Cuma	Çarşamba	Hemolizli, lipemik, ikterik ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
252	L102780	GGT * Sinonim: Gama Glutamil Transferaz GGTP GT Gama Glutamil Transpeptidaz	Karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. Obstrüktif sarılık, intrahepatik kolestazis, pankreatit ve karaciğerdeki metastatik karsinomların tanısında değerlidir. Primer veya sekonder (metastatik) neoplazmaları olan hastalar, alkolik sirozlu hastalar ve devamlı alkol alanlarda yüksek GGT yüksekliği gözlenir.	Serum Fenobarbital ve fenitoin ile uzun süre tedavi edilen hastaların GGT aktiviteleri yükselir. Çok nadir durumlarda gammopati, özellikle tip IgM (Waldenstrom makroglobinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
253	907400	Giardia antijeni Sinonim: Giardia Lamblia Antijeni	Dışkıda Giardia intestinalis antijeninin araştırılmasında kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 1 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	Gaita Kabi	10 gr	Mikroskopik inceleme İmmünokromatografi	Her gün	Aynı gün	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
254	L102870	Glomerül Bazal Membran Antikoru Sinonim: Anti-GBM Anti-GBM Antibody Bazal Membran Antikoru	Glomerulonefrit ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
255	L102890	Glukoz * Sinonim: AKŞ Açlık Kan Şekeri	DM, gestasyonel diabetes, neonatal hipoglisemi, idiopatik hipoglisemi, pankreatik adacık tümörü dahil karbonhidrat metabolizma bozukluklarının tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır. Serum örneği kan alındıktan sonra en geç 2 saat içinde hücrelerden ayrılmalıdır. Kan örneği santrifüj edilmeden oda sıcaklığında pıhtılaşır. Serum glikozunda glikolize bağlı olarak 1 saatte ~ % 7 (5-10 mg/dL) azalma görülür. Örneklerin NaF içeren tüplere alınmasıyla glikoliz önlenir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
256	L102900	Glukoz (Spot idrar)	Diyabetli hastaların takibi ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot idrar Keton cisimleri testin duyarlılığını azaltır; orta derecede yüksek keton seviyeleri (40 mg/dL), küçük miktarlarda glikoz (75-125 mg/dL) içeren örnekler için hatalı negatif sonuçlara neden olabilir. Oda ısısında kabul edilmez. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün	İdrar Kabi	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
257	L102910	Glukoz (24 Saatlik İdrar)	Diyabetli hastaların takibi ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar İdrar, biriktirme süresince (2-8°C'de muhafaza edilmelidir. Oda ısısında kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
258	Her bir zaman dilimi için ayrı SUT KODU	Glukoz Tolerans Testi Sinonim: OGTT	Diabetes Mellitus ve gestasyonel diyabetin tanı kriterlerinden biri olarak kullanılır.	Serum / NaF Plazma Örnek 10-16 saatlik açlık sonrası alınmalı ve testin başlangıç saati 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir Oda ısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay NaF plazmada stabilite: 20-25°C'de 3 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
259	L102940	Glukoz (Postprandial 2. saat) Sinonim: Tokluk kan şekeri 2. saat	Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum 8-10 saat gece açlığından sonra ilk lokmanın yutulmasıyla başlayan 120 dakikalık bir zaman dilimini kapsar. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir 120. dakikada kan örneği alınır. Kan örneği santrifüj edilmeden oda sıcaklığında pıhtılaşırsa serum glikozunda glikolize bağlı olarak 1 saatte ~ % 7 (5-10 mg/dL) azalma görülür. Örneklerin NaF içeren tüplere alınmasıyla glikoliz önlenir. Oda ısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp Gri Kapaklı Tüp	1 ml	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
260	L102970	Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz <i>Sinonim:</i> G6PD	G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.	EDTA'lı Tam Kan Sülfonamidler, kloramfenikol, nalidiksik asit, nitrofurantoin, baktrim, aspirin, K vitamini analogları, sıtma ilaçları, yüksek doz vitamin C, bakla yenmesi (favizm), diabetik asidoz, hepatit vb. G6PD eksikliği olanlarda hemolitik krizi tetikleyebilir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	Spektrofotometrik	Her gün	2 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli ve ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
261	905970	Gonokok Kültürü <i>Sinonim:</i> Neisseriae Gonorrhoeae Kültürü	Neisseriae Gonorrhoeae'nin izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Servikal Swab / Üretral Swab / İdrar / Semen Oda ısısı (18-22°C) 24 saat	Transport Besiyeri (Stuart, Amies vb.)	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
262	905679	Göz Kültürü <i>Sinonim:</i> Konjonktiva Kültürü Kornea Kültürü	Göz enfeksiyonlarında etken olan mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Göz Sürüntüsü Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8 °C) 1 Gün	Transport besiyeri (Stuart, Amies vb.)	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
263	908020	Gruber-Widal <i>Sinonim:</i> Salmonella Tüp Aglütinasyonu Widal testi, Salmonella serolojisi	Tifo ve paratifo enfeksiyonunun tanımlanmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Aglütinasyon	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
264		Gümüş <i>Sinonim:</i> Ag Silver	Gümüş maruziyeti ve toksisite takibinde kullanılır.	Serum Serum en kısa sürede ayrılmalı, ışıktan korumak için alimünyum folyo ile sarılmış sekonder tüple gönderilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 30 gün Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 mL	ICP-MS	Her gün	30 gün sonra	Alimünyum folyo sarılmadan ışıktan korunmamış tüple gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
265	L103020	Haptogloblin Sinonim: HP HPT HAPT Hemoglobin Bağlayıcı Protein	İntravasküler hemolizin doğrulanması ve izlenmesinde kullanılan bir akut faz reaktanıdır. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, androjen ve anabolik steroid kullanımı, serum HPT konsantrasyonunu yükseltirken şiddetli egzersiz, östrojen tedavisi, gebelik, oral kontraseptif ve tamoksifen kullanımı ile HPT seviyesi düşer.	Serum Açlık kanı gerekir. Örneğin berrak olması ve partikül içermemesi önemlidir. Lipemik örnekler, partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan örnekler çalışmaya uygun değildir. Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Pazartesi Çarşamba Cuma	3 gün sonra	Hemolizli, lipemik, partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan örnekler.
266	L102820	HbA1c Sinonim: Hemoglobin A1c A1c Glike hemoglobin Glikozile hemoglobin Glukohemoglobin	DM hastalarında kan şekerinin uzun süreli izlenmesinde kullanılır. Ayrıca, diyabet tanısına ve diyabet geliştirme riski altında olabilecek hastaların tanımlanmasına da yardımcı olur.	EDTA'lı Tam Kan Eritrositlerin yaşam süresini azaltan herhangi bir neden (hemolitik anemi, gebelik, kan kaybı veya yakın zamanda yapılan kan transfüzyonu) eritrositlerin glikoza maruziyetini azaltır. Buna bağlı olarak HbA1c değerlerinde azalma görülür. Polisitemi veya postplenektomili hastalar, eritrositlerin biraz daha uzun ömürlü olması nedeniyle artan HbA1c değerleri sergileyebilir. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı ve hemolizli örnekler.
267	L102830	HbA1c (HPLC) * Sinonim: Hemoglobin A1c A1c Glike hemoglobin Glikozile hemoglobin Glukohemoglobin	DM hastalarında kan şekerinin uzun süreli izlenmesinde kullanılır. Ayrıca, diyabet tanısına ve diyabet geliştirme riski altında olabilecek hastaların tanımlanmasına da yardımcı olur.	EDTA'lı Tam Kan Eritrositlerin yaşam süresini azaltan herhangi bir neden (hemolitik anemi, gebelik, kan kaybı veya yakın zamanda yapılan kan transfüzyonu) eritrositlerin glikoza maruziyetini azaltır. Buna bağlı olarak HbA1c değerlerinde azalma görülür. Polisitemi veya postplenektomili hastalar, eritrositlerin biraz daha uzun ömürlü olması nedeniyle artan HbA1c değerleri sergileyebilir. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	HPLC	Her gün	Ertesi gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı ve hemolizli örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
268	907420	HBeAg * Sinonim: Hepatit B e Antijeni	Akut veya kronik viral hepatit B enfeksiyonunun tanısında ve bulaştırıcılık takibinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Salı Perşembe Cumartesi	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
269	907420	HBsAg * Sinonim: Hepatit B s Antijeni Hepatit B Surface Antijeni	Akut veya kronik viral hepatit B enfeksiyonunun tanısında ve bulaştırıcılık takibinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
270	908150	HBV DNA (PCR) Sinonim: Hepatit B Virüsü DNA	HBsAg pozitif hastalarda viral yükün belirlenmesinde	Serum / EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 4 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp EDTA'lı Tüp	1 mL	Real Time PCR	Pazartesi Perşembe	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
271	G100330	HCV Doğrulama Sinonim: HCV Konfirmasyon Hepatit C Virüsü Doğrulama	Hepatit C enfeksiyonunun tanısında	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	LIA	Her gün	15 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
272	908160	HCV Genotiplendirme Sinonim: Hepatit C Virüsü Genotiplendirme	Hepatit C Virüs enfeksiyonunun prognoz ve tedavi takibinde kullanılır. NOT: HCV Virak yük testi çalışılan numunelerde çalışılmaktadır.	Serum / EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 4 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp EDTA'lı Tüp	1 mL	Dizi analizi	Her gün	15 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
273	908170	HCV RNA Sinonim: Hepatit C Virüsü RNA	Akut veya kronik hepatit C tedavi takibinde kullanılır.	Serum / EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 4 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp EDTA'lı Tüp	1 mL	Real Time PCR	Pazartesi Perşembe	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
274	L103050	HDL Kolesterol * (Direkt Yöntem) Sinonim: HDL-C	Kardiyovasküler hastalık riskini değerlendirmek ve riski yüksek hastaların takibi sırasında kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay Dondurucu (-20°C) 24 ay -70°C'de 24 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
275	908171	HDV RNA Sinonim: Hepatit D Virüsü RNA	Kronik hepatit B hastalarında HDV viral yükünün belirlenmesinde kullanılır.	Serum / EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 4 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp EDTA'lı Tüp	1 mL	Real Time PCR	Pazartesi Perşembe	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
276	907490	Helicobacter Pylori Direkt Antijen Sinonim: HpSA Hp Antijeni Helicobacter Antijeni H. Pylori Ag Dışkıda Helicobacter Tespiti	Gastrit, gastrik ve duodenal ülser olgularında H.Pylori varlığını tespit etmek amacıyla kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay Son 14 gün içinde hastaya antibiyotik, proton pompası inhibitörleri veya bismut preparatı uygulanmamış olmalıdır.	Gaita Kabı	20 g	İmmünokromotografik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
277	907500	Helicobacter Pylori Ig A Sinonim: H. Pylori Ig A	Gastrit, gastrik ve duodenal ülser olgularında H.Pylori varlığını tespit etmek amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
278	907510	Helicobacter Pylori Ig G Sinonim: H. Pylori Ig G	Gastrit, gastrik ve duodenal ülser olgularında H.Pylori varlığını tespit etmek amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
279	L103150	Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)	Talasemi ve Hemoglobin Varyantlarının tespit edilmesi ve açıklanamayan mikrositozun değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez.	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	HPLC	Her gün	3 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli, dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
280	L107020	Hemogram * Sinonim: CBC Complete Blood Count Tam Kan Sayımı	Hematolojik hastalıkların araştırılması, akut ve kronik infeksiyonlar, anemi, bağışıklık sistemi hastalıkları ve kan kanseri dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların tanısında kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Donmuş halde kabul edilmez.	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	Cell-Counter	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
281	906650	Hepatit E Antikoru Sinonim: Anti HEV HEV Total	Hepatit E enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	EIA	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
282	912760	HIV 1/2 p24 (Ag Ab) Sinonim: HIV p24 Antijeni Anti-HTLV III Human Immunodeficiency Virus AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu	HIV enfeksiyonu tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 ay Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
283		HIV RNA Sinonim: Human Immunodeficiency Virus RNA HIV 1 RNA Viral Yük	HIV enfeksiyonu tanısında, viral yükün belirlenmesinde kullanılır.	Serum / EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 4 ay	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Real Time PCR	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
284	L103200	HLA B27 Sinonim: W 27 LY 27B Histocompatibility Antigen Human Leukocyte Antigen	Doku uygunluk antijenidir. Spondiloartritlerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ankilozan spondilit, Juvenil romatoid artrit ve Reiter sendromunun tanı sürecine yardımcıdır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 4 gün	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	PCR	Her gün	7 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
285	L103210	HLA B51 Sinonim: B51 Antijeni HLA B*51:01	Behçet hastalığına yatkınlığın tespit edilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	PCR	Her gün	10 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
286	L109960	Homosistein <i>Sinonim:</i> HCY	Sistatyonin Beta Sentaz (CBS), Metiyonin Sentaz (MS) veya Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) eksikliği gibi kalıtsal metiyonin metabolizma bozukluklarından şüphelenildiğinde tarama amacıyla kullanılabilir.	EDTA'lı Plazma Örnek alınması için sabah açlığı tercih edilir. Örnek alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Metotreksat, karbamazepin, fenitoin, azot (nitröz) oksit, antikonvülsanlar veya azuridin alan hastalarda metabolik etkileşim nedeniyle yüksek homosistein düzeyleri olabilir. Ayrıca B6, B12 ve folat eksikliği, yaş, sigara içmek, kronik böbrek yetmezliği, hipotiroidizm, Alzheimer, nöropsikiyatrik hastalıklar ve osteoperoz homosisteinin düzeyini artırabilir. Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 hafta Dondurucu (-20°C) 10 ay	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	HPLC	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, pıhtılı, bulanık ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
287	L104110	Homovanilik Asit <i>Sinonim:</i> HVA	Feokromositoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Çocuklar için 5 ml, erişkinler için 10 ml; Asetik asit veya 6 N HCl üzerine idrar toplanmalıdır. L-Dopa, MAO inhibitörleri, melatonin, amfetamin, epinefrin, glukagon, guanetidin, histamin, bactrim vb. ilaçların kullanımı HVA sonuçlarında hatalı yüksek sonuçlara neden olacağından, idrar toplamaya başlamadan 72 saat önce ilaç kullanımı kesilmelidir. Momoamin Oksidaz-A eksikliği, esansiyel hipertansiyon, yoğun anksiyete, yoğun fiziksel egzersiz HVA atılımını artırır. Oda ısısında kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	LC-MS	Cumartesi	10 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
288	908230	HPV DNA Sinonim: Human Papilloma Virus DNA	Servikal kanserler, servikal intraepitelyal neoplazi ve Condylomata acuminata'da HPV varlığının tespitinde kullanılır.	Şüpheli Lezyondan Kuru Sürüntü Örneği veya Biyopsi Materyali Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Jelsiz Transport Besiyeri	N/A	Real Time PCR	Her gün	7 gün sonra	Jelli transport besiyeri ile gönderilen, soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
289	908230	HPV Genotipleme (Tüm Tipler) Sinonim: Human Papilloma Virus Genotipleme	Servikal kanserler, servikal intraepitelyal neoplazi ve Condylomata acuminata'da HPV varlığının tespitinde kullanılır.	Şüpheli Lezyondan Kuru Sürüntü Örneği veya Biyopsi Materyali Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Jelsiz Transport Besiyeri	N/A	PCR + Sekans	Her gün	20 gün sonra	Jelli transport besiyeri ile gönderilen, soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
290	907520	HSV Tip 1 IgG (Orofasiyal Tip) * Sinonim: Herpes Simpleks Virüs Tip 1 IgG	Geçirilmiş Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
291	907530	HSV Tip 1 IgM (Orofasiyal Tip) Sinonim: Herpes Simpleks Virüs Tip 1 IgM	Geçirilmekte olan Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
292	907560	HSV Tip 2 IgG (Genital Tip) * Sinonim: Herpes Simpleks Virüs Tip 2 IgG	Geçirilmiş Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
293	907570	HSV Tip 2 IgM (Genital Tip) Sinonim: Herpes Simpleks Virüs Tip 2 IgM	Geçirilmekte olan Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
294	907540	HSV Tip 1/2 IgG Sinonim: Herpes Simpleks Virüs Tip 1/2 IgG	Geçirilmiş Tip 1 ve Tip 2 Herpes Simpleks virus enfeksiyonunun serolojik tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
295	907550	HSV Tip 1/2 IgM Sinonim: Herpes Simpleks Virüs Tip 1/2 IgM	Geçirilmekte olan Tip 1 ve Tip 2 Herpes Simpleks virus enfeksiyonunun serolojik tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
296	908200	HSV Tip 1 DNA <i>Sinonim:</i> Herpes Simplex Virus Tip 1 DNA	Analiz materyalinde HSV Tip 1 varlığının saptanmasında kullanılır.	BOS / Deri Kazıntısı / Göz Salgısı / Ağız Çevresi Sürüntüsü Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Jelsiz Transport Besiyeri	N/A	Real Time PCR	Her gün	7 gün sonra	Jelli transport besiyeri ile gönderilen, soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
297	908200	HSV Tip 2 DNA <i>Sinonim:</i> Herpes Simplex Virus Tip 2 DNA	Analiz materyalinde HSV Tip 2 varlığının saptanmasında kullanılır.	BOS / Deri Kazıntısı / Göz Salgısı / Ağız Çevresi Sürüntüsü Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Jelsiz Transport Besiyeri	N/A	Real Time PCR	Her gün	7 gün sonra	Jelli transport besiyeri ile gönderilen, soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
298	908200	HSV Tip 1/2 DNA Multipleks <i>Sinonim:</i> Herpes Simplex Virus Tip 1/2 DNA Multipleks	Analiz materyalinde HSV Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	BOS / Deri Kazıntısı / Göz Salgısı / Ağız Çevresi Sürüntüsü Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Jelsiz Transport Besiyeri	N/A	Real Time PCR	Her gün	7 gün sonra	Jelli transport besiyeri ile gönderilen, soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
299	L103730	IFE (Serum) <i>Sinonim:</i> İmmüfiksasyon Elektroforezi	Monoklonal gamopatilerin tanı, takip ve tedavi sürecinin yönlendirilmesinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 14 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Elektroforez	Her gün	15 gün sonra	Bulanık, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
300	L103740	IFE (İdrar) <i>Sinonim:</i> İmmüfiksasyon Elektroforezi	Monoklonal gamopatilerin tanı, takip ve tedavi sürecinin yönlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar Koruyucu kullanmadan, 24 saatlik idrar toplama koşullarına göre toplanmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	Elektroforez	Her gün	15 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
301	L103750	IFE (BOS) <i>Sinonim:</i> CSF İmmüfiksasyon Elektroforezi	Multiple Skleroz başta olmak üzere santral sinir sisteminin inflamatuvar hastalıklarının tanısında kullanılır.	BOS / CSF Aynı hafta içerisinde alınmış BOS ve seum örnekleri birlikte gönderilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Jelsiz Tüp	1 mL	İmmüfiksasyon Elektroforez	Her gün	11 gün sonra	BOS: Hemolizli, lipemik, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler. SERUM: Bulanık, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
302	907621	IgA * <i>Sinonim:</i> İmmünglobulin A	Monoklonal gammopatiler ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 8 ay Dondurucu (-70°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
303	L103530	IgD Sinonim: İmmünglobulin D	IgD tipi multipl myeloma tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Dondurucu (-70°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	RID	Salı	Pazartesi	Hemolizli, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
304	907631	IgG (Serum) * Sinonim: İmmünglobulin G	Monoklonal Gammopatiler ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Dondurucu (-70°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
305	907631	IgG (BOS) Sinonim: İmmünglobulin G	Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilizi olmak üzere santral sinir sistemi inflamatuvar hastalıklarının tanısında kullanılır.	BOS BOS örneklerinin LP işlemi sırasında kan ile kontaminasyonu sonuçları önemli ölçüde etkilemektedir. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 7 gün	Düz Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, kontamine ve dondurulmadan gönderilmiş örnekler.
306	L103550	IgG İndeksi Sinonim: İmmünglobulin G İndeksi	Multiple Skleroz başta olmak üzere santral sinir sisteminin inflamatuvar hastalıklarının tanısına yardımcı olarak kullanılır.	Serum / BOS BOS ve serum örneklerinin aynı hafta içerisinde alınmış olması gereklidir. Serum: Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Dondurucu (-70°C) süresiz BOS örneklerinin LP işlemi sırasında kan ile kontaminasyonu sonuçları önemli ölçüde etkilediği gözönünde bulundurulmalıdır. BOS: Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) önerilmez.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp Jelsiz Düz Tüp	1 mL 500 µL	Spektrofotometrik Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	SERUM: Hemolizli, bulanık, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler. BOS: Hemolizli, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
307	907790	IgG Subgrupları Sinonim: IgG Subclass G1,G2,G3,G4 IgG Alt Sınıfları İmmünglobulin G Alt Sınıfları IgG Alt Tipleri	Hümorale ve kombine immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Dondurucu (-70°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Pazartesi	Cuma	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
308	L103540	IgE (Total) * Sinonim: İmmünglobulin E	Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Omalizumab (Xolair) veya Anti-IgE antikor içeren ilaçlarla tedavi altındaki hastalardan alınan örnekler kullanılmamalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Dondurucu (-70°C) süresiz Örnekler 5 kez dondurulabilir.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
309	L103800	IGF-1 Sinonim: İnsülin Like Growth Factor 1 İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1 Somatomedin-C	Büyüme hastalıklarının değerlendirilmesi, büyüme hormonu eksikliğinin veya fazlalığının değerlendirilmesi, recombinant büyüme homronu tedavi takibi ile akromegali ve gigantizmlı vakaların takibinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
310	L103810	IGF-BP 3 Sinonim: İnsulin Like Growth Factor Binding Protein 3 İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayan Protein 3 Somatomedin C Bağlayıcı Protein	Büyüme geriliği, akromegali ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	CLIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
311	907641	IgM (Serum) * Sinonim: İmmünglobulin M	Monoklonal Gammopatiler ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Romatoid faktörü yüksek olan kişilerde serum Ig M seviyesi yüksek ölçülebilir. Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Dondurucu (-70°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, bulanık, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler

* İsairetli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
312	907641	IgM (BOS) Sinonim: İmmünglobulin M	Santral sinir sistemi inflamatuvar hastalıklarının tanısında kullanılır. BOS'da 3 mg/dl'nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.	BOS BOS örneklerinin LP işlemi sırasında kan ile kontaminasyonu sonuçları önemli ölçüde etkilediği gözönünde bulundurulmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 7 gün	Düz Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
313	905671	İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı Sinonim: Üriner Kültür İdrar Kültürü Üriner İnfeksiyon Kültürü İdrar Yolu İnfeksiyonu Kültürü İYE Kültürü	Üriner sistem enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	Orta Akım İdrarı Sabah idrarının ya da mesanede en az 3 saat beklemiş idrarın alınması uygundur. Orta akım idrar örneği alınmalı, örneğin alınmasından önce periüretal temizlik yapılmalıdır. Örnek invaziv bir yöntemle alınmış ise mutlaka belirtilmelidir. Hasta test öncesinde bol miktarda sıvı tüketmemelidir. Böyle bir örnek ile yapılacak çalışma mikroorganizmaların dilüe olmasına neden olacağından test sonuçları olumsuz etkilenir. Buzdolabı (2-8°C) 2 saat Dondurucu (-20°C) 24 saat Borik asitli 48 saat	Steril İdrar Kabı	1 mL	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Dayanıklılık şartlarına uymayan veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
314	L107010	İdrar Tahlili Sinonim: TİT Tam İdrar Tetkiki Tam İdrar Analizi	Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Spot İdrar Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	İdrar Kabı	10 ml	Strip Mikroskopi	Her gün	2 saat sonra	Ortam ısısında uzun süre bekletilmiş veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
315		İndirekt COOMBS Sinonim: İndirekt Antiglobulin Testi İndirekt Aglütinasyon Anti Human Globulin Testi	Rh (-) hamilelerde eritrositlere karşı oluşan Rh antikorlarının varlığının araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Konvansiyonel Tüp Yöntemi	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
316	905.991	İnfluenza A/B H1 N1 RNA <i>Sinonim:</i> H1 N1 Domuz Gribi	Tüm H1 N1 İnfluenza virüs suşlarının saptanmasında kullanılır.	Nazofarenks / Boğaz / Burun Sürüntüsü	Swap Steril Kap	N/A	Real Time PCR	Her gün	Ertesi gün	Uygun olmayan şartlarda bekletilmiş veya dondurularak gönderilmiş örnekler.
317	L103760	İnhibin A (Tümör Marker) <i>Sinonim:</i> INHA	İnhibin A salgıladığı bilinen yumurtalığın granüloza hücreli tümörleri ve epitelyal müsinöz tip tümörleri olan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Pazartesi Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
318	L103770	İnhibin B (Tümör Marker) <i>Sinonim:</i> INHB	Granüloza hücreli tümörler ve müsinöz epitelyal over tümörlerinin tanı ve tedavi takibi ile infertilite değerlendirilmesi sırasında folikül uyarıcı hormon testine yardımcı olarak kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	22 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
319	L103780	İnsülin * <i>Sinonim:</i> Immunoreactive İnsulin Native Insulin	İnsulinoma tanısında ayrıca proinsulin ve C-peptid ölçümleri ile birlikte ve diabetes mellitusun (DM) takibinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Sığır, domuz veya insan insüliniyle tedavi edilen hastalardan elde edilen örnekler test sonuçlarını etkileyebilecek anti-insülin antikorları içerebilir. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
320	906710	İnsülin Antikoru <i>Sinonim:</i> INAB Insulin Antibody İnsulin Ab AIA Anti İnsülin Antikor	Tip 1 ve Tip 2 DM ayırıcı tanısı, diyabetik hastalarda insülin direnci olanların değerlendirilmesi ile diyabetik olmayan kişilerde hipogliseminin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ELISA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
321		İnsülin Direnci Sinonim: İnsülin Rezistansı HOMA-IR	Metabolik sendromun (insülin direnci) araştırılmasında kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Sığır, domuz veya insan insüliniyle tedavi edilen hastalardan elde edilen örnekler test sonuçlarını etkileyebilecek anti-insülin antikorları içerebilir. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
322	L103820	İyonize Kalsiyum Sinonim: Ca Ionized Serbest Kalsiyum Free Calcium	Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Kan örneği alınırken turnike uygulanmamalı, zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir. Kanın hava ile temasını en aza indirebilmek için örnek jelli tüpe alınmalı ve santrifüj işleminden sonra tüp kapağı açılmadan transfer edilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ISE	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, kapağı açılmış, bölüntülenmiş, yetersiz santrifüj edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
323	L103840	İyot Sinonim: Iodine I	Besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, 96 saat boyunca örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 60 gün Buzdolabı (2-8°C) 60 gün Dondurucu (-20°C) 60 gün	İdrar Kabı	5 ml	ICP-MS	Her gün	12 gün sonra	Asit ilave edilmiş, kan veya fekal materyal ile kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.
324	907690	Kabakulak IgG Sinonim: Mumps IgG	Kabakulak enfeksiyonunun tanısı, takibi ve aşıya karşı oluşan immünizasyonun değerlendirilmesinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	2 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine ve ısıyla inaktive edilmiş örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
325	907700	Kabakulak IgM Sinonim: Mumps IgM	Kabakulak enfeksiyonunun tanısı ve takibinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	1 Hafta sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine ve ısıyla inaktive edilmiş örnekler.
326		Kadmiyum (Plazma) Sinonim: Cd Cadmium	Akut kadmiyum maruziyeti takibinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Diyet, ilaçlar ve bazı gıda takviyeleri test sonuçlarını interfere edebilir. 48 saat öncesinde bu tür kullanımlar kesilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	AAS	Her gün	10 gün sonra	Uygun olamayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
327		Kadmiyum (Spot İdrar) Sinonim: Cd Cadmium	Kronik kadmiyum maruziyetinin değerlendirilmesinde ve kadmiyum vücut yükünün belirlenmesinde kullanılır.	Spot İdrar Diyet, ilaçlar ve bazı gıda takviyeleri test sonuçlarını interfere edebilir. 48 saat öncesinde bu tür kullanımlar kesilmelidir. İşyeri taramalarında, çalışılan haftanın dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışı örnek alınması tercih edilir. Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	İdrar Kabı	10 mL	AAS	Her gün	10 gün sonra	Asit ilave edilmiş, kan veya fekal materyal ile kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
328		Kalprotektin Sinonim: Fekal Kalprotektin Tayini Gaitada Kalprotektin Tayini	Fekal calprotectin nötrofil kaynaklı bir protein olup bağırsak mukozasındaki inflamasyonun göstergesidir. Gaita da kalprotektin proteininin tayini ve bağırsaklarda inflamasyon ile seyreden tabloların diğer tablolardan ayrımında kullanılır.	Gaita Numune temiz bir kaba alınır. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün. Örnekler dondurulmamalıdır.	Gaita Kabı	2 g	LFA	Her gün	Aynı gün	dondurulmuş olarak gönderilen örnekler
329	L103850	Kalsitonin Sinonim: CT hCT Tirokalsitonin	Medüller tiroid kansinom tanısı ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum En az 12 saatlik açlık örneği gerekir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 3 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLİA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
330	L103860	Kalsiyum (Serum) * Sinonim: Ca	Kemik, böbrek, paratiroid, gastrointestinal sistem hastalıkları dahil çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların tanı ve takibinde kullanılır.	Serum 10 saatlik sabah açlığı tercih edilmelidir. Kan örneği alınırken turnike uygulanmamalı, zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir. Kalsiyum ile şelat etkisinden dolayı EDTA'lı plazma KESİNLİKLE kullanılmaz. Pihtı ile uzun süreli temas kalsiyum değerlerinin düşmesine neden olabileceğinden, serum veya plazma en kısa sürede kan hücrelerinden ayrılmalıdır. Serum kalsiyum seviyesi 02.00 - 04.00 saatleri arasında en düşük, saat 20.00 civarında en yüksek seviyede bulunur. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) hatalı sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 21 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
331	L103880	Kalsiyum (İdrar) Sinonim: Ca	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat böbrek taşı riskinin değerlendirilmesi ile osteoporoz ve osteomalazi dahil kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Biriktirme süresinde idrar +4 C''de muhafaza edilmeli, idrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl üzerine idrar toplanmalıdır. Sonradan ilave edilmiş HCL çöken kalsiyum tuzlarını tamamen çözemeyebilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 3 hafta	İdrar Kabi 24 Saatlik idrar kabı	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	24 saatlik idrar hacmi bildirilmeyen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
332	705.140	Kan Grubu Tayini Sinonim: ABO Grubu ve Rh Tipi	ABO kan grupları ve Rh tiplendirmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 hafta	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Jel Santrifüjasyon	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, heparinli, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
333	906010	Kan Kültürü (Aerobik+Anaerobik) Sinonim: Hemokültür	Septisemi etkeni mikroorganizmlerin izolasyon ve identifikasyonunda	Kan Kan kültürü örneği almak için en uygun zaman hastanın ateşinin yükselmekte olduğu dönemdir. Kilosu 2 kg"a kadar olan bebeklerden 2 ml, 2-12 kg arasında olan bebeklerden 4 ml, 13 kg"dan fazla olan çocuklar ve erişkinlerden 10 ml. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	Özel Kan Kültürü Şişesi	2 mL 4 mL 10 mL	Kültür	Her gün	7 gün sonra	Buzdolabında bekletilmiş veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
334	L107420	Kan Üre Azotu (Serum) Sinonim: BUN Kan Üre Nitrojeni	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
335	L107430 L107440	Kan Üre Azotu (İdrar) Sinonim: BUN Kan Üre Nitrojeni	Protein alımının ve/veya nitrojen dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 saatlik İdrar Örnek içinde bakteriyel çoğalma ve yüksek atmosferik amonyak konsantrasyonunun yanı sıra amonyum iyonları ile kontaminasyon hatalı olarak yükselmiş sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
336	L103930	Kappa Serbest Hafif Zincir (Serum) Sinonim: Free Light Chains Kappa FLC-K	Multiple myeloma, hafif zincir depo hastalığı lenfositik neoplazmlar, Waldenström makroglobulinemisi, AL Amiloidoz ve SLE gibi kollajen doku hastalıklarının tanı ve takibinde, diğer laboratuvar testleri ve klinik bulgulara yardımcı olarak kullanılır.	Serum Örnek bulanık olmamalı ve partikül içermemelidir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Salı Cuma	5 gün sonra	İleri düzeyde lipemik, partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
337	L103950	Kappa Serbest Hafif Zincir (İdrar) Sinonim: Free Light Chains Kappa Urine FLC-K-U	Böbrek hastalıkları ya da multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde, diğer bulgulara yardımcı olarak kullanılır.	Spot İdrar / 24 saatlik idrar Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 3 hafta Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	Nefelometrik	Salı Cuma	5 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
338	L103940	Kappa Total Hafif Zincir (Serum) Sinonim: İmmünglobulin Hafif Zincir Kappa Immunoglobulin Light Chain Kappa	Multiple myeloma, hafif zincir depo hastalığı lenfositik neoplazmlar, Waldenström makroglobulinemisi, AL Amiloidoz ve SLE gibi kollajen doku hastalıklarının tanı ve takibinde, diğer laboratuvar testleri ve klinik bulgulara yardımcı olarak kullanılır.	Serum Örnek bulanık olmamalı ve partikül içermemelidir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 4 hafta Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Salı Cuma	5 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
339	L114260	Karbamazepin * Sinonim: Tegretol Karbamol	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşip ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Aksi belirtilmedikçe ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
340	L104010	Karnitin/Açılkarnitin Analizi Sinonim: Açıl Karnitin Profili	Aminoasit metabolizması hastalıkları, üre siklüsü defektleri, organik asidemiler, yağ asidi oksidasyon defektlerinin araştırılmasında kullanılır.	Topuktan Emdirilmiş Kan Filtre kağıdında kuyucuklardaki kan tam olarak kurutulduktan sonra transfer edilmelidir. Kurutma işlemi, örnek yatay olarak ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda ısısında kendi halinde 3 saat bırakılarak yapılmalıdır.	Yenidoğan Tarama Kartı	İşaretili iki yuvarlak alana tamamen emdirilmiş kan örneği	LC – MS/MS	Hergün	7 gün sonra	Tarama alanındaki işaretli alana hem ön hem de arka tarafından kan emdirilmiş, kartın arka yüzüne kan geçmemiş ve tamamen kurumadan transfer edilen örnekler.
341	907720	Kızamık IgM Sinonim: Rubeola IgM Measles IgM	Kızamık enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Kontamine, ısıyla inaktive edilmiş, hemolizli, ikterik, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
342	907710	Kızamık IgG Sinonim: Rubeola IgG Measles IgG	Kızamık enfeksiyon tanısında ve aşıya karşı oluşan immünizasyonun takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Ertesi gün	Kontamine, ısıyla inaktive edilmiş, hemolizli, ikterik, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
343	906840	Kızamıkçık IgM * Sinonim: Rubella IgM	Kızamıkçık enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Kontamine, ısıyla inaktive edilmiş, hemolizli, ikterik, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
344	906820	Kızamıkçık IgG * Sinonim: Rubella IgG	Kızamıkçık enfeksiyon tanısında ve aşıya karşı oluşan immünizasyonun takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Kontamine, ısıyla inaktive edilmiş, hemolizli, ikterik, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
345	907730	Kist Hidatik Sinonim: Echinococcus Granulosus Antikoru Echinococcosis EchinococcusTotal İHA Echinococcus İHA	Echinococcus Granülosis enfeksiyonunun tanısı ve takibinde	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IHA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
346	L104180	Klor (Serum) Sinonim: Cl Klorür Klorid"	Elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Perklorat ilacı alan hastalarda yalancı yüksek klorür değerleri görülebilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İSE	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
347	L104200	Klor (İdrar) Sinonim: Cl Klorür Klorid	Elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik idrar Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	2 mL	İSE	Her gün	Aynı gün	İdrar hacmi bildirilmemiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
348		Kobalt Sinonim: Co	Kobalt maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ICP-MS	Her gün	11 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
349	L104520	Kolesterol * Sinonim: CHOL.	Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde ve riski yüksek hastaların takibinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 90 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
350	907740	Kollajen Tip I C Terminal Sinonim: C-Terminal Telopektid Crosslinks (CTx) C-Telopektid C-Telopektid CICP CTX Beta-CTX β-CTX β-Crosslaps Crosslinks (CTx) Kollajen C-Telopektid	CTx, Tip I kollajenin C terminal çapraz bağlı telopeptid degradasyon ürünüdür. Kemik yıkım göstergelerinden birisidir. Postmenopozal kadınlarda ve osteoporozlu bireylerde kemik emilimini ölçmek ve antirezorptif tedaviye yanıtı izlemek için kullanılır.	Serum / EDTA'lı Tam Kan En az 8 saatlik sabah açlık örneği tercih edilmelidir. Serum CTX konsantrasyonu, sirkadyen ritm gösterir. Hemolize örnekler (Hb > 0.5 g/dL) β-CTX konsantrasyonunda azalmaya yol açar. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp Mor Kapaklı Tüp	1 mL	ECLIA ICMA	Her gün	16 gün sonra	Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
351		Kollajen Tip I N Terminal Sinonim: N-Terminal Telopektid Crosslinks (NTx) N-Telopektid Kollajen N-Telopektid Kollajen Crosslinks Osteomark NTXPR	NTx kemgin organik matriksinde amino terminal ucundan köken alan tip I kollajene spesifik bir proteindir. Osteoporoz veya diğer metabolik kemik bozukluklarında antirezorptif tedavinin etkinliğinin izlenmesi ve artmış kemik döngüsü ile ilişkili tıbbi durumların tanısında yardımcı olarak kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Spot idrar sabah alınan 2. idrar olmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	ECLIA	Her gün	30 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
352	L104710	Kortizol (İdrar) Sinonim: İdrarda Serbest Kortizol	Cushing sendromunun tanısında. Konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar Koruyucu olarak 1 g. borik asit kullanılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	LC – MS/MS	Her gün	4 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
353	L104670	Kortizol (Serum) Sinonim: Hidrokortizon Compound F	Hipotalamus hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Sirkadiyen ritm nedeniyle, örnek alım zamanı kaydedilmelidir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Gebelik, doğum kontrol yöntemleri ve östrojen tedavisi kortizol konsantrasyonlarını artırır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
354	L104720	Kortizol (Tükürük) Sinonim: Salivary Cortisol Nighttime Salivary Cortisol Salivary Hydrocortisol Tükürük Kortizolü	Cushing sendromunun tanısında kullanılır.	Tükürük Numune toplama öncesinde diş fırçalanmamalıdır. Tükürük arttırmak için sitrik asit içeren flakonlar kullanmamalıdır. Numune alımının 15 dk öncesinde bir şey yenmemeli veya içilmemelidir. Numune toplama işlemi saat 23:00 - 24:00 arasında yapılmalı ve toplama zamanı kaydedilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay Sadece bir kez dondurun.	Tükürük Kortizol Tüpü	1 mL	ECLIA	Her gün	Ertesi gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
355	L104780	Kreatinin * Sinonim: CREA	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Sefalosporin içeren antibiyotikler belirgin yalancı pozitif değerlere neden olur. Cyanokit (Hidroksokobalamin) sonuçlarda etkileşime neden olabilir. Keton cisimciklerinin varlığı yapay olarak yüksek sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
356	L104790 L104800	Kreatinin (İdrar) Sinonim: CREA	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. İdrar örneklerindeki yüksek homojenitise asit konsantrasyonları yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir. Hidroksikobalamin (Cyanokit), yapay olarak düşük sonuçlara neden olabilir. Keton cisimciklerinin varlığı idrarda yapay olarak yüksek sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı	5 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
357	L104820	Kreatinin Klirens Testi	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum ve 24 Saatlik İdrar Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Serum: Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay İdrar: Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp 24 Saatlik İdrar Kabı	1 mL Seum 5 mL İdrar	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
358	L104850	Krom (Plazma) Sinonim: Cr	Krom maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Açlık kanı tercih edilir. Tokluk krom düzeylerinde düşüklük görülebilir. Gadolinium, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. İşyeri taramalarında, haftanın dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışı örnek alınması önerilir. Oda ısısı (18-22°C) 30 gün Buzdolabı (2-8°C) 30 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	AAS	Her gün	10 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, pıhtılı, bulanık ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
359	L104850	Krom (İdrar) Sinonim: CrU	Krom maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	Spot idrar / 24 Saatlik İdrar Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. İşyerinde yapılacak taramalarda, haftanın dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışında örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	AAS	Her gün	10 gün sonra	Asitle korunmuş, kan veya fekal materyal ile kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
360		Kromogranin A Sinonim: CgA	Karsinoid tümörlerin teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesinde kullanılır. Feokromasitoma, medüller tiroit kanseri, islet cell tümörleri, gastrointestinal APUD tümörleri ve hipofiz adenomlarında ise ilgili hormonla birlikte, sekretuar aktivitenin izlenmesi amacıyla kullanılabilir.	Serum Gastrointestinal, kardiyovasküler ve renal bozuklukların yanı sıra proton pompa inhibitörü (PPI) ilaçların (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol ve esomeprazol) kullanılması Chromogranin A'nın tümörle ilişkili olmayan yükselmesine neden olabilir. Testten en az iki hafta önce PPI tedavisinin durdurulması önerilir. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
361	905673	Kulak Akıntı Kültürü Sinonim: Dış kulak kültürü Kulak kültürü	Otit etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Kulak Akıntısı / Dış Kulak Yolu Sürüntüsü Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 gün	Transport Besiyeri (Amies, Stuart)	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
362	L104860	Kurşun (Plazma) Sinonim: Pb	Kurşun maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. İşyerinde yapılacak taramalarda, haftanın dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışında örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	AAS	Her gün	7 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
363	L104880	Kurşun (İdrar) Sinonim: Pb	Kurşun maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. İşyerinde yapılacak taramalarda, haftanın dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışında örnek alınması önerilir. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	AAS	Her gün	7 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
364	905673	Laktik Asit Sinonim: Laktat L-Laktat	Laktik asidoz olasılığının değerlendirilmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Oksalatlı Plazma Hasta aç ve tam istirahat halinde olmalıdır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini artırır. Mümkünse turnike kullanmaktan kaçınılmalı veya en fazla 30 saniyelik bir süre uygulanmalıdır. Örnek alındıktan sonra 15 dakika içinde santrifüj yapılmalı ve soğuk ortama alınmalıdır. Glikoliz laktat düzeylerinin hızla yükselmesine neden olur. Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 ay	Gri Kapaklı Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, pıhtılı, yeterli miktarda alınmamış ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
365	L104860	Laktat Dehidrogenaz * Sinonim: Laktik Asit Dehidrogenaz LDH LD	Kalp, karaciğer, kas, böbrek, akciğer ve kan hastalıkları dahil çeşitli hastalıkların araştırılmasında kullanılır.	Serum Belirli hastalıklarla (örn. hepatopati, iskelet kası hastalıkları, malign tümörler) bağlantılı olarak, LDH-4 ve LDH-5 izoenzim miktarları artar ve soğutulmuş ve dondurulmuş örneklerde stabil değildir; bu durum, bu tür hastalıkların görüldüğü hastalardan alınan örneklerde hatalı LDH değerine neden olur. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 6 hafta	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
366		Laktoz Tolerans Testi Sinonim: Laktoz intoleransı	Laktoz intoleransının araştırılmasında kullanılır.	Serum / Na-Florür veya K-Oksalatlı Plazma 8 saatlik sabah açlığı gerekir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 72 saat Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp Gri Kapaklı Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
367	L104970	Lambda Serbest Hafif Zincir (Serum) Sinonim: Lambda Light Chain FLC-L	Multiple myeloma, hafif zincir depo hastalığı lenfositik neoplazmlar, Waldenström makroglobulinemisi, AL Amiloidoz ve SLE gibi kollajen doku hastalıklarının tanı ve takibinde, diğer laboratuvar testleri ve klinik bulgulara yardımcı olarak kullanılır.	Serum Örnek bulanık olmamalı ve partikül içermemelidir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Cuma Salı	5 gün sonra	İleri düzeyde lipemik, partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
368	L104990	Lambda Serbest Hafif Zincir (İdrar) Sinonim: Lambda Light Chain Urine FLC-L-U	Böbrek hastalıkları ya da multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde, diğer bulgulara yardımcı olarak kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 72 saat Dondurucu (-20°C) 12 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	Nefelometrik	Cuma Salı	5 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
369	L104980	Lambda Total Hafif Zincir (Serum) Sinonim: İmmünglobulin Hafif Zincir Kappa Immunoglobulin Light Chain Kappa	Multiple myeloma, hafif zincir depo hastalığı lenfositik neoplazmlar, Waldenström makroglobulinemisi, AL Amiloidoz ve SLE gibi kollajen doku hastalıklarının tanı ve takibinde, diğer laboratuvar testleri ve klinik bulgulara yardımcı olarak kullanılır.	Serum Örnek bulanık olmamalı ve partikül içermemelidir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 4 hafta Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Cuma Salı	5 gün sonra	İleri düzeyde lipemik, partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
370	L114340	Lamotrigine Sinonim: Lamiktal Lodavin Latrigal İvensi Pinral	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır. İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 4 hafta	Jel İçermeyen Tüp	1 mL	HPLC	Çarşamba Cumartesi	10 gün sonra	Hemolizli, jel ihtiva eden tüple gönderilen ve soğuk zincirle gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
371	L104950	LDH İzoenzim Elektroforezi Sinonim: LD Isoenzymes LDH Isoenzymes LDH Fractionation LDH Fraksiyonları	Kalp, karaciğer, kas, böbrek, akciğer ve kan hastalıkları dahil çeşitli hastalıkların araştırılmasında kullanılır.	Serum Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra 2 saat içinde hücrelerden ayrılmalıdır. Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş örnekler kabul edilmez. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Elektroforez	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
372	L105000	LDL Kolesterol (Direkt ölçüm) Sinonim: Düşük Dansiteli Lipoprotein LDL-C LDL-D LDL-Forward:	Kardiyovasküler hastalık riskini değerlendirmek ve tedaviyi yönlendirmek için kullanılır.	Serum 10-12 saat açlık tercih edilir. Alkol alımı örnek alımından 24 saat önce kesilmiş olmalıdır. Asetaminofen zehirlenmelerinde antidot olarak kullanılan N-asetilsistein yalancı düşük LDL-C sonuçlarına neden olabilir. Metamizol uygulaması sırasında veya hemen sonrasında yapılan ven ponksiyonu yalancı düşük sonuçlara neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
373	907750	Legionella Antijeni Sinonim: Legionella Pneumophila 1 Antijeni	Legionella pneumophila serogrup 1 (Lejyoner hastalığı) enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Spot İdrar Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl	İdrar Kabı	5 mL	İmmünokromatografi	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, bulanık ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
374		Lenfosit Alt Grup Analizi (BAL) Sinonim: BAL İmmünotipendirme Bronkoalveolar Lavaj İmmünotipendirme BAL Hücre Sayımı Bronkoalveolar Lavaj Hücre Sayımı	İmmün yetmezliklerin takibi ve tanısı değerlendirilmesinde kullanılır.	BAL (Bronkoalveolar Lavaj) Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir örnek dondurulmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat	Jel İçermeyen Tüp	2 mL	Flowsitometri	Her gün	10 gün sonra	Pıhtılı, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
375	L105010	Lenfosit Alt Grup Analizi (Tam Kan) Sinonim: LAG Lenfosit Subset Analizi LAG Subset İmmunstatu T, B ve NK Lenfosit Kantitasyonu	İmmün yetmezliklerin takibi ve tanısal değerlendirmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Diürenal varyasyon görülür. Yakın zamanda geçirilmiş viral hastalık, nikotin, aşırı egzersiz, immünsupresif ilaçlar Total T Lenfosit sayısını azaltırken, steroidler artırır. Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir örnek dondurulmamalı ve fikse edilmemelidir. Pıhtı olmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 52 saat	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	Flowsitometri	Her gün	10 gün sonra	Pıhtılı, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
376	L114360	Levetiracetam Sinonim: Epitam Epixx Keppra L-Cetam Netrolex	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 4 hafta	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	LC-MS/MS	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
377	L105220	LH * Sinonim: Luteinize Edici Hormon Luteinizan Hormon Luteotropik Hormon Lutotropin Pituiter Gonadotropin ICSH Intersitital Cell Stimulating Hormone İnteristiyel Hücre Uyarıcı Hormon	İnfertilite, hipogonadizm ve menstruel siklus düzensizliklerinin sebebinin araştırılması, ovulasyonun gerçekleşme gününün belirlenmesi ve hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Diürenal varyasyonu vardır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Klomifen, naloksan ve spironolakton LH seviyesini yükseltebilir. Östrojenler, progesteronlar, fenotiyazinler, oral kontraseptifler ve digoxin LH seviyesini düşürebilir. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
378	L105100	Lipaz * Sinonim: LPS Triaçilgliserol Açilhidrolaz	Başta pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum 10-12 saatlik açlık gerekir. 2 yaşından küçük çocuklarda örnek beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. Kolinerjikler ve opiyatlar gibi bazı ilaçlar ile böbrek hastalığı serum lipaz seviyesini yükseltebilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
379	L105140	Lipoprotein (a) Sinonim: LP (a) LPA	Koroner kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi sırasında lipit profili parametrelerine ek bir parametre olarak kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Salı Cumartesi	4 gün sonrs	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
380	L114390	Lityum * Sinonim: Li Lithuril	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Örnek son dozdan 10-12 saat sonra alınmalıdır. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
381	907810	Liver Kidney Mikrozomal Antikor Sinonim: LKM Tip 1 Ab. Anti-LKM1	Otoimmun hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
382		Lizozim Sinonim: Muramidaz	Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	RID	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, bulanık, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
383	L105200	Lupus Antikoagülan (Doğrulama Testi ile.) Sinonim: dRVVT Dilute Rusell Viper Vemon Time	Lupus antikoagülan (LA) varlığını göstermek ve spesifik veya non-spesifik koagülasyon faktör inhibitörlerinden Lupus antikoagülanı ayırtetmek ve uzamış bir aPTT testinin nedeninin araştırılmasında diğer koagülasyon testleri ile kombine olarak kullanılır	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Oda ısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	15 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
384	L105230	Magnezyum (Serum) * Sinonim: Mg	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Kan örneği alınırken turnike uygulanmamalı, zorunlu durumlarda 1 dakikayı geçmemelidir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
385		Magnezyum (İdrar) Sinonim: Mg	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 saatlik İdrar İdrar örnekleri magnezyum amonyum fosfatın çökmesini önlemek için konsantre HCl kullanılarak pH 1'e asitleştirilmeli ve metal içermeyen kapta biriktirilmelidir. İşyeri taramalarında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalıdır. Alkol, sisplatin, diüretik, kortikosteroid kullanımı ve Bartter sendromu idrarla atılan magnezyum miktarını artırır. Oda ısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
386	L106260	Makroprolaktin Taraması Sinonim: Macroprolactin Screening	Yüksek prolaktin seviyeleri varlığında hiperprolaktinemi belirti ve semptomları (galaktore amenore oligomenore, infertilite, erkeklerde libido kaybı, jinekomasti...vb) yoksa veya hipofiz görüntüleme çalışmaları bilgilendirici değilse makroprolaktin varlığının tespiti amacıyla kullanılır.	Serum Prolaktin salgılaması epizodlar halinde gerçekleşir ve 24 saatlik döngüye tabidir. Ölçüm sonucunun kan örneğinin ne zaman alındığına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavisi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Normal bireylerde kandaki prolaktin konsantrasyonu meme başı uyarımı, uyku, egzersiz, cinsel ilişki ve hipoglisemi gibi fizyolojik uyarılara yanıt olarak yükselir. Fenotiazinler, östrojenler, metoklopramid, risperidon, verapamil gibi ilaçlar da hiperprolaktinemiye neden olabilir. Prolaktinin salımı dopamin, L-dopa ve ergotamin türevleri tarafından inhibe edilir. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	PEG Çöktürme + ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
387		Mangan Sinonim: Manganez Mn	Manganez eksikliği, maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan İşyeri taramalarında, çalışılan haftanın dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışı örnek alınması tercih edilir. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	ICP-MS	Her gün	11 gün sonra	Pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
388	905770	Mantar Aranması (Mikroskopik İnceleme) Sinonim: KOH inceleme Native preparat	İncelenen materyalde mantar hifa ve sporlarının varlığının araştırılmasında kullanılır.	Tüm vücut sekresyon ve ekskresyonları / Sürüntü Örnekleri / Deri Kazıntısı / Tırnak Kazıntısı / Saç Teli Oda ısısı (18-22°C) 10 gün	Steril Kap	N/A	Mikroskopik İnceleme	Her gün	Aynı gün	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
389	906120	Mantar Aranması ve Kültürü	İncelenen materyalde dermatofitlerin gözlenmesi, izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	Tüm Vücut Sekresyon ve Ekskrasyonları / Sürüntü Örnekleri / Deri Kazıntısı / Tırnak Kazıntısı / Saç Teli Oda ısısı (18-22°C) 10 gün	Steril Kap Transport Besiyeri	N/A	Spesifik Kültür	Her gün	6 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
390	L104050	Metanefrin (Plazma)	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma 4 saatlik açlık gerekir. 12 saat süreyle sigara ve kahve içilmemelidir. Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmeli, alınan örnek hemen buzlu su içerisine konulmalı ve plazması 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde hemoliz edilmeden ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır. Dondurucu (-20°C) 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez.	Mor Kapaklı Tüp	3mL	LC-MS	Perşembe	6 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
391	L104060	Metanefrin (İdrar)	Hipertansiyon, Feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	LC-MS	Perşembe	6 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
392	L114410	Metotreksat Sinonim: Methotrexate MTX	Metotreksat, anti-neoplastik ve immünosupresif bir ajandır. Tedaviyi takiben metotreksat seviyeleri, ilacın etkili bir şekilde temizlenip temizlenmediğini ve toksik olmayan seviyelere ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirmek için kullanılır.	EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	LC-MS/MS	Her gün	2 gün sonra	Işıktan korunmadan gönderilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
393	L105290	Metil Malonik Asit (Plazma) Sinonim: MMA Methylmalonate	Metilmalonic asidemi ve Vitamin B12 (kobalamin) eksikliği tanısında kullanılır.	EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	LC-MS/MS	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
394	L105300	Metil Malonik Asit (Spot idrar) Sinonim: MMA Methylmalonate	Metilmalonic asidemi ve Vitamin B12 (kobalamin) eksikliği tanısında kullanılır.	Spot İdrar Oda ısısında kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	İdrar Kabı	5 mL	GC-MS	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
395	908290	Mikobakteri (PCR) Sinonim: Mikobakterium Tuberkulozis	Tüberküloz tanısında kullanılır.	Balgam / Trakeal Aspirat / BAL Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Steril Kap Tüp	10 mL	PCR	Pazartesi	3 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
396	L100340	Mikroalbumin Sinonim: MA İdrarda Albumin	Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 saatlik İdrar Şiddetli egzersiz, ateşli hastalık, soğuğa maruziyet, konjestif kalp yetmezliği, belirgin hipertansiyon, belirgin hipertrigliseridemi geçici olarak idrarla atılan albümin miktarında artışa neden olabilir. İdrar biriktirilirken +4 C'de muhafaza edilmelidir. Çökelti içeren örnekler santrifüje tabi tutulmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 1 ay Dondurucu (-20°C) 6 ay Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	İmmünotürbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
397	L106680	Mikro CRP Sinonim: Sensitif CRP Ultrasensitif CRP hsCRP	Her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde yardımcı olarak da kullanılabilir.	Serum Karboksipenisilinlerle tedavi edilmiş hastalardan alınan örneklerde belirgin şekilde düşük CRP değerleri elde edilebilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 11 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 ay Dondurucu (-20°C) 3 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
398	L105330	Miyogloblin Sinonim: Myohemoglobin Mb	Miyokard infarktüsü dahil her türlü kas hasarının tespit edilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	FC	Her gün	Ertesi gün	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
399		Molibden <i>Sinonim:</i> Mo	Molibden maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, 96 saat boyunca örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 30 gün Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	Jel içermeyen tüp	1 mL	ICP-MS	Her gün	30 gün sonra	Jel içeren tüple gönderilmiş olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
400	906190	Mycoplasma Kültürü	Mycoplasma hominis izolasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesinde kullanılır.	Servikal Sürüntü / Üretral Akıntı / Ön İdrar Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün	Swap Örneği Steril İdrar Kabı	N/A 2 mL	Kültür	Her gün	4 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
401	908320	Mycoplasma Pneumonia (PCR)	Mycoplasma varlığının araştırılmasında kullanılır.	Servikal Sürüntü / Üretral Akıntı / Ön İdrar Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün	Swap Örneği Steril İdrar Kabı	N/A 2 mL	PCR	Her gün	30 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
402	907860	Mycoplasma Pneumonia IgG	Atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı Cuma	3 gün sonra	Hemolizli, ikterik, ciddi derecede lipemik, kontamine veya ısıyla inaktive edilmiş örnekler.
403	907870	Mycoplasma Pneumoniae IgM	Atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Salı Cuma	3 gün sonra	Hemolizli, ikterik, ciddi derecede lipemik, kontamine veya ısıyla inaktive edilmiş örnekler.
404	906221	Nazofarenks Kültürü <i>Sinonim:</i> Nasofarengeal Kültür	Nazofarenjiyal enfeksiyonlardan etken mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Nazofarenks sürüntüsü Oda Sıcaklığı (18-22°C) 2 Gün Buzdolabı (2-8 °C) 2 Gün	Transport besiyeri (Amies, stuart)	N/A	Kültür	Her gün	3 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
405	L105430	Nikel (Serum) <i>Sinonim:</i> Ni Nickel	Nikel maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, 96 saat boyunca örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 7 gün	Jel içermeyen tüp	1 mL	AAS	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
406	L105460	Nikel (İdrar) Sinonim: Ni Nickel	Nikel maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	24 Saatlik İdrar Diürenal varyasyon gösterdiğinden, maruziyeti değerlendirmede 24 saatlik idrarda nikel ölçümü önerilir. Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, 96 saat boyunca örnek alınmamalıdır. İşyerinde yapılacak taramalarda, haftanın 4. veya 5. günü vardiya çıkışında örnek alınması önerilir. Oda ısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	AAS	Her gün	10 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.
407	L104050	Noradrenalin (Plazma) Sinonim: Norepinefrin	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek alınmadan önce hasta 10 dk oturur halde dinlendirilmelidir. Örnek alınan tüp 1 dk boyunca alt üst edilmeli, 2 dk boyunca buzlu su içerisinde bekletilmeli, 3000x rpm de 5 dk santrifüj edilerek plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır. Örnek mutlak dondurulmuş bir şekilde (tercihan kuru buz) ile gönderilmelidir. Dondurucu (-20°C) 1 ay Dondurucu (-70°C) 12 ay	Mor Kapaklı Tüp	3 mL	LC-MS	Perşembe	7 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
408	L104060 L104070	Noradrenalin (İdrar) Sinonim: Norepinefrin	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Çocuklar için 5 ml, yetişkinler için 10 ml 6N HCL asit üzerine idrar toplanmalıdır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir. Stres, asetaminofen, bupiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, kalsiyum kanal blokerleri, trisiklik antidepresanlar, alkol ve vazodilatörler yalancı yüksek sonuçlara neden olabilir. Oda ısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	LC-MS	Perşembe	7 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
409	L104050	Normetanefrin (Plazma)	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek alınmadan önce hasta 10 dk oturur halde dinlendirilmelidir. Örnek alınan tüp 1 dk boyunca alt üst edilmeli, 2 dk boyunca buzlu su içerisinde bekletilmeli, 3000x rpm de 5 dk santrifüj edilerek plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır. Oda ısısında ve buzdolabında bekletilmiş örnekler kabul edilmez. Örnek mutlak dondurulmuş bir şekilde (tercihan kuru buz) ile gönderilmelidir. Dondurucu (-20°C) 1 ay Dondurucu (-70°C) 12 ay	Mor Kapaklı Tüp	3 mL	LC-MS	Perşembe	7 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
410	L104060 L104070	Normetanefrin (İdrar)	Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Çocuklar için 5 ml, yetişkinler için 10 ml 6N HCL asit üzerine idrar toplanmalıdır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir. Stres, asetaminofen, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, kalsiyum kanal blokerleri, trisiklik antidepresanlar, alkol ve vazodilatörler yalancı yüksek sonuçlara neden olabilir. Oda ısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 14 gün	İdrar Kabi 24 Saatlik İdrar Kabi	10 mL	LC-MS	Perşembe	7 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
411	L105530	Nöron Spesifik Enolaz <i>Sinonim:</i> NSE	Küçük hücreli akciğer kanseri, karsinoidler, adacık hücreli tümörleri ve nöroblastomların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Eritrositler ve trombositlerde bulunan NSE nedeniyle, hemolizli veya geç santrifüj edilmiş örneklerde hatalı yüksek sonuçlar görülür. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay NOT: -20 °C için belirtilen stabilite, aşağıdaki koşullar altında geçerlidir. Maksimum 1 mL örnek, -70 °C'de dondurulmalı ve ardından -20 °C'de saklanmalıdır. Prosedüre uyulmadığında, örnekler düşük değerler verme eğilimi gösterir. Örnek bir kez dondurulabilir.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Salı	Cumartesi	Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
412	L105550	Nükleer Matriks Protein 22 <i>Sinonim:</i> NMP 22	Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarının tanısında kullanılır.	Spot İdrar Sabah ilk idrarı tercih edilir. Akut idrar yolları enfeksiyonu olan, idrar yollarında taş olan, kronik kateter uygulanan ve kemoterapi görmekte olan hastalardan alınan örnekler uygun değildir. Cerrahi girişim yapılan hastalardan en az 3 hafta sonra örnek alınmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı	5 mL	FC	Her gün	2 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
413	L105580	Oksalat <i>Sinonim:</i> Oxalate	Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar İdrar 30 mL 6N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir. Askorbik asit (> 2 g / 24 saat) alınması, ölçülen idrar oksalat atılımını yanlışlıkla yükseltebilir. Metal kapaklı kaplarda örnek toplanmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	Spektrofotometrik	Pazartesi Perşembe	4 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
414	L114500	Okskarbazepin <i>Sinonim:</i> Oxcarbazepine Apilep Epsile Trileptal Oxilepsi	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	HPLC	Pazartesi Çarşamba	10 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
415	L105620	Oraklaşma Testi <i>Sinonim:</i> Sickling Test Sickle test	Orak hücreli anemi tanısında kullanılır.	EDTA lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Donmuş halde kabul edilmez.	Mor Kapaklı Tüp	3 mL	Mikroskopik İnceleme	Her gün	3 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
416	L105660	Organik Asit Analizi <i>Sinonim:</i> OAU	Yeni doğan metabolik hastalıklarının tanısında kullanılır.	Spot İdrar Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl	İdrar Kabı	10 mL	GC - MS	Her gün	10 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
417	L105720	Osteokalsin <i>Sinonim:</i> N-MID Osteocalcin Kemik GLA Proteini BGP	Başta osteoporoz olmak üzere çeşitli kemik metabolizması hastalıklarında ve ayrıca primer ve sekonder hiperparatiroidizmde kullanılır. Osteokalsin ölçümü ile osteoporozu olan hastalarda antirezorptif ajanlarla tedavinin izlenmesi mümkündür.	Serum 8-10 saatlik açlık gerektirir. 2 yaşından küçük çocuklarda örnek beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Pazartesi	2 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
418	L105730	Ozmolalite (Serum)	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Osmometre	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
419	L105740	Ozmolalite (İdrar)	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı	5 mL	HPLC	Her gün	2 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
420	L105750	Ozmotik Fajilite <i>Sinonim:</i> OF Testi Red Cell Fragility	Eritrosit fajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır.	EDTA lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün	Mor Kapaklı Tüp	5 mL	Ozmotik Lizis	Her gün	2 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
421	L105910	Pankreatik Amilaz (Serum) Sinonim: P-Amilaz P-AMY	Akut Pankreatit olasılığının kontrolü ile total amilaz aktivitesi yüksek bulunanlarda, aktivite artışının kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum İkidekstrin bazlı ilaçlar düşük amilaz değerlerine neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) >30 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	Spektrofotometrik	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
422	L105920	Pankreatik Amilaz (Vücut Sıvısı) P-Amilaz P-AMY	Patolojik sıvı birikimi olan hastalarda sıvının pankreas ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesi ve pankreatit teşhisine yardımcı olması amacıyla kullanılır.	Vücut Sıvısı Örnek santrifüj edilerek saklanmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	Spektrofotometrik	Her gün	Ertesi gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
423		Paraneoplastik Panel Sinonim: Nöronal Antikorlar	Subakut nörolojik bozukluk bulunan veya kanser için bilinen risk faktörleri olan hastaların serolojik değerlendirmesinde, kanser tedavisi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ve metastaz ile açıklanamayan nörolojik semptomların araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 ml	Western Blot	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik, kontamine olmuş, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
424	L105960	Parathormon (Intact) * Sinonim: PTH Paratiroid hormon Parathyrin	Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır.	Serum 10-12 saatlik açlık gerekir. 2 yaşından küçük çocuklarda örnek, beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. PTH'nin ayrıştırılmamış serumdaki instabilitesi nedeniyle serum tüplerinin hemen santrifüj edilmesi gerekir Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay 1 defa dondurma/çözünme işlemi uygulanabilir.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
425	907900	Parvovirus B19 IgG <i>Sinonim:</i> 5.Hastalık Erythrovirus B19 PVB19	Parvovirus enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısı ile inaktive edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
426	907910	Parvovirus B19 IgM <i>Sinonim:</i> 5.Hastalık Erythrovirus B19 PVB19	Parvovirus enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, ısı ile inaktive edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
427	908330	Parvovirus B19 PCR	Parvovirus enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Serum / EDTA'lı Plazma Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp Mor Kapaklı Tüp	1 mL	PCR	Her gün	7 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
428	L106000	Periferik Yayma İncelemesi <i>Sinonim:</i> Çevresel kan incelemesi	Lösemi, hemolitik ve non-hemolitik anemi, talasemi, ITP vb. bir çok hematolojik hastalıkta, bir çok enfeksiyon hastalığında tanı ve tanıya yardımcı test olarak kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Mikroskopi	Her gün	Aynı gün	Aşırı hemolizli, pıhtılı ve dondurulmuş örnekler.
429	L106030	Piridinolin <i>Sinonim:</i> PYD	Kemik turnover hızını artıran durumlarda, idrarla atılan piridinolin miktarındaki artışı tespit etmek amacıyla kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar 24 saatlik idrar 6N HCl üzerine toplanmalı, soğukta saklanmalı ve mutlaka ışıktan korunmalıdır. Çapraz bağların idrarla atılımında diürenal varyasyon vardır. Sabah erken saatlerde yüksek, akşama doğru ise düşük düzeyde atılım görülür. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	HPLC	Perşembe	Pazartesi	İşıktan korunmamış ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
430	L106050	Piruvat <i>Sinonim:</i> Pirüvik Asit	Laktik Asit düzeyi ile birlikte ölçülerek metabolik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Hasta aç ve dinlenmiş olmalıdır. 2 mL %8 perklorik asit içeren tüplere 1 mL tam kan alınır veya EDTA'lı tüpe alınan örneğe perklorik asit eklenir. Perklorik asit eklendikten sonra numune 7-8 kez yavaşça altüst edilir, 5 dakika buzdolabında bekletilip santrüfuj edilir. Süpernatant ayrılarak gönderilir. Deproteinizasyon işlemi, numune alındıktan sonra 3 saat içinde yapılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 15 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Spektrotometrik	Her gün	2 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
431	L106070	Piruvat Kinaz <i>Sinonim:</i> PK	Konjenital nonsferositik hemolitik anemi, yeni doğan anemisi ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Örnek tam kan sayımı sonucu ile birlikte gönderilmelidir. Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 20 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	Spektrotometrik	Her gün	3 gün sonra	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli, soğuk zincirde gönderilmeyen ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
432	907920	Plasmodium Aranması <i>Sinonim:</i> Sıtma İncelemesi Malaria İncelemesi Kalın Damla İnce Yayma	Malarya enfeksiyonlarının tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavi takibinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	Mikroskopi	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
433	L106080	Plazminojen Aktivitesi <i>Sinonim:</i> Plasminogen Activity	Fibrinolitik sistemin diğer bileşenleri (fibrinojen, doku plazminojen-aktivatör-inhibitörü ve d-dimerler) ile kombinasyon halinde fibrinolizin değerlendirilmesinde kullanılır.	Sitrat'lı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 12 ay	Mavi Kapaklı Tüp	2 mL	Koagülometrik	Her gün	3 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
434	L106090 L106100	Porfirinler <i>Sinonim:</i> Porphyrins	Porfiri hastalarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve ışıktan korunarak gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	HPLC	Her gün	16 gün sonra	İşıktan korunmamış ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
435	L106130 L106140	Porfobilinojen <i>Sinonim:</i> PBG	Akut intermittant porfiri ile akut atakla seyreden diğer porfiriaların ayırıcı tanısında kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik idrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve ışıktan korunarak gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	Spektrofotometrik Kromotografik	Her gün	16 gün sonra	İşıktan korunmamış ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
436	L106150	Potasyum <i>Sinonim:</i> K Potassium	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesi, kardiyak ritm bozuklukları, kas güçsüzlükleri ve böbrek yetmezliğinin takibinde kullanılır.	Serum Diürenal varyasyonu vardır. Saat 08.00 de maksimum, 22.00 de minimum seviyelerdedir. Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İSE	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
437	L106200	Prealbumin Sinonim: PAB Transthyretin	Prealbumin, karaciğerin sentez kapasitesini yansıtır ve yetersiz beslenmede belirgin şekilde azalır. Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 ay Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünotürbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
438	L106220	Pro-BNP Sinonim: NT Pro BNP N Terminal proBNP B-Tipi Natriüretik Peptit NT Pro B-Tipi Natriüretik Peptit	Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, prognoz tayini ve takibinde yardımcı olarak kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 6 gün Dondurucu (-20°C) 2 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
439	L106230	Progesteron * Sinonim: Progesterone	Menstrüel siklusta ovulasyonun oluşup oluşmadığının anlaşılmasında, gebelikte plasental fonksiyonun değerlendirilmesinde ve adrenal veya testiküler tümörlü hastaların tetkikinde kullanılır.	Serum Fenilbutazon kullanımı ve bulanık örnekler düşük progesteron değerine neden olabilir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
440	L106240	Prokalsitonin Sinonim: PCT ProCT	Sepsis, bakteriyel enfeksiyonlar, ameliyat sonrası, yanıklar, bakteriyel ve viral menenjitin ayırıcı tanısı, bakteriyel ve viral pnömoninin ayırıcı tanısı ile antibakteriyel tedaviye terapötik yanıtın izlenmesinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 3 ay Sadece 3 kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	FC	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
441	L106260	Prolaktin * Sinonim: PRL	Kadınlarda: Sterilite, amenore, korpus luteum yetmezliği, maskulinizasyon, galaktore Erkeklerde: Erektile disfonksiyon, hipgonadizm, jinekomasti, galaktore tanısı ile prolaktin salgılayan tümörlerin tedavisinin takibinde kullanılır.	Serum Prolaktinin salgılanması epizodlar halinde gerçekleşir ve 24 saatlik bir döngüye tabidir. Prolaktin tayin edilirken, ölçülen konsantrasyonun kan örneğinin ne zaman alındığına bağlı olduğu dikkate alınmalıdır. Egzersiz, uyku ve stres durumlarında prolaktin seviyeleri geçici olarak artabilir. Antihistaminikler, antipsikotikler, östrojenler, opiatlar, TRH, trisiklik antidepressanlar, oral kontraseptifler, fenotiazin, metoklopramid, verapamil prolaktin düzeyini artırırken, klonidin, dopamin ve ergot alkaloidleri prolaktin düzeylerini azaltır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
442	L106290	Prostatik Asit Fosfataz Sinonim: PAP Prostata Spesifik Asit Fosfataz	Radikal prostatektomi yapılmış hastalarda rekürrens takibinde ve tedaviye cevabın izlenmesinde kullanılır.	Serum Sefoksitin ve doksisisiklin yüksek PAP sonuçlarına neden olur. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemisi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Buzdolabı (2-8°C) 4 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
443	L106340	Protein C Aktivite Sinonim: Fonksiyonel Protein C	Venöz tromboembolizm öyküsü olan hastalarda protein C yetersizliğinin saptanmasında kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Oral antikoagülan tedavisi alanlarda tedavi kesildikten 2 hafta sonra, heparin kullananlarda tedavi kesildikten 2 gün sonra örnek alınmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 8 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi	Cuma	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
444	L106350	Protein C Antijen Sinonim: Protein C Ag Protein C İmmünolojik	Venöz tromboembolizm öyküsü olan hastalarda etiyoloji değerlendirilmesi ve protein C eksikliğinin tiplendirilmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8°C) 8 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Cuma	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
445	L106390	Protein S Aktivite Sinonim: Fonksiyonel Protein S	Venöz tromboembolizm öyküsü olan hastalarda protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8°C) 8 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Cuma	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
446	L106400	Protein S Antijen	Venöz tromboembolizm öyküsü olan hastalarda etiyoloji değerlendirilmesi ve protein S eksikliğinin tiplendirilmesinde kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8°C) 8 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	EIA	Pazartesi	Cuma	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
447	L106360	Protein Elektroforezi (serum) Sinonim: PEP SPE Serum Protein Elektroforezi	Monoklonal gamopatilerin saptanması ve takibinde kullanılır.	Serum Uzun süre beklemiş örneklerde Beta-2 globulin fraksiyonunun azalacağına dikkat edilmelidir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Elektroforez	Her gün	10 gün sonra	Hemolizli, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
448	L106370	Protein Elektroforezi (idrar) Sinonim: PEP UPEP İdrar Protein Elektroforezi	Monoklonal gammopatisi olan hastaların takibinde kullanılır.	24 Saatlik idrar Koruyucu kullanmadan soğuk ve karanlık ortamda toplanmalıdır. Spot idrar doktorun bilgisi dahilinde kabul edilir ve raporda belirtilir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün	İdrar Kabi	5 mL	Elektroforez	Her gün	10 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
449	L106430	Protrombin Zamanı * Sinonim: PTZ PT INR	Bir veya daha fazla pıhtılaşma faktörünün (faktör I, II, V, VII, X) eksikliklerinin tespiti, oral antikoagulan tedavinin takibi ile DIC, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 30 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Mavi Kapaklı Tüp	5 mL	Koagülometrik	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
450	L106280	PSA (Total) * Sinonim: TPSA Total Prostat Spesifik Antijen	Prostat kansinomları ve benign prostat hiperplazisi tanı ve takibinde kullanılır.	Serum TUR (transuretral rezeksiyon), iğne biyopsisi, sistoskopi, sonda takılması ve prostat muayenesi uygulanan hastalardan alınan örneklerde hatalı yüksek PSA sonuçları gözlenebilir. Örneğin bu tür uygulamalar öncesinde alınmasına dikkat edilmelidir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Oda ısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
451	L106270	PSA (Serbest) * Sinonim: FPSA Serbest Prostat Spesifik Antijen	Prostat kansinomları ve benign prostat hiperplazisi tanı ve takibinde kullanılır. Serbest PSA'nın total PSA'ya oranı, prostat kanseri ve BPH (benign prostat hiperplazisi) ayırımında kullanılır.	Serum TUR (transuretral rezeksiyon), iğne biyopsisi, sistoskopi, sonda takılması ve prostat muayenesi uygulanan hastalardan alınan örneklerde hatalı yüksek PSA sonuçları gözlenebilir. Örneğin bu tür uygulamalar öncesinde alınmasına dikkat edilmelidir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Oda ısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 5 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
452	L106440	Pseudokolinesteraz * Sinonim: PCHE CHE Kolinesteraz II Açilkolin Açılhidrolaz SchE	Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosfat zehirlenmeleri ile KC hastalarının takibinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
453		Quantiferon-TB Gold Plus Sinonim: Interferon Gamma Release Assay (IGRA) İnterferon Gamma Salınım Testi (IGST) Latent Tüberküloz	TBI'nin değerlendirilmesinde ve hastalardaki M. tuberculosis kompleksi enfeksiyonunun teşhisinde yardımcı test olarak kullanılır. Tüberküloz hastalığını doğrulamak veya dışlamak için diğer tıbbi ve tanısal değerlendirmeler gereklidir.	Quantiferon Tüpleri - Plazma Her bir Quantiferon-TB Gold tüpüne (Nil, TB1, TB2 ve Mitojen) 1 ml kan alınır ve herbiri için interferon gama salınımı ölçülür. Kan alınından hemen sonra, tüpün tüm iç yüzeyinin her tarafı kanla kaplanacak şekilde yavaşça 10 kez alt üst edilir. En kısa sürede (maksimum 16 saat içinde) inkübatöre konarak ve 37° C'de 16-24 saat boyunca dikey olarak inkübe edilir. Inkübasyon sonrası 2000-3000 (g) 'de 15 dakika santrifüj edilerek plazma ayrılır. Elde edilen plazmalar ayrı ayrı transfer tüplerine aktarılır ve Nil, TB1, TB2 ve Mitojen tüpleri olarak etiketlenir. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen veya santrifüjlenmemiş örnekler test için uygun değildir. Oda ısısı (18-22°C) 16 saat Buzdolabı (2-8°C) 1 ay	Quantiferon Tüpleri (Quantiferon Tüpü mevcut değil ise HEPARİNLİ Tam Kan Tüpü)	1 mL	ELISA	Her gün	10 gün sonra	Quantiferon Tüpleri: Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen, santrifüjlenmemiş, dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler. Heparinli Tam Kan: Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen, plazma olarak, dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
454		Redükтан Madde (İdrar) Sinonim: İdrarda Benedict Testi İdrarda İndirgeyici Maddeler	Galaktozemi gibi idrarda redükleyici madde atılımına neden olan metabolik hastalıkların araştırılmasında kullanılır.	İdrar Buzdolabı (2-8°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 24 saat	İdrar Kabı	5 mL	Kimyasal	Her gün	Aynı gün	Soğuk ortamda gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
455	L106490	Renin Aktivitesi <i>Sinonim:</i> PRA Plazma Renin Aktivitesi	Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom ve adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikliği, potasyum yüklenmesi, asitli kalp yetmezliği, gebelik, Bartter sendromu) tanısında kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Örnek ayakta alınması gerektiğinde; hasta örnek alımından önce en az 2 saati ayakta geçirmelidir. Örnek yatarak alınacaksa, hasta sabah yataktan kalkmadan önce alınmalıdır. Her koşulda saat 10.00 dan önce örnek mutlaka alınmış olmalıdır. Gönderide örneğin hangi pozisyonunda alındığı mutlaka belirtilmelidir. Dondurucu (-20°C) 24 saat	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	ELISA	Çarşamba	Ertesi gün	Hemolizli, tam kan olarak gönderilen veya dondurulmadan gönderilen örnekler.
456	L106520	Retikülosit Sayımı <i>Sinonim:</i> Retik	Eritropoetik aktivitenin değerlendirilmesinde ve anemiye yanıtın izlenmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	Supravital Boyama Mikroskopik İnceleme	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, pıtlı, dondurularak gönderilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler
457	L106570	Romatoid Faktör <i>Sinonim:</i> RF RA Romatoid Artrit Faktörü	Romatoid artrit tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Sjögren sendromu, Sistemik lupus eritematosus, primer biliyer siroz, dermatomyozit başta olmak üzere, diğer otoimmün hastalıklarda da RF'ün pozitif bulunma olasılığı yüksektir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
458	907980	Rotavirüs Antijeni (Gaitada)	Akut diyare oluşturan rotavirüs varlığının saptanmasında kullanılır.	Gaita Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün	Gaita Kabi	10 g	İmmünokromatografik	Her gün	Ertesi gün	Formalin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış gaita örnekleri.
459	908000	Rubella IgG Avidite <i>Sinonim:</i> Kızamıkçık IgG Avidite	Kızamıkçık enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ELISA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
460	L106620	Safra Asitleri <i>Sinonim:</i> Bile Acids Bile Salts Safra Tuzları	Gebelik sırasında ortaya çıkan ve kaşıntıya sebep olan intrahepatik kolestazın teşhisi ile, karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve interferon tedavisi alan kronik hepatit C hastalarının izlenmesinde yardımcı bir parametre olarak kullanılır.	Serum 10-12 saatlik açlık gerektirir. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
461	L114590	Salisilat Sinonim: Salisilik Asit Asetilsalisilik Asit ASA Aspirin	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşip ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Düşük doz aspirin tedavisinin değerlendirilmesinde uygun değildir.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	FPIA	Her gün	Her gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
462	L106650	Sedimentasyon (1 saat) Sinonim: Sedim ESR Eritrosit Sedimentasyon Hızı	Enflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, maligniteler, romatoid ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Sitratlı Tam Kan Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Donmuş halde kabul edilmez.	Siyah Kapaklı Tüp	1.8 mL. Örneğin üst seviyesi, tüp üzerinde işaretli 2 çizgi arasında olacak şekilde kan alınmalıdır.	Westergreen	Her gün	Aynı gün	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, pıhtılı, dondurulmuş olarak gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
463	L106670	Selenyum Sinonim: Se	Selenyum replasman tedavisinin takibinde kullanılır.	Edta'lı Plazma Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulanmışsa, en az 96 saat örnek alınmamalıdır. Klinik uyumsuzluğu olan yüksek selenyum seviyelerinde sertifikalı, metal içermeyen bir tüpte toplanan yeni bir örnek ile doğrulama önerilir. Kan alınırken, santrifüj öncesi ve sonrası tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	ICP-MS	Her gün	11 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
464	905678	Semen Kültürü Sinonim: Sperm Kültürü Meni Kültürü Ejakülat Kültürü	Semen örneğinde enfeksiyon etkeni araştırılmasında kullanılır.	Semen Örneğin alınması sırasında kayganlaştırıcı bir madde kullanılmamalı ve örnek kondom içine alınmamalıdır. Önce eller dezenfekte edilir sonra üretra ağzı temizlenir. Masturbasyon sonunda steril kaba alınan semen örneği 2 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 24 saat	Steril kap	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
465	L100100	Serotonin (Serum) Sinonim: 5-Hidroksi Triptamin 5-HT	Karsinoid sendromun teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Serum Buzdolabı (4°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 30 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	2 mL	LC-MS/MS	Perşembe	6 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
466	L100100	Serotonin (İdrar) Sinonim: 5-Hidroksi Triptamin 5-HT	Karsinoid sendromun teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	24 Saatlik İdrar Buzdolabı (4°C) 24 saat Dondurucu (-20°C) 30 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	10 mL	LC-MS/MS	Perşembe	6 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
467	L106790	Seruloplazmin Sinonim: Ceruloplasmin Bakır Oksidaz Ferroksidaz	Seruloplazmin, pozitif bir akut faz reaktanı ve bakır bağlayıcı bir proteindir. Öncelikle Wilson hastalığının teşhisine yardımcı olarak kullanılır.	Serum Örneğin bulanık olmaması ve partikül içermemesi gerekir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 8 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik, bulanık, partikül içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
468	L100840	Serum Amiloid A Sinonim: SAA	SAA inflamasyonda artan akut faz proteini olup romatoid artrit, ankilozan spondilit, juvenil kronik artrit, hodgkin lenfoma, akdeniz ateşi gibi hastalıklar ile renal ve gastrik karsinomların tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Perşembe	Çarşamba	Hemolizli, lipemik, bulanık, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
469	L106660	SHBG * Sinonim: Seks Hormon Bağlayıcı Globulin Sex Hormone Binding Globulin TeBG Testosteron Estradiol Binding Globulin	Total testosteron konsantrasyonunun beklenenden yüksek veya düşük olduğu durumlarda kullanılır. Kadınlarda polikistik over sendromu, idiopatik hisütizm, anoreksiya nervosa ve insülin direnci tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Glikokortikoidler, androjenler, progestinler ve büyüme hormonu SHBG seviyelerinin azalması yönünde etki gösterir. Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 30 gün Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
470	L114600	Siklosporin <i>Sinonim:</i> CsA Silosporin A Sandinmune Neoral Cicloral Gengraf Deximune	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşım sağlamadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. İtrakonazol kullanımı hatalı sonuçlara neden olur. Oda ısısı (18-22°C) 5 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Mor Kapaklı Tüp	3 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
471	L106850	Sistatin C <i>Sinonim:</i> CYS-C	Özellikle serum kreatininin düzeylerinin yanıltıcı olabileceği ileri derecede obez ve yaşlı hastar ile yetersiz beslenme durumlarında glomerüler filtrasyon hızı endeksidir. Böbrek hastalığı olan hastalarda tedavi yanıtının izlenmesinde kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilir sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Nefelometrik	Pazartesi	Cuma	Hemolizli, lipemik, ikterik, partikül içeren ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
472	L110560	Sistin	Sistinüri tanı ve takibinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 70 gün	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	LC-MS	Her gün	8 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
473	L114640	Sirolimus <i>Sinonim:</i> Rapamune Rapamycin	Kök hücre nakli sonrası akut veya kronik Graft Versus Host Hastalığının (CVHD) tedavisi, transplantasyon sonrası organ rejeksiyonunun önlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-202°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	3 mL	LC-MS/MS	Her gün	2 gün sonra	Santrifüj edilerek gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
474	L106900	Sitrat <i>Sinonim:</i> Sitrik Asit	Kalsiyum taşları bulunan veya renal tübüler asidozu olan hastaların takibinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	Spektrofotometrik	Pazartesi Perşembe	4 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
475	L106910	Sodyum <i>Sinonim:</i> Na Sodium	Elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ISE	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
476	L106930 L106940	Sodyum (Spot İdrar) <i>Sinonim:</i> Na Sodium	Elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Oda ısısı (18-22°C) 14 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) süresiz	İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı	1 mL	ISE	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
477	L103800	Somatomedin C <i>Sinonim:</i> IGF-1 Insulin Like Growth Factor -1	Yetişkinlerde büyüme bozuklukları, büyüme hormonu eksikliği teşhisi ile akromegali ve gigantizm tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-70°C) 12 ay Sadece bir kez dondurun	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Pazartesi	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve dondurulmadan gönderilen örnekler.
478	704.640	Spermogram	Erkek infertilitesinin araştırılmasında kullanılır.	Taze Semen 30 dakika içinde analize alınmalıdır.	Steril kap	1 mL	Mikroskopi	Her gün	Ertesi gün	Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
479	704.570	Sperm Morfolojisi <i>Sinonim:</i> Kruger	Spermatozoitlerin morfolojik olarak değerlendirilmesinde kullanılır.	Taze Semen Örnek 30 dakika içinde laboratuvara getirilmelidir.	Steril kap	NT	Mikroskopi (Özel boyama ile)	Her gün	Ertesi gün	Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
480	L109300	Spesifik IgE Yumurta Akı <i>Sinonim:</i> Egg White f1	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
481	L109310	Spesifik IgE Yumurta Sarısı <i>Sinonim:</i> Egg Yolk f75	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
482	L108440	Spesifik IgE İnek Sütü <i>Sinonim:</i> Cow Milk f2	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
483	L108630	Spesifik IgE Keçi Sütü <i>Sinonim:</i> Goat Milk f219	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
484		Spesifik IgE Keçi Peyniri <i>Sinonim:</i> Goat Cheese f205	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
485		Spesifik IgE Peynir Çedar <i>Sinonim:</i> Cheese Cheddar f81	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
486	L108130	Spesifik IgE Buğday <i>Sinonim:</i> Wheat f4	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
487	L108530	Spesifik IgE Karabuğday <i>Sinonim:</i> Buckwheat f11	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
488	L107910	Spesifik IgE Arpa <i>Sinonim:</i> Barley f6	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
489	L109280	Spesifik IgE Yulaf <i>Sinonim:</i> Oat f7	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
490	L108890	Spesifik IgE Mısır <i>Sinonim:</i> Maize f8	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
491	L109150	Spesifik IgE Susam <i>Sinonim:</i> Sesame f10	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
492	L109140	Spesifik IgE Soya Fasulyesi <i>Sinonim:</i> Soybean f14	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
493	L108320	Spesifik IgE Gluten <i>Sinonim:</i> Gluten f79	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
494	L107840	Spesifik IgE Alfa - Laktalbümin <i>Sinonim:</i> Alpha - Lactalbumin f76	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
495	L108070	Spesifik IgE Beta - Laktoglobulin <i>Sinonim:</i> Beta - Lactoglobulin f77	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
496	L108280	Spesifik IgE Fındık <i>Sinonim:</i> Hazelnut f17	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
497	L107980	Spesifik IgE Badem <i>Sinonim:</i> Almond f20	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
498	L108120	Spesifik IgE Brezilya Cevizi <i>Sinonim:</i> Brazil Nut f18	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
499	L108400	Spesifik IgE Hindistan Cevizi <i>Sinonim:</i> Coconut f36	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
500	L109260	Spesifik IgE Fıstık <i>Sinonim:</i> Peanut f13	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
501	L108250	Spesifik IgE Elma <i>Sinonim:</i> Apple f49	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
502	L109050	Spesifik IgE Portakal <i>Sinonim:</i> Orange f33	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
503	L108920	Spesifik IgE Muz <i>Sinonim:</i> Banana f92	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
504	L109180	Spesifik IgE Şeftali <i>Sinonim:</i> Peach f95	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
505	L108700	Spesifik IgE Kivi <i>Sinonim:</i> Kiwi f84	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
506	L108190	Spesifik IgE Çilek <i>Sinonim:</i> Strawberry f44	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
507	L108840	Spesifik IgE Mango <i>Sinonim:</i> Mango f94	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
508	L107880	Spesifik IgE Ananas <i>Sinonim:</i> Pineapple f72	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
509		Spesifik IgE Domuz Eti <i>Sinonim:</i> Pork f26	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
510	L108200	Spesifik IgE Sığır Eti <i>Sinonim:</i> Beef f27	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
511	L109200	Spesifik IgE Tavuk Eti <i>Sinonim:</i> Chicken Meat f83	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
512		Spesifik IgE Koyun Eti <i>Sinonim:</i> Mutton Meat f88	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
513	L108900	Spesifik IgE Morina Balığı <i>Sinonim:</i> Codfish f3	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
514		Spesifik IgE Ton Balığı <i>Sinonim:</i> Tuna f40	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
515	L109130	Spesifik IgE Somon Balığı <i>Sinonim:</i> Salmon f41	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
516	L108560	Spesifik IgE Karides <i>Sinonim:</i> Shrimp f24	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
517		Spesifik IgE Mavi Midye <i>Sinonim:</i> Blue Mussel f37	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
518	L108230	Spesifik IgE Domates <i>Sinonim:</i> Tomato f25	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
519	L108990	Spesifik IgE Patates <i>Sinonim:</i> Potato f35	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
520	L108380	Spesifik IgE Havuç <i>Sinonim:</i> Carrot f31	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
521	L109060	Spesifik IgE Sarımsak <i>Sinonim:</i> Garlic f47	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
522		Spesifik IgE Hardal <i>Sinonim:</i> Mustard f89	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
523	L108180	Spesifik IgE Çikolata <i>Sinonim:</i> Chocolate f52	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
524		Spesifik IgE Ev Tozu Akarı 1 <i>Sinonim:</i> Dermatophagoides Pteronyssinus d1	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
525		Spesifik IgE Ev Tozu Akarı 2 <i>Sinonim:</i> Dermatophagoides farina d2	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
526		Spesifik IgE Ev Tozu 1 <i>Sinonim:</i> House Dust - Greer h1	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
527		Spesifik IgE Ev Tozu 2 <i>Sinonim:</i> House Dust Hollister - Stier Labs. h2	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
528	L108360	Spesifik IgE Hamam Böceği <i>Sinonim:</i> Cockroach Blatella Germanica i6	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
529	L108640	Spesifik IgE Kedi Tüyü ve Epiteli <i>Sinonim:</i> Cat Dander and Epitelium e1	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
530	L107950	Spesifik IgE At Tüyü <i>Sinonim:</i> Horse dander (e3)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
531	L108430	Spesifik IgE İnek Tüyü <i>Sinonim:</i> Cow dander e4	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
532	L108760	Spesifik IgE Köpek Tüyü <i>Sinonim:</i> Dog dander e5	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
533		Spesifik IgE Akçaağaç <i>Sinonim:</i> Elder Maple Acer Negundo t1	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
534		Spesifik IgE Huş Ağacı <i>Sinonim:</i> Common Silver Birch Betula Verrucosa t3	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
535		Spesifik IgE Fındık Ağacı <i>Sinonim:</i> Common Hazel Corylus Avellana t4	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
536		Spesifik IgE Kara Ağaç <i>Sinonim:</i> Elm - Ulmus Americana t8	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
537		Spesifik IgE Ceviz Ağacı <i>Sinonim:</i> Walnut Juglans Californica t10	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
538		Spesifik IgE Ayırık Otu <i>Sinonim:</i> Domuz ayrığı Orchard Grass Dactylis Glomerata g3	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
539		Spesifik IgE Çayır Otu <i>Sinonim:</i> Çayır Yumağı Meadow Fescue Festuca Pratensis g4	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
540		Spesifik IgE Delice Otu <i>Sinonim:</i> Yemlik İngiliz Çimi Perennial Rye Grass Lolium Perenne g5	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
541		Spesifik IgE Timoti Otu <i>Sinonim:</i> Kedi kuyruğu Timothy Grass Phleum Pratense g6	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
542		Spesifik IgE Salkım Otu <i>Sinonim:</i> Çayır Salkım Out June Grass Kentuck Blue Poa Pratensis g8	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
543		Spesifik IgE Kanarya Otu <i>Sinonim:</i> Common Ragweed Ambrosia Elatior w1	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
544		Spesifik IgE Misk Otu <i>Sinonim:</i> Mugwort Artemisia Vulgaris w6	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
545		Spesifik IgE Sinir Otu <i>Sinonim:</i> Kuzu Dili English Plantain Plantago Lanceolata w9	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
546		Spesifik IgE Ak Kaz Ayağı <i>Sinonim:</i> Ak Pazı Lamb's Quarters Goosefoot Chenopodium Album w10	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
547		Spesifik IgE Deve Dikeni <i>Sinonim:</i> Dikenli Çöven Saltwort Prickly Russian Thistle Salsola Kali w11	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
548		Spesifik IgE Penicillium Notatum <i>Sinonim:</i> Penicillium Küf Mantarı m1	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
549		Spesifik IgE Cladosporium Herbarum <i>Sinonim:</i> Cladosporium Spp. m2	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
550		Spesifik IgE Aspergillus Fumigatus <i>Sinonim:</i> Aspergillus Spp. m3	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
551		Spesifik IgE Candida Albicans <i>Sinonim:</i> Candida Spp. m5	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
552	L107850	Spesifik IgE Alternaria Alternata <i>Sinonim:</i> Alternaria Mantarı m6	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
553		KÜÇÜK GIDA PANELİ : Çocuk-1 Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Buğday (f4), Yumurta Sarısı (f75), Keçi Sütü (f219)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
554		KÜÇÜK GIDA PANELİ : Çocuk-2 Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Yumurta Sarısı (f75), Peynir Çedar (f81), Keçi Peyniri (f205), Keçi Sütü (f219)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
555		KÜÇÜK GIDA PANELİ : Çocuk-3 Buğday (f4), Arpa (f6), Yulaf (f7), Mısır (f8), Soya (f14), Gluten (f79)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
556		KÜÇÜK GIDA PANELİ : Çocuk-4 Buğday (f4), Yulaf (f7), Alfa laktalbumin (f76), Beta laktoglobulin (f77), Gluten (f79)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
557		GENİŞ GIDA PANELİ : Çocuk Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Morina Balığı (f3), Buğday (f4), Fıstık (f13), Soya (f14), Domuz Eti (f26), Sığır Eti (f27), Portakal (f33), Elma (f46), Çikolata (f52), Yumurta Sarısı (f75), Alfa laktalbumin (f76), Beta laktoglobulin (f77), Gluten (f79), Peynir Çedar (f81), Tavuk Eti (f83), Koyun Eti (f88), Muz (f92), Şeftali (f95), Keçi Peyniri (f205), Keçi Sütü (f219),	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
558		GIDA PANELİ : 1 Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Morina Balığı (f3), Buğday (f4), Fıstık (f13), Soya (f14), Portakal (f33), Elma (f46), Muz (f92), Şeftali (f95)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
559		GIDA PANEL : 2 Buğday (f4), Yulaf (f7), Mısır (f8), Susam (f10), Karabuğday (f11), Fıstık (f13), Fındık (f17), Brezilya Cevizi (f18), Badem (f20), Hindistan Cevizi (f36)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
560		GIDA PANELİ : 3 Domates (f25), Portakal (f33), Havuç (f31), Patates (f35), Elma (f46), Sarımsak (f47), Hardal (f89), Muz (f92), Şeftali (f95)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
561		GIDA PANELİ : 4 Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Morina Balığı (f3), Buğday (f4), Fıstık (f13), Soya (f14), Domuz Eti (f26), Sığır Eti (f27), Tavuk Eti (f83), Koyun Eti (f88)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
562		GENİŞ GIDA PANELİ : Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Morina Balığı (f3), Buğday (f4), Fıstık (f13), Soya (f14), Domates (f25), Domuz Eti (f26), Sığır Eti (f27), Havuç (f31), Portakal (f33), Patates (f35), Elma (f49), Sarımsak (f47), Tavuk Eti (f83), Koyun Eti (f88), Hardal (f89), Muz (f92), Şeftali (f95)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
563		KÜÇÜK GIDA PANELİ : Yumurta Akı (f1), İnek Sütü (f2), Morina Balığı (f3), Buğday (f4), Fıstık (f13), Soya (f14),	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
564		KÜÇÜK GIDA PANELİ : (Meyve) Portakal (f33), Elma (f49), Muz (f92), Şeftali (f95)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
565		KÜÇÜK GIDA PANELİ : (Tahıl) Buğday (f4), Yulaf (f7), Mısır (f8), Susam (f10), Karabuğday (f11)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
566		KÜÇÜK GIDA PANELİ : (Kurutmuş) Fıstık (f13), Fındık (f17), Brezilya Cevizi (f18), Badem (f20), Hindistan Cevizi (f36)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
567		KÜÇÜK GIDA PANELİ : (Sebze) Domates (f25), Havuç (f31), Patates (f35), Sarımsak (f47), Hardal (f89)	Alerjik diyatezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
568		KÜÇÜK GIDA PANELİ : (Sebze) Domates (f25), Havuç (f31), Patates (f35), Sarımsak (f47), Hardal (f89)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
569		KÜÇÜK GIDA PANELİ : (Et) Domuz Eti (f26), Sığır Eti (f27), Tavuk Eti (f83), Koyun Eti (f88)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
570		GENEL GIDA PANELİ: Yumurta Akı (f1), Yumurta Sarısı (f75), İnek Sütü (f2), Buğday (f4), Fıstık (f13), Soya (f14), Portakal (f33), Elma (f49), Muz (f92), Şeftali (f95), Armut (f30), Çilek (f44), Ananas (f72), Fındık (f17), Kestane (f18), Badem (f20), Hindistan Cevizi (f36), Domates (f25), Havuç (f31), Patates (f35), Limon (f32), Ispanak (f38), Yeşil Biber (f46), Beyaz Lahana (f93), Sarımsak (f47), Hardal (f89), Sığır Eti (f27), Tavuk Eti (f83), Koyun Eti (f88), Peynir Çedar (f81), Keçi Peyniri (f205), Morina Balığı (f3), Karides (f24), Midye (f37), Tuna Balığı (f40), Somon Balığı (f41), Çikolata (f24), Alfalactalbumin (f76), Betalactoglobulin (f77), Gluten (f79)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
571		KÜÇÜK SOLUNUM PANELİ : 1 Ev Tozu Akarı-1 (D1), Ev Tozu Akarı-2 (D2), Ev Tozu-1 (H1), Hamam Böceği (I6)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
572		KÜÇÜK SOLUNUM PANELİ : 2 Kedi Tüyü / Epiteli (E1), At Tüyü (E3), İnek Tüyü (E4), Köpek Tüyü (E5)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
573		KÜÇÜK SOLUNUM PANELİ : 3 Timoti Otu (G6), Cladosporium Herbarum (M2), Alternaria Alternata (M6), Huş Ağacı (T3), Misk Otu (W6)	Alerjik diyetezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
574		SOLUNUM PANELİ : 1 Ev Tozu Akarı-1 (D1), Ev Tozu Akarı-2 (D2), Ev Tozu-1 (H1), Hamam Böceği (I6), Kedi Tüyü / Epiteli (E1), Köpek Epiteli (E2), Timoti Otu (G6), Cladosporium Herbarum (M2), Alternaria Alternata (M6), Huş Ağacı (T3)	Alerjik diyetezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
575		SOLUNUM PANELİ : 2 Ev Tozu Akarı-1 (D1), Ev Tozu Akarı-2 (D2), Ev Tozu-1 (H1), Ev Tozu-2 (H2), Hamam Böceği (I6), Kedi Tüyü (E1), At Tüyü (E3), İnek Tüyü (E4), Köpek Tüyü (E5), Çayır Polenleri Karışımı (GX1), Ağaç Polenleri Karışımı (TX1), Ot Polenleri Karışımı (WX1), Mantar Polenleri Karışımı (MX1)	Alerjik diyetezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
576		GX1 (GRASS KARIŞIM : 1) Ayrık Otu (G3), Çayır Otu (G4), Delice/Yemlik (G5), Timoti Otu (G6), Çayır Salkım Otu (G8)	Alerjik diyetezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
577		TX1 (TREE KARIŞIM : 1) Akçaağaç (T1), Huş Ağacı (T3), Fındık Ağacı (T4), Kara Ağaç (T8), Ceviz Ağacı (T10)	Alerjik diyetezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
578		WX1 (WEED KARIŞIM : 1) Kanarya Otu (W1), Mist Otu (W6), Sinir Otu (W9), Ak Kaz Ayağı (W10), Deve Dikeni (W11)	Alerjik diyetezin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
579		MX1 (MOLD KARIŞIM : 1) Penicillium Notatum (M1), Cladosporium Herbarum (M2), Aspergillus Fumigatus (M3), Candida Albicans (M5), Alternaria Alternata (M6)	Alerjik diyetizin araştırılmasında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA CLIA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
580	903.790	Şeker Kromatografisi (İdrar)	Kalıtsal metabolik hastalıkların tanısında kullanılır.	Spot İdrar Örnek hemen dondurulmalıdır. Dondurucu (-20°C) 14 gün	İdrar Kabı	2 mL	Kromatografik	Her gün	11 gün sonra	Dondurulmadan gönderilmiş örnekler.
581	L102660 L102650 L102670 L102680 L102640	Şeker Kromatografisi (Gaita)	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında kullanılır. Glukoz, Galaktoz, Laktoz, Sükroz ve Fruktoz varlığına semikantitatif olarak bakılır.	Gaita Örnek hemen dondurulmalıdır. Dondurucu (-20°C) 14 gün	Gaita Kabı	3 g	İnce Tabaka Kromatografi	Her gün	11 gün sonra	Dondurulmadan gönderilen örnekler.
582	L114670	Takrolimus Sinonim: Adoport Advagraf FK 506 Fujimycin Oligma Panolimus Prograf	Organ naklinden sonra hastanın bağışıklık sistemini baskılayarak organ reddini azaltmaya yönelik immünosupresif bir ilaçtır. İlacın etkinliğinin izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan İdame düzeyi belirlemek için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat sonra örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	LC-MS /MS	Her gün	2 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
583	L101810	Taş Analizi	Vücutta oluşan taşların yapısının belirlenmesinde kullanılır.	Taş Örneği Farklı renk ve şekilde görülen taş örnekleri ayrı çalışılır ve raporlanır. Bu durumda ayrı kayıt açılır ve ayrı ücretlendirilir. Örneklerin su ile yıkanıp kurutulması tercih edilir. Kurutulma sırasında yapay ısı kaynakları kullanılmamalıdır. Örnek operasyon sonucu alınmışsa, alındığı yer, spontan olarak düşme sonucu bulunmuş ise, nerede bulunduğu (tuvalet, hasta bezi vb.) hakkında bilgi verilmelidir.	İdrar Kabı Jelsiz Tüp	Taş Örneği	Kimyasal	Her gün	2 gün sonra	Yıkanıp kurutulmadan gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
584	911370	TCA Sinonim: Trikloroasetik Asit	Trikloroetilen maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.	Spot İdrar Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı	5 mL	Spektrofotometrik	Her gün	30 gün sonra	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
585	L114700	Teofilin Sinonim: Aminofilin Aminokardol Bronkolin Difilin Eliksofilin Theo-Dur Teokap Xanthium	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşip ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	FPIA	Her gün	2 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
586	L106780	Testosteron (Serbest) Sinonim: Free Testosterone	Hiperandrojenizm bulguları sergileyen ancak total testosteron konsantrasyonu normal sınırlar içinde bulunan kadın hastalar ve SHBG ile ilişkili defekt bulunma olasılığı yüksek erkek veya kadın hastalarda biyolojik olarak aktif haldeki testosteron konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Salı Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
587	L107160	Testosteron (Total) * Sinonim: Total Testosterone	Erkeklerde androjen yetersizliği, libido kaybı, erektil disfonksiyon, jinekomasti, hipogonadizm, gecikmiş veya erken puberte durumlarında kullanılır. Kadınlarda polikistik over sendromu, hirsutizm, anovülasyon, virilizasyon, overin maskülinize tümörleri, adrenal korteks tümörleri ve konjenital adrenal hiperplazinin teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Total testosteron düzeyi saat 07.00'de maksimum seviyede bulunur. Akşam saatlerinde minimum seviyeye iner. Egzersiz sonrası total testosteron düzeyi artarken, immobilizasyon ve glukoz yüklemesi sonrasında düşer. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Nandrolon ile güçlü bir etkileşim bulunmuştur. Fenilbutazon kullanımı testosteron değerlerinde yükselmeye yol açar. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
588	L107050	TG* Sinonim: Tiroglobulin HTG Human Tiroglobulin	Tiroidektomi ve radyoaktif iyot tedavisi sonrası diferansiye tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır.	Serum Hasta serumlarında anti-tiroglobulin antikorlarının (anti-Tg) varlığı test sonuçlarını etkileyebilir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
589	906091	Tırnakta Mantar Aranması Sinonim: Küf-Maya aranması	Onikomikozis etkeni mantarların izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	Tırnak kazıntısı Antifungal tedaviye başlamadan önce örnek alınmalı ve işlem öncesi tırnaklar alkol (% 70) ile temizlenmelidir. Onikomikoz kuşkulu olgularda tırnağın dejenere olmuş kısmına ulaşmaya kadar kazınmalı ve enfekte / canlı doku sınırından kazıntı yapılmalıdır. Tırnak altında biriken keratinize dokudan da örnek alınabilir. Örnekler plastik bir kaba veya petri kutusuna konulur ve kapağı sıkıca kapatılarak laboratuvara gönderilir.	Plastik Kap	Kazıntı örneği	Mikroskopik inceleme	Her gün	Ertesi gün	Uygun şartlarda alınmamış örnekler.
590	L107080	Tiroksin Bağlayıcı Globulin Sinonim: TBG Tiroid Hormon Bağlayıcı Globulin Thyroxine Binding Globulin	TBG artınca TT3 ve TT4 te yükselir. TSH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin, TT4 ve FT4 düzeyleri arasında görülen uyumsuzlukların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Östrojenler, metadon, tamoksifen ve oral kontraseptifler serum TBG düzeyini arttırırken steroidler, androjenler, danazol, fenitoin ve propranolol azaltır: Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Salı	Cuma	Aşırı hemolizli, ikterik, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
591	L114710	Topimarate Sinonim: Topamax Noromat Xamate	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşip ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	LC-MS /MS	Her gün	6 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
592	L101250	Total Asit Fosfataz Sinonim: TAP TAF	Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Rektal muayene, TUR ve prostat masajından sonra örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
593	L106300	Total Protein (Serum) * Sinonim: TP	Nutrisyonel durumun değerlendirilmesi, karaciğer, böbrek veya kemik iliği kaynaklı hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılır.	Serum Turnikenin uzun süre bekletilmesi total protein sonuçlarının hatalı yüksek çıkmasına neden olur. Yatar pozisyonunda numune alınan hastalarda total protein düzeyi 4 ila 8 g/L daha düşüktür. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 6 gün Buzdolabı (2-8°C) 4 hafta Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
594	L106330	Total Protein (BOS) Sinonim: TP-BOS TP-CSF	Bakteriyel, fungal ve viral SSS enfeksiyonunun ayırt edilmesinde kullanılır	BOS-CSF BOS proteini için örnekler intratekal kontrast madde (floresin) verilmeden veya verildikten en az 24 saat sonra alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 6 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Jelsiz tüp	1 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, intratekal kontrast madde içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
595	L106310 L106320	Total Protein (İdrar) <i>Sinonim:</i> UTP	Proteinüri veya albüminüri ile karakterize edilen böbrek veya kalp hastalıkları ya da tiroid bozuklukları gibi hastalık durumlarının tanısı ve tedavisinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Levodopa, metildopa ve sodyum sefoksitin yapay olarak yüksek, kalsiyum dobesilat yapay olarak düşük protein sonuçlarına neden olur. İyot içeren hasta örneklerinde yalancı yüksek sonuçlar olabilir. İdrar örneklerinde > 1.2 mmol/L konsantrasyonda homogenisik asit bulunması (Alkaptonüri) yalancı sonuçlara neden olabilir. Jelatin bazlı plazma replasmanlarının uygulanması idrar protein değerlerinde artışa neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı	5 mL	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
596	906910	Toxoplazma IgG * <i>Sinonim:</i> TOXO IgG Anti-Toxo IgG	Toksoplazma enfeksiyonunun teşhisi ve döneminin belirlenmesinde. Ayrıca gebelik öncesi maternal takipte kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısı ile inaktive edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
597	906930	Toxoplazma IgM * <i>Sinonim:</i> TOXO IgM Anti-Toxo IgM	Toksoplazma enfeksiyonunun teşhisi ve döneminin belirlenmesinde. Ayrıca gebelik öncesi maternal takipte kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ısı ile inaktive edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
598	908070	Toxoplazma IgG Avidite <i>Sinonim:</i> TOXO IgG Avidite Anti-Toxo IgG Avidite	Toksoplazmaya spesifik IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla ilişkili olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak ve primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanını yaklaşık olarak belirlemek amacıyla kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 1 yıl	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ELISA	Her gün	4 gün sonra	Hemolizli, lipemik, ısı ile inaktive edilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
599	908090	TPHA <i>Sinonim:</i> Treponema Pallidum Hemaglütinasyon TP-IHA Treponema Pallidum indirekt Hemaglütinasyon	Non-treponemal tarama testi pozitif olan hastalarda sifiliz tanısının doğrulanmasında kullanılır. Tedavi takibinde değeri yoktur.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IHA	Perşembe	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
600	L107170	Transferrin * <i>Sinonim:</i> Siderofilin TRF Tf	Demir eksikliği anemisi ve aşırı demir yüklenmesi tanısında kullanılır.	Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Kloramfenikol, dekstran, östrojenler, etanol, demir preparatları, metildopa ve oral kontraseptifler serum transferrin düzeyini arttırırken ACTH, kolestramin, kloramfenikol, kolşisin, deferoksamin, metisilin ve testosteron azaltır. Oda ısısı (18-22°C) 8 gün Buzdolabı (2-8°C) 8 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 Ml	Türbidimetrik	Her gün	Aynı gün	EDTA veya sitrat ihtiva eden tüplerde gönderilen, hemolizli, lipemik, bulanık, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
601		Transferrin Saturasyonu	Demir eksikliğine veya demir birikimine neden olan durumların tespit edilmesinde kullanılır.	Serum 12 saatlik açlık gerektirir. Örnek, öğleden önce alınmış olmalıdır. Demir takviyeleri veya metal bağlayan ilaçlar yapay olarak düşük değerlere neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 4 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
602	912140	Treponema Pallidum Antikoru <i>Sinonim:</i> FTA-ABS I Fluoresan Treponemal Antikor	Sifilis tanısında kullanılır. SLE, hamilelik ve lepra yalancı pozitifliğe neden olur. Tedaviye rağmen pozitif kalır, bu nedenle tedavi takibinde kullanılamaz.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	IFA	Cumartesi	7 gün sonra	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İsaletli testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
603	906.270	Trichomonas Kültürü Sinonim: Trikomonyozis	İncelenen materyalde Trichomonas varlığının tespit edilmesi amacıyla kullanılır.	Kadın: Vajinal, servikal ve üretral smear, idrar. Erkek: Üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrar Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 3 gün	Steril Kap Swap	N/A	Kültür Mikroskopi	Her gün	5 gün sonra	Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
604	L107250	Trigliserid * Sinonim: TRIG Triglycerides	Kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi ve tedaviyi yönlendirmek amacıyla kullanılır.	Serum Ca-Dobesilat, L-α-Metildopa, Levodopa, Fenilbutazon ve Dicynone (Etamsilat) düşük trigliserid değerlerine neden olur. 333 mg/L üzeri plazma konsantrasyonunda N-Asetilsistein ve Asetaminofen metaboliti N-asetil-p-benzokinonimin (NAPQI) yalancı düşük sonuçlara neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 10 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
605	L107290	Triptaz Sinonim: Mast Cell Tryptase	Anafilakside rol oynayan mediatörlerden biridir. Anafilaksi veya alerjen tehdidinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek mast hücre aktivasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
606	L107310	Trombin Zamanı Sinonim: Trombin Time TT	Kalıtsal veya kazanılmış fibrinojen eksikliklerinde; heparin benzeri antikoagülanların varlığının belirlenmesinde ve trombin inhibitör tedavisinin takibinde yardımcı bir test olarak kullanılır.	Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Her gün	3 gün sonra	Uygun olmayan kan antikoagülan oranı pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

* İşaretili testler TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditedir.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
607	L107360	Troponin I Sinonim: TN I TROP I	Akut ve subakut miyokard infarktüsü ve anstabil anjina pectoris tanısında kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	İmmünojenik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
608	L107380	TSH * Sinonim Tiroid Stimulan Hormon Tiroid Uyarıcı Hormon Tirotropin	Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tedavi takibinde kullanılır.	Serum Amiodarone, haloperidol, lityum, oral radyografik boyalar ve propiltiurasil TSH düzeyini arttırırken, bromokriptin, karbamazepin, kortikosteroidler ve dopamin TSH düzeyini azaltır. Otoantikorların varlığı yüksek moleküler ağırlıklı kompleksleri (makro-TSH) indükleyebilir; bu da beklenmeyen yüksek TSH değerlerine yol açabilir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden Örnek alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 8 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay Sadece bir kez dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
609	L107390	TSH Reseptör Bloke Edici Antikor Sinonim TRAb Tirotropin Reseptör Antikoru TSH Reseptör Antikoru LATS Long-Acting Thyroid Stimulator TSH-Binding Inhibiting Immunoglobulin	Graves hastalığının teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Serum Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Heparin tedavisi alan bireylerden örnek alımı uygun değildir. Oda ısısı (18-22°C) 6 saat Buzdolabı (2-8°C) 3 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	CLIA	Salı Cuma	Ertesi gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
610		Uyuşturucu Paneli (Amfetamin, barbiturat, benzodiazepin, kokain, ecstasy, metamfetamin, morfin/opiat, metadon, marihuana/esrar, trisiklik antidepresan)	Uyuşturucu kullanımını tespit etmek amacıyla kullanılır.	Spot İdrar Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay Kontrollü olarak hastadan alınan örnekten çalışma yapılır.	İdrar Kabı	5 mL	İmmunokromatografik	Her gün	Aynı gün	Gönderilen örnekler kabul edilmez.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABİ	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
611	L107420	Üre (Serum) * Sinonim: BUN Kan Üre Azotu	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Serum kreatinini ile birlikte üre yüksekliği prerenal, renal, postrenal hiperüreminin ayırıcı tanısında yardımcı olur.	Serum Aminoglikozidler, diüretikler, kortikosteroidler ve lityum serum üre düzeyinde artışa neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenströmmakroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 7 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
612	L107430 L107440	Üre (İdrar) Sinonim: BUN	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilirmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay	İdrar Kabı	5 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
613	906280	Üreaplasma Kültürü Sinonim: Üreaplasma Urealyticum	Materyalden Üreaplasma urealyticum izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	Servikal Swab / Üretral Swab / Ön İdrar / Semen / Prostat Sıvısı Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 gün	İdrar Kabı Steril Kap Transport Besiyeri (Stuart, Amies vb)	10 mL idrar 1 mL semen	Kültür	Her gün	3 gün sonra	Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.
614	905678	Üretral Akıntı Kültürü Sinonim: Üretrit Kültürü Üretrit Tahlili Genital Akıntı Kültürü	Üretral akıntıdan Trichomonas ve neisseria gonorrhoeae izolasyonu ve ve diğer mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonunda kullanılır.	Üretral Akıntı Hastanın en az son 3 saat içerisinde idrar yapmamış olması gerekir. Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş örnekler kabul edilmez. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün	Steril Kap Transport Besiyeri (Stuart, Amies vb)	N/A	Kültür	Her gün	4 gün sonra	Buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
615	L107460	Ürik Asit (Serum) * Sinonim: UA Ürat	Böbrek fonksiyonlarının ve gut hastalığı olasılığının değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.	Serum Kalsiyum dobesilat (Dexium), Dicynone (Etamsilat) terapötik konsantrasyonlarda düşük ürik asit düzeylerine neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22°C) 3 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
616	L107470 L107480	Ürik Asit (İdrar) Sinonim: UA Ürat	Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.	Spot İdrar / 24 Saatlik Biriktirme süresinde idrar +4 C"de muhafaza edilmelidir. Levodopa, metildopa, Dicynone (Etamsilat) terapötik konsantrasyonlarda düşük ürik asit düzeylerine neden olabilir. Yüksek homogentisik asit konsantrasyonları hatalı sonuçlara neden olabilir Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	İdrar Kabı	5 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
617	905676	Vajinal Kültür Sinonim: Genital kültür Servikal kültür	Candida, Trichomonas, Nesisseria Gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Vajinal - Servikal Swab Servikal örnek, hekim tarafından eküvyon çubukla alınır, transport besiyeri içerisine aktarılır.	Transport Besiyeri (Stuart, Amies vb.)	N/A	Kültür	Her gün	2 gün sonra	Buzdolabında bekletilmiş veya dondurularak gönderilen örnekler.
618	L114730	Valproik Asit Sinonim: Valproat Dipropilasetik Asit 2-Propilpentanoik Asit Convulex Depakin Depalex Navarin Valeptik	İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşip ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Serum Örnekler son dozdan hemen önce, tercihan aç karnına alınmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 3 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	Spektrofotometrik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
619	L107500	Vanil Mandelik Asit Sinonim: VMA 3-Metoksi-4-Hidroksimandelik Asit 4-Hidroksi-3-Metoksimandelik Asit	Katekolamin üreten tümörlerin (nöroblastoma, feokromasitoma) araştırılması ve tedavi edilmekte olan hastalarda tedaviye alınan cevabın izlenmesinde kullanılır.	24 Saatlik İdrar İdrar toplamadan 3 gün önce ve idrar toplama sırasında diyet uygulanmalıdır. Çikolata, vanilya, kahve, çay, muz, portakal, limon yenilmemelidir. Katekolaminler ve metabolitleri ile etkileşime girebilecek ilaçlar arasında; amfetamin, kafein, klorpromazin, diüretikler, epinefrin, glukagon, histamin, L-dopa, lityum, MAO inhibitörleri, melatonin, metildopa, morfin, radyografik ajanlar, trisiklik antidepresanlar, vazodilatörler yer alır. 10 mL. 6N HCl üzerine idrar toplanır. Oda ısısında kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	24 Saatlik İdrar Kabı	5 mL	LC-MS	Pazartesi	Cuma	Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
620	908100	Varicella Zoster Virus IgG Sinonim: VZV IgG Su Çiçeği Virüsü Antikoru IgG Zona Zoster Su çiçeği Herpes-zoster virus	Su çiçeği enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
621	908110	Varicella Zoster Virus IgM Sinonim: VZV IgM Su Çiçeği Virüsü Antikoru IgM Zona Zoster Su çiçeği Herpes-zoster virus	Su çiçeği enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.	Serum Oda ısısı (18-22°C) 24 saat Buzdolabı (2-8°C) 14 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Ertesi gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
622	906290	VDRL * Sinonim: Venereal Disease Research Lab. RPR Rapid Plasma Reagin Sifilis Tarama Testi Frengi Tarama Testi	Nontreponemal bir testtir. Sifiliz taramasında ve tedavisinin takibinde kullanılır	Serum Oda ısısı (18-22°C) 2 gün Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 12 ay	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA İmmünokromatografik	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, lipemik, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
623	L107510	Vitamin A Sinonim: Retinol	Vitamin A eksikliği ve toksisitesini belirlemek amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir. Örnek alınmadan önceki 24 saat boyunca alkol alınmamalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 28 gün Buzdolabı (2-8°C) 28 gün Dondurucu (-20°C) 28 gün	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	HPLC	Her gün	7 gün sonra	Alüminyum folyoya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
624		Vitamin B1 Sinonim: B1 Tiamin	Davranış değişiklikleri, göz bulguları, yürüme bozuklukları, deliryum ve ensefalopatisi olan hastalarda tiamin düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Örnek 10 saatlik açlık sonrası, herhangi bir ilaç almadan önce alınmalı, karanlık ortamda ve santrifüj edilmeden gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 6 ay Bir kere dondurun.	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	HPLC	Her gün	12 gün sonra	Hemolizli, lipemik, pıhtılı, santrifüj edilmiş, alüminyum folyoya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
625		Vitamin B2 Sinonim: B2 Riboflavin	Riboflavin eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Tam Kan Örnek 10 saatlik açlık sonrası, herhangi bir ilaç almadan önce alınmalı, karanlık ortamda ve santrifüj edilmeden gönderilmelidir. Oda ısısında bekletilmiş örnekler kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 5 saat Dondurucu (-20°C) 1 ay Bir kere dondurun.	Mor Kapaklı Tüp	2 mL	HPLC	Her gün	12 gün sonra	Hemolizli, lipemik, pıhtılı, santrifüj edilmiş, alüminyum folyoya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
626		Vitamin B6 Sinonim: B6 PLP Pridoksal Fosfat P5P Pridoksal 5-Fosfat Piridoksin Piridoksik Asit	Hipofosfatasya tanısı ve pridoksal fosfat eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 7 gün Dondurucu (-20°C) 2 ay Bir kere dondurun.	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	HPLC	Her gün	12 gün sonra	Hemolizli, lipemik, pıhtılı, alüminyum folyoya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
627	L107520	Vitamin B12 * Sinonim: Siyanokobalamin Kobalamin Cb1C	Makrositik anemi veya açıklanamayan nörolojik hastalığı olan kişilerde B12 vitamini düzeylerinin tespit edilmesinde kullanılır.	Serum Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. Hasta son 15 gün içinde B12 takviyesi almamış olmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 2 saat Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 56 gün Bir kere dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	ECLIA	Her gün	Aynı gün	Hemolizli, alüminyum folyaya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.
628	L107530	Vitamin C Sinonim: Askorbik asit Askorbat	C vitamini eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Heparin'li Plazma 10 saatlik açlık gerektirir. Örnek bekletilmeden buzlu su içine konulmalı hemen santrifüj edilerek plazması ayrılmalıdır. Örnek her aşamada ışıktan korunmalıdır. Dondurucu (-20°C) 12 ay Bir kere dondurun.	Yeşil Kapaklı Tüp	1 mL	HPLC	Salı	7 gün sonra	Hemolizli, alüminyum folyaya sarılmadan gönderilen ve dondurulmadan gönderilmiş örnekler.
629	L107540	Vitamin E Sinonim: Alfa Tokoferol Tokoferol	Motor ve duyuusal nöropatili bireylerin değerlendirilmesi, oksijenasyon gerektiren prematüre bebeklerin E vitamini durumunun izlenmesi, bağırsakta lipid emilim bozukluğu olan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.	EDTA'lı Plazma Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir. Örnek alınmadan önceki 24 saat boyunca alkol alınmamalıdır. Oda ısısında bekletilmiş örnekler kabul edilmez. Buzdolabı (2-8°C) 1 ay Dondurucu (-20°C) 12 ay Bir kere dondurun.	Mor Kapaklı Tüp	1 mL	HPLC	Her gün	7 gün sonra	Hemolizli, alüminyum folyaya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.
630		Vitamin H Sinonim: Biotin B7 vitamini Coenzyme R Güzellik Vitamini	H vitamini eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Serum Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8°C) 2 gün Dondurucu (-20°C) 1 ay Bir kere dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Cuma	Çarşamba	Hemolizli, alüminyum folyaya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.

SIRA NO	SUT NO	TEST ADI	ENDİKASYON	NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI	NUMUNE KABI	MİKTARI	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ	RED KRİTERLERİ
631		Vitamin K1 Sinonim: Filokinon Fitonadion Mefiton Konakion Synthex	Eksikliğin araştırılmasında kullanılır.	Serum Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir. 1 saat içinde serum hücrelerden ayrılmalıdır. Örnek alınmadan önceki 24 saat boyunca alkol alınmamalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 1 ay Dondurucu (-20°C) 6 ay Bir kere dondurun.	Sarı Kapaklı Jelli Tüp	1 mL	EIA	Her gün	30 gün sonra	Hemolizli, alüminyum folyaya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmemiş örnekler.
632	L107550	Von Willebrand Faktör Antijeni Sinonim: Faktör VIII ilişkili antijen vWF antijen Von Willebrand Ag	Von Willebrand hastalığının tanısında kullanılır.	Sitratlı Plazma *Bkz. Örnek alımı Testten iki hafta önce warfarin (Coumadin) ve iki gün önce heparin tedavisinden kaçınılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagluan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, heparinli, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler
633	L107560	Von Willebrand Faktör Aktivitesi Sinonim: RCF Ristosetin Kofaktör	Von Willebrand hastalığının tanısında kullanılır.	Sitratlı Plazma *Bkz. Örnek alım Testten iki hafta önce warfarin (Coumadin) ve iki gün önce heparin tedavisinden kaçınılmalıdır. Buzdolabı (2-8°C) 4 saat Dondurucu (-20°C) 14 gün	Mavi Kapaklı Tüp	1 mL	Koagülometrik	Çarşamba	Pazartesi	Uygun olmayan kan antikoagluan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, heparinli, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler

PATOLOJİ

TEST

LİSTESİ

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
12	909,460	Anüs, polipoid gelişme (tag)	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
13	909,470	Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek)	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
14	909,480	Arter, aterom plağı	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
15	909,490	Bartholin bezi kisti	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
16	909,500	Bronkus, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
17	909,510	Bursa/ synovial kist	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
18	909,520	Burun mukozası, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
19	909,530	Burun, sinüs polipleri inflammatuar	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
20	909,540	Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
21	909,550	Divertikul-özefagus/ince barsak	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
22	909,560	Duodenum, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
23	909,570	Dupuytrenkontraktürü dokusu	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
24	909,580	Eklem, gevşek cisim	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.				

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
25	909,590	Endometrium, küretaj/biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
26	909,600	Endoserviks, küretaj/biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
27	909,610	Femur başı, kırık dışında	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
28	909,620	Fissür/fistül	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
29	909,630	Ganglion kisti	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
30	909,640	Hematom	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
31	909,650	Hemoroidler	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
32	909,660	Herni kesesi, herhangi bir bölgede	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
33	909,670	Hidrosel kesesi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
34	909,680	İnce barsak, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
35	909,690	İntervertebral disk	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
36	909,700	Karpal tünel dokusu	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
37	909,720	Kemik iliği biyopsisi, patoloji	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
38	909,730	Kıkırdak, shaving	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
39	909,740	Kolesteatoma	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
40	909,750	Kolon, kolostomistoması	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
41	909,760	Kolon, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
42	909,770	Konjonktiva, biyopsi/pterygium	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
43	909,780	Kornea	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
44	909,790	Larinks, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
45	909,800	Menisküs	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
46	909,810	Mesane, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
47	909,820	Mide, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
48	909,830	Mukosel, tükrük	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
49	909,840	Nazofarinks/orofarinks, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
50	909,850	Nöroma-morton/travmatik	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
51	909,860	Özofagus, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
52	909,870	Paratubal kistler (morgagnihidati)	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
53	909,880	Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
54	909,890	Pilonidal kist/sinüs	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
55	909,900	Plasenta	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
56	909,910	Plevra/perikard-biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
57	909,920	Polip, kolorektal	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
58	909,930	Polip, mide/ince barsak	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
59	909,940	Polip, servikal/endometrial	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
60	909,950	Prostat, iğne biyopsisi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
61	909,960	Safra kesesi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
62	909,970	Sempatik ganglion	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
63	909,980	Sinir, vagotomi ve benzeri girişim	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
64	909,990	Sinüs, paranasal biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
65	910,000	Spermatosel	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
66	910,010	Sünnet derisi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
67	910,030	Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
68	910,040	Testikülerapendiks	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
69	910,050	Testis, kastrasyon	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
70	910,060	Tonsil ve/veya adenoidler	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
71	910,080	Trakea, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
72	910,090	Trombüs veya embolus	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
73	910,100	Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
74	910,110	Üreter, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
75	910,120	Üretra biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
76	910,130	Vajina, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
77	910,150	Varikozel	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
78	910,160	Vasdeferens	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
79	910,180	Ven, varis	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
80	910,190	Yumuşak doku, debridman	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
81	910,200	Yumuşak doku lipom eksizyonuveya biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler				
82	910,220	Ağız mukozası/gingiva biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
83	910,230	Apendiks, insidental dışında	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
84	910,240	Arter, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
85	910,250	Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
86	910,260	Böbrek, biyopsi iğne	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
87	910,270	Deri, eksizyonel biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.				

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
88	910,280	Dil, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
89	910,290	Diş / odontojenik kist	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
90	910,300	Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
91	910,310	Eklem, rezeksiyon	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
92	910,320	Ekstremit, amputasyon, travmatik	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
93	910,330	Femur başı, kırık	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
94	910,340	Hipofiz tümörü	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
95	910,350	Kalp kapakçığı	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
96	910,360	Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama)	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
97	910,370	Kas, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
98	910,380	Kemik, ekzositoz	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
99	910,390	Lenf düğümü, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.				

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
100	910,400	Meme, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
101	910,410	Meme/reduksiyonmammoplasti	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
102	910,420	Myom (lar), myomektomi, uterus hariç	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
103	910,430	Omentum, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
104	910,440	Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
105	910,450	Over (+ /-tuba), neoplastik değil	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
106	910,460	Pankreas, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
107	910,470	Paratiroid bezi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
108	910,480	Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
109	910,490	Periton, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
110	910,491	Prostat, iğne biyopsisi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
111	910,500	Prostat, TUR	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
112	910,505	Plevral dekortikasyon	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
113	910,510	Serviks, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
114	910,520	Sinir, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
115	910,530	Synovium	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
116	910,540	Testis, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
117	910,550	Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
118	910,560	Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
119	910,570	Tuba uterina, ektopik gebelik	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
120	910,580	Tükrük bezi, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
121	910,590	Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler)	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
122	910,600	Üreter, rezeksiyon	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
123	910,610	Vulva/ labia, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
124	910,620	Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler				
125	910,640	Adrenal (sürrrenal), rezeksiyon	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
126	910,650	Akciğer, kama biyopsisi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
127	910,660	Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
128	910,670	Beyin, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
129	910,680	Böbrek, parsiyel/total nefrektomi	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00
130	910,690	Dalak	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
131	910,700	Göz, enükleasyon/visserasyon	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00
132	910,710	İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
133	910,720	Karaciğer, kısmi rezeksiyon	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
134	910,730	Kemik-biyopsi/ küretaj materyali	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
135	910,740	Kemik fragmanları, patolojik kırık	Her gün	Dekalsifikasyon süresine bağlı olarak 1-2 hafta
136	910,750	Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
137	910,760	Larinks, parsiyel/total rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
138	910,770	Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksi- yon)	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
139	910,780	Mediasten, kitle	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00
140	910,790	Meme, mastektomi-parsiyel/basit	Her gün	1 hafta sonra
141	910,800	Mesane, TUR 15 16	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
142	910,810	Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
143	910,820	Myokard, biyopsi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
144	910,830	Odontojenik tümör	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
145	910,840	Over, (+ /-tuba), neoplastik	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00
146	910,851	Prostat, iğne biyopsisi	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00
147	910,860	Prostat, radikal rezeksiyon dışında	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
148	910,861	Sentinel Lenf nodülü incelemesi	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
149	910,870	Serviks, konizasyon	Her gün	2 gün sonra Saat 18:00

Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
150	910,880	Timus, tümör	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00
151	910,890	Tiroid, total/lobektomi	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
152	910,900	Tükürük bezi (tümör dahil)	Her gün	5 gün sonra Saat 18:00
153	910,910	Uterus, (+ /-adnksler), tm ve prolapus hariç	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler				
154	910,930	Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu	Her gün	1 hafta sonra
155	910,940	Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
156	910,950	Ekstremitte, disartikülasyon	Her gün	1 hafta sonra
157	910,960	Fetus, diseksiyonla inceleme	Her gün	1 hafta sonra
158	910,961	Göz, eksentrasyon	Her gün	1 hafta sonra
159	910,962	İnce barsak, tümör için rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
160	910,970	Kemik, rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
161	910,980	Kolon, total rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
162	910,990	Kolon, tümör için segmental rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
163	911,000	Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları	Her gün	1 hafta sonra
164	911,005	Mandibulektomi	Her gün	1 hafta sonra
Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.				

SIRA NO	SUT NO	SİTOLOJİK MATERYALLER	ÇALIŞMA ZAMANI	RAPOR TARİHİ
165	911,010	Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları	Her gün	1 hafta sonra
166	911,020	Mesane, parsiyel/total rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
167	911,030	Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
168	911,040	Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
169	911,050	Pankreas, total/subtotal rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
170	911,060	Prostat, radikal rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
171	911,070	Testis, tümör	Her gün	1 hafta sonra
172	911,080	Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler)	Her gün	1 hafta sonra
173	911,090	Vulva, total/subtotal rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
174	911,100	Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon	Her gün	1 hafta sonra
ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER				
175	911,150	Frozen İncelemesi		Laboratuvara danışınız.
176	911,160	Histokimyasal Boyamalar	Salı	2 gün sonra Saat 18:00
177	911,180	İmmünohistokimyasal İnceleme	Salı	2 gün sonra Saat 18:00
178	911,190	Hazır boyalı preparat ve/veya parafin blok	Her gün	3 gün sonra Saat 18:00
Not: İnceleme ve rapor hazırlama çoğu olgu için belirtilen süreler içerisinde. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kişiler (hasta ve/veya doktoru) bilgilendirilmektedir.				

**NUMUNE
ALMA
EL KİTABI**

GENEL BİLGİLENDİRME – NUMUNE ALIMINA YÖNELİK TEMEL ESASLAR

Laboratuvar testlerinin güvenilirliği yalnızca analiz aşamasındaki doğrulukla değil, aynı zamanda numunenin doğru şartlarda alınmasıyla da doğrudan ilişkilidir. Günlük ritim (sirkadiyen) etkileri nedeniyle birçok biyokimyasal parametrenin değeri gün içinde farklılık gösterebilir. Örneğin; glukoz, kalsiyum, serum demiri ve insülin düzeyleri saatlere göre değişiklik gösterirken, büyüme hormonu uykuya geçişle birlikte artış gösterebilir. ACTH ve kortizol gibi hormonlar gece seviyelerinde düşerken, İdrar hacmi ve kreatinin atılımı gece azalır. Gün içi biyolojik değişkenliklerin etkisini en aza indirmek amacıyla, kan alımının sabah 07.00–09.00 saatleri arasında ve en az 8-10 saatlik açlık sonrası gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Vücut pozisyonu da numune kalitesini etkileyen önemli faktörlerdendir. Hastanın yatar, oturur veya ayakta olması damar içi sıvı hacmini ve dolayısıyla ölçülen parametreleri etkileyebilir. Özellikle oturur pozisyonda en az 30 dakika beklemiş bireylerden kan alınması, postür etkilerini minimize etmek açısından önemlidir.

Egzersiz, fiziksel aktivite süresine ve şiddetine bağlı olarak birçok laboratuvar parametresini etkileyebilir. Kısa süreli efor bile glukoz, kreatinin, AST, üre, lökosit, potasyum gibi parametrelerde geçici değişikliklere yol açar. Büyüme hormonu, aldosteron ve renin aktivitesi gibi bazı hormonlar ise egzersiz sonrası patolojik düzeylere ulaşabilir. Bu nedenle bu testler için numune alımı, en az 2 saatlik dinlenme sonrasında yapılmalıdır.

Numune türü ve alınacağı tüp tipi analiz için büyük önem taşır. Bazı testler serumdan bazıları plazmadan çalışılır; örneğin, protein elektroforezi için serum gerekirken, plazma renin aktivitesi için sadece plazma uygundur.

Yanlış tüpe alınan örnekler analiz sonucunu geçersiz kılabilir. EDTA ve oksalat gibi antikoagülanlar, kalsiyum gibi iyonlarla birleşerek ölçümlerde yanlış sonuçlara neden olabilir. Numune alma işlemi sırasında hemolize dikkat edilmelidir. Hemoliz, potasyum ve fosfat gibi parametrelerde yalancı artışlara neden olabilirken, santrifüjdeki gecikmeler glukoz düzeylerinde düşüşe yol açabilir. Ayrıca intravenöz ilaç tedavisi alan bireylerde, kontaminasyonu önlemek amacıyla kan karşı koldan alınmalıdır.

İdrar, beyin omurilik sıvısı, plevra sıvısı, balgam gibi diğer örneklerde de toplama ve taşıma aşamalarında aynı özen gösterilmeli; her numune potansiyel enfeksiyöz materyal olarak kabul edilip buna göre korunmalıdır. Uygun olmayan örnek kabı, taşıma sıcaklığı veya kontaminasyon, test sonuçlarını doğrudan etkiler.

Numune alımından sonra dikkat edilmesi gereken bazı hatalı durumlar şunlardır:

- Etiketsiz, hatalı etiketlenmiş veya üzerinde isim olmayan numuneler,
- Alım zamanı belirtilmeyen örnekler,
- Yanlış tüpe veya koruyucuya alınmış materyal,
- Pıhtılı, hemolizli, lipemik veya yetersiz hacimli örnekler,
- Yanlış taşıma veya saklama koşulları,
- Klinik bilgi, ön tanı, barkod veya test formu eksiklikleri.

Mikrobiyolojik örneklerde formalinli ya da uygun olmayan transport ortamında gelen numuneler, kontamine olmuş ya da uygun olmayan vücut bölgesinden alınmış materyaller kabul edilmemektedir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ

Numunenin analize uygunluğu, çalışılacak testin türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Laboratuvarımıza ulaşan hiçbir örnek, ilgili doktor ya da gönderen kurumun sorumlusu bilgilendirilmeden imha edilmez. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda numuneler geçersiz kabul edilerek reddedilebilir:

- *Hemolize uğramış örnekler*
- *Aşırı lipemik numuneler*
- *Pıhtı içeren kan örnekleri*
- *Yetersiz hacimde alınmış ya da tüpün dolum çizgisinin üzerinde doldurulmuş numuneler (özellikle koagülasyon testleri ve hemogram için kritik önemdedir)*
- *Uygunsuz veya hatalı koruyucu madde içeren tüplerin kullanımı*
- *Etiketlenmemiş, eksik ya da hatalı etiketlenmiş örnekler (hasta adı-soyadı, kimlik bilgisi içermeyen)*
- *Yanlış tüp/kaba alınmış veya uygun yöntemle toplanmamış örnekler*
- *Hasarlı, çatlak, kırık kaplar veya dışına sızma gösteren tüp ve enjektörler*
- *Steril koşullarda alınması gereken örneklerin steril olmayan kaplarla gönderilmesi*
- *Kontaminasyon içeren örnekler (örneğin dışkı bulaşmış idrar)*
- *Numune tanımının yapılmaması veya hatalı bildirilmesi*
- *İstek formundaki bilgiler ile numune kabı üzerindeki bilgilerin tutarsız olması*
- *Numunenin uygun kap/tüp ile alınmaması*
- *Numunenin laboratuvara önerilen sıcaklık aralığı dışında taşınması*
- *Önerilen zaman aralığının dışında bekletilmiş örnekler*

- *Mikrobiyolojik incelemeye gönderilecek örneklerin formalin içinde iletilmesi*
- *Mikobakteri analizi için 24 saatlik balgam veya idrar örneklerinin gönderilmesi*
- *Boyali mikroskopik inceleme için taşıma besiyerinde gönderilen materyaller*
- *Mikrobiyolojik analiz açısından uygun olmayan örnekler: bağırsak içeriği, kusmuk, foley sonda ucu, kolostomi çevresi materyali, yenidoğanda gastrik aspirat gibi örnekler analiz dışı bırakılır*
- *Yüzeysel veya kontamine olmuş lezyon örnekleri (örneğin; yanık yarası, dekübit ülseri, perirektal apse sürüntüsü) yerine aspirat veya doku örneği talep edilir*
- *Lipemik, hemolizli, pıhtılı ya da uygunsuz koşullarda taşınmış örnekler için; ilgili klinik birim ya da doktor bilgilendirilir. Uygunsa yeni numunenin alınması istenir. Ancak tekrar alınması mümkün olmayan veya sınırlı hacimde elde edilen örnekler (örn. BOS, perikard sıvısı, eklem sıvısı gibi) koşullar değerlendirilerek çalışmaya alınabilir ve bu durum sonuç raporunda açıkça belirtilir.*
- *Talep edilmesi durumunda Viromed laboratuvarlarına ait Numune Kabul Red Kriterleri Listesi hizmet verilen kuruma teslim edilir.*

Test talepleri yalnızca yazılı formlar veya kurum kaşesi/imzası ile desteklenmiş resmi taleplerle işleme alınır. Sözlü talepler veya eksik bilgilerle gelen örnekler laboratuvar tarafından işleme alınmaz.

Yukarıda belirtilen hususlar, hem hasta güvenliği hem de analiz doğruluğu açısından kritik olup, tüm sağlık personelinin bu kurallara riayet etmesi beklenmektedir. Uygulanacak bütün prosedürler hastanın bilgilendirilmiş onamını gerektirdiğinde numune almadan önce hastalar Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu'nda yer alan bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirilmelidir. Bir diğer deyişle hasta, test istem formunu laboratuvara sunduğunda veya numune vermeyi kabul ettiğinde bu işlem onam anlamına gelir. Merkezlerden alınan kanlar laboratuvara geldiğinde ise hastanın Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu'ndaki bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirildiği ve onayının alındığı kabul edilir.

KAN ALMA :

Çeşitli tetkikler için kullanılması gereken kan örnekleri farklılık göstermektedir. Genel olarak kan örnekleri venöz, arteriyel, kapiller (cilt altı) olmak üzere 3 farklı bölgeden alınmaktadır. Erişkin kişilerde venöz kan örneği birçok tetkik için yeterli olup, burada venöz kan alma tekniğine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Arteriyel kan örneği sadece kan gazı ölçümleri için kullanılmaktadır. Bebekler ve özelliği olan bazı erişkin hastalarda ise kapiller kan örnekleri kullanılmaktadır.

Kan alınmadan önce şu koşullar sağlanmalıdır;

Kan,10-12 saatlik açlık (16 saatten uzun olmamalıdır) sonrası alınmalıdır. Hastanın son 3 günde ağır fiziksel aktiviteden kaçınması ve alkol almamış olması gerekir. Tekrarlayan testler için kan aynı pozisyonda alınmalıdır. Kan almadan önce hastanın dinlenmesi sağlanmalıdır.

Kan alma işlemi;

Günümüzde kan alımı bir çok merkezde vakumlu kan tüpleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin uygulanması şırınga ile kan alma yöntemine göre daha kolay ve doğrudur. Bu işlem aşağıda yer alan basamaklar ile gerçekleştirilir:

- Kan alımı öncesinde kan alacak kişi tarafından hastanın istem kağıdındaki hastaya ait bilgiler kontrol edilir.
 - Hasta adı soyadı
 - Doğum tarihi
 - Numune alma tarihi ve saati
 - Numuneyi alan kurum bilgileri
 - Varsa TC no veya Pasaport No
 - Kan örneği olmayan durumlarda örneğin alındığı yerin açıkça yazılması
 - Gebelik taramalarında fetüs ve anne bilgileri
 - Bu işlemlerde sonra etiketlemeye dikkat edilerek kan alma işlemlerine devam edilir.

- Hastanın açlık örneği vermesi gerekli ise aç olduğu doğrulanır.
- Hastaya kendisini rahat hissedebileceği bir pozisyon verilir.
- İstenilen testlere göre uygun vakumlu kan tüpleri seçilir. Kan alma işleminde kullanılacak iğne ucu, holder olarak adlandırılan ve iğnenin takılması için kullanılan cihaza adapte edilir.
- Kan alımı için ön kolun iç kısmındaki uygun damarlardan biri seçilir. Kan alınacak bölge %70'lik alkol ile ıslatılmış bir tampon ile içten dışa doğru dairesel hareketlerle temizlenir ve kuruması beklenir. Temizlendikten sonra bölgeye dokunulmamalıdır.
- Kan alınacak bölgenin 10-15 cm üzerinden turnike bağlanır. İğne ile damara nazikçe ve dar açı ile girilir. Kan akışı görüldükten sonra turnike çözülür ve holder oynatılmadan tüpler doldukça, uygun tüpler sırasıyla iğneye doğru itilir.
- İhtiyaç duyulan tüplere kan alındıktan sonra, iğne dikkatli bir şekilde geri çekilir ve kan alma bölgesine kuru bir tampon ya da pamuk ile basınç uygulanarak kanamanın durması beklenir (Kan alma bölgesi 15 dakika sonra çıkarılabilen bir bant ile kapatılabilir). Bu aşamada kan alınan bölgenin kıvrılmaması, ovulmaması gerekir.
- Pıhtılaşmayı engelleyici madde üzerine alınan kan örnekleri nazikçe alt üst edilir.
- Kullanılan iğne, holderdan çıkarılarak atık kabına atılır.
- Numune alım işlemi bittikten sonra Viromed Laboratuvarları test kataloğunda her test için saklama koşullarına göre özel transport çantalar ile soğuk zincirde numuneler laboratuvara iletilir.

Analizler için gerekli olan numunelerin hazırlanma şekilleri ne numune alım sıraları sırasıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Kapak Rengi		Tüp içeriği / Antikoagulan içeriği	Örnek miktarı	Kullanım amacı
	Kan Kültür Şişesi	Mikroorganizmaların üremelerini tetikleyen bir besi yeri ve kanın tüp içinde pıhtılaşmasını önleyen antikoagulan içerirler	8-10 ml	Kan kültürü, bakteri ve mantar gibi hastalığa neden olan mikropların varlığı açısından kan örneklerini kontrol eden bir testtir.
	Mavi	0.109 M (%3,2) Na ₃ -Sitrat	3,5 mL	Plazma elde etmek için Kan tüpün üzerindeki işaretli yere kadar alınmalıdır. Kan alındıktan sonra 6-8 defa nazıkçe alt üst edilmelidir. Plazma elde edilmek isteniyorsa 3000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten sonra plazma hemoliz edilmeden ayrılmalı ve soğuk ortamda saklanmalıdır. (Sitrat'lı plazma ile çalışılacak tüm analizlerde kullanılır.)
	Siyah	0.4 mL, 0.129mol /L Na ₃ -Sitrat	1,6 mL	Tam Kan elde etmek için Kan tüpün üzerindeki işaretli yere kadar alınmalıdır. Kan alındıktan sonra 6-8

				defa nazıkçe alt üst edilmelidir. (Sedimentasyon tayininde kullanılır.)
	Kırmızı	Boş kuru tüpler Silikon kaplı tüpler	5 – 6 mL	Serum elde etmek için Kan alındıktan sonra pıhtı aktivatörü ve kanın karışması için 3-4 defa nazıkçe alt üst edilir. Kesinlikle çalkalanmamalıdır. Kan alındıktan 20 dakika sonra 3000 devirde 5 dakika santrifüj edilmelidir ve serum ayrılmalıdır. (Serum ile çalışılacak tüm analizlerde kullanılır)
	Sarı	Separatör jel içeren tüpler (SST)	5 – 6 mL	Serum elde etmek için Kan alındıktan sonra pıhtı aktivatörü ve kanın karışması için 3-4 defa nazıkçe alt üst edilir. Kesinlikle çalkalanmamalıdır. Kan alındıktan 20 dakika sonra 3000 devirde 5 dakika santrifüj edilmelidir. (Serum ile çalışılacak tüm analizlerde kullanılır)
	Yeşil	Li / NH ₄ Heparin	4,0 mL	Tam Kan/Plazma elde etmek için Kan alındıktan sonra 6-8 defa nazıkçe alt üst edilmelidir. Plazma elde edilmek isteniyorsa 3000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten sonra plazma hemoliz edilmeden ayrılmalı ve soğuk ortamda saklanmalıdır.

	Mor	5.40 mg K3EDTA K3EDTA	3,0 mL 2,0 mL	Tam Kan/ Plazma elde etmek için Kan alındıktan sonra 6-8 defa nazıkçe alt üst edilmelidir. Plazma elde edilmek isteniyorsa 3000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten sonra plazma hemoliz edilmeden ayrılmalı ve soğuk ortamda saklanmalıdır. (EDTA 'lı tam kan ya da EDTA 'lı plazma ile çalışılacak tüm analizlerde kullanılır.)
	Gri	Sodium fluoride/Na2 EDTA	4,0 mL	Tam Kan/ Plazma elde etmek için Kan alındıktan sonra 6-8 defa nazıkçe alt üst edilmelidir. Plazma elde edilmek isteniyorsa 3000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten sonra plazma hemoliz edilmeden ayrılmalı ve soğuk ortamda saklanmalıdır.
	Koyu lacivert	K2EDTA (plastik)	6,0 mL	Tam Kan/ Plazma elde etmek için Kan alındıktan sonra 6-8 defa nazıkçe alt üst edilmelidir. Plazma elde edilmek isteniyorsa 3000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten sonra plazma hemoliz edilmeden ayrılmalı ve soğuk ortamda saklanmalıdır.

24 saatlik idrar toplanırken;

İdrar örneğinin toplanacağı gün sabah ilk idrar dışarı atılır. Mesanenin tamamen boşaldığından emin olarak başlangıç saati kayıt edilir. Gün içerisinde ve gece yapılan tüm idrarlar kabın içine toplanır. Ertesi sabah başlangıç saatinden tam 24 saat sonra yapılan son idrar da kaba eklenir Toplama süresince idrar kabı soğuk ve karanlık ortamda saklanmalıdır. Koruyucu madde kullanılacaksa koruyucu madde ile ilgili olarak öncelikle hasta bilgilendirilmelidir. İdrar toplamaya başlamadan önce koruyucu madde toplama kabına konmalıdır. Hangi test için hangi koruyucu maddenin kullanılacağı test listesinde belirtilmiştir. Toplanan idrar volümü ölçülüp not edilir ve gerekli miktar ayrılıp, uygun koşullarda gönderimi yapılır. Toplam volüm laboratuvarımıza bildirilmelidir.

Spot idrar alınırken;

Günün herhangi bir saatinde alınan idrardır. Sabah ilk idrarı tercih edilir.

MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALMA

Kan kültürü için;

Ateşi 38 derecenin üzerine çıkmaya başlayan her hastadan alınır. Kan kültürü, seriler şeklinde alınır. 30 dk ara ile 2 farklı koldan ,(genellikle ön kol venlerinden) 2 kez kan kültür şişesine alınır. Aynı ven kan kültür alımı için en fazla 3 defa kullanılabilir. İşlemden önce eller yıkanır.

Kol turnikeyle sıkıldıktan sonra kan alınacak bölge önce %70'lik alkol ile sonra %2'lik iyot solüsyonu ile merkezden başlayıp periferie doğru dairesel hareketlerle silinir.

İyotlu bölge kuruduktan sonra kan alınacak bölgeye steril eldiven haricinde dokunulmaz. Kan kültür şişesinin kapağı kan alımından önce çıkarılmaz. Enjektördeki hava çıkarılarak aseptik şartlarda kan şişelere konulur.

Hasta antibiyotik kullanıyor ve kan kültürü alınacak ise son antibiyotik yapılmadan hemen önce kültür için kan alınır. Kan kültür alımı mümkün olan en uzun antibiyotiksiz süreye denk getirilir. Hastanın adı ve soyadı, kan kültürünün alınış saati ve tarihi, alındığı bölge mutlaka şişe üzerine yazılır. Kan kültürü alımı asla damar yolu için açılan branülden yapılmaz.

Kültür örneği, 30 dakika içinde laboratuvara iletilir. Şişe kesinlikle buzdolabında saklanmaz. Eğer örneğin transportunda gecikme söz konusuysa şişeler oda ısısında bekletilir .

Burun sürüntü örneği için;

İnce steril bir eküvyon nazik bir şekilde burundan sokulur, septum ve burnun iç yüzeyi ile temas ettirilerek sürüntü alınır.

Boğaz sürüntü örneği için;

Eküvyon, iki tonsiller fossa, arka farinks ve inflamasyonlu veya ülserli, kriptli bölgelere sürülerek örnek alınır. Bu işlem yapılırken dil ve oral kavitenin yan duvarlarına temas olmamasına dikkat edilir.

Balgam örneği için;

Özellikle sabah çıkarılan ilk balgam örneği tercih edilir. Önce ağız, su veya tuzlu su ile çalkalanır, ardından derin bir solunum egzersizi yaptırılarak, balgam çıkartıp önceden etiketlenmiş kaba konulur. Tüberküloz tanısı için, balgam, üç gün alınmalıdır.

Bronşiyal yıkama örneği için;

Bronşiyal yıkama örneği, bronkoskobik muayene sırasında doktor tarafından alınır. Az bir balgam örneği yeterli olabilir, fakat oral sekresyon olmamalıdır.

Yara, eksuda örneği için;

Örneğin alınacağı bölge, steril bir gazlı bezle nazikçe temizlenir. Steril bir eküvyon yara üzerine derince bastırarak, örnek alınır ve transport besiyeri içinde laboratuvara gönderilir.

Göz sürüntü örneği için;

Göz sürüntü örneği, steril eküvyonlu çubuk ile göz kapaklarının iç mukozasından alınır ve transport besiyeri içinde laboratuvara gönderilir.

Dış Kulak sürüntü Örneği;

Örnek eküvyon , dış kulak yolunda, döndürülerek alınır ve transport besiyeri içinde laboratuvara gönderilir.

Kateter örneği için;

Kateter etrafındaki deri, alkol ile temizlenir. Kateter aseptik olarak çıkarıldıktan sonra distal ucundan 5 cm'lik kısım steril şartlarda kesilir ve steril kap içinde kurumadan kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. Eğer hemen gönderilemeyecek ise örnek +4°C'de saklanmalıdır.

Kateterin çıkarılması istenmiyorsa periferik damar ve kateter içinden eş zamanlı olarak kan kültürleri alınır. Kateter ve venöz kandan alınan kültürlerin saati mutlaka belirtilmelidir

Üretral akıntı örneği için;

Genellikle bol olan üretral akıntı bir eküvyon yardımıyla alınır. Eğer üretral akıntı az ise, sabah ilk idrarı yapmadan önceki akıntı tercih edilir. İnce bir eküvyon ile anterior üretraya 3-4 cm girilerek birkaç saniye akıntının eküvyon tarafından emilmesi beklenmelidir. Chlamydia trachomatis araştırılacaksa anterior üretraya sokulan eküvyon, epitel hücrelerini de alacak şekilde sertçe 360 derece döndürülmelidir.

Vajinal örnek için;

Örnekler vagina arka duvarı veya vaginal orifisten steril eküvyonla alınır ve transport besiyeri içinde laboratuvara gönderilir. Örnek oda ısısında 24 saat saklanabilir.

İdrar kültürü için;

Kültür alacak olan kişi ellerini sabunla yıkar.

Hasta kadın ise labiumları açıp perine bölgesini, önden arkaya doğru önce sabunlu ardından duru suyla ıslatılmış gazlı bez ile siler. Önce bir miktar idrarı dışarıya yapar, orta idrarı steril bardağa alır. Hasta menstruasyon döneminde ise önce temiz bir tamponla akıntıyı durdurması söylenir.

Hasta erkek ise sabunlu su ve sonra temiz su ile penisin ucunu yıkar ve kuruduktan sonra, önce bir miktar idrarı dışarıya yapar, orta idrarı steril bardağa alır.

Bebeklerde perine temizliği yapıldıktan sonra pediatrik idrar torbası takılarak idrar alınır. Kateterden örnek alınacaksa, üretraya yakın bölge %70 lik alkol ile silinir. Bir enjektör ucu yukarı bakacak şekilde sondaya sokulup idrar aspire edilir. Enjektör ile 5- 10 mL örnek alınarak steril idrar kabına aktarılır. İdrar kabının kapağı hiçbir yere temas ettirilmeden kapatılır. Sonda torbasından kesinlikle idrar alınmaz. Mümkün olduğunca sabah idrarı tercih edilir.

Gaita örneği için;

Gaita örneği temiz sızdırmaz dışkı kültür kabına alınır. Dışkı veremeyen hastalarda rektal sürüntü alınır. Kültür örneği, 1 saat içinde laboratuvara gönderilir. Rektal sürüntüler transport besiyerinde, 2 saat içerisinde gönderilir.

BOS örneği için;

Klinik örnek mümkünse antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alınır. Örnek alınacak bölge antisepsi kurallarına uygun olarak hazırlandıktan sonra L3-L4, L4-L5 veya L5-S1 aralığından lumbar ponksiyon yapılarak üç adet steril, kapaklı tüpün her birine en az 1-2 mL BOS alınır. İyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır. Sıvının alınacağı bölge %70 lik etanol ile ve iyot çözeltisi (%1-2 iyot tentürü veya %10 povidon iyot) ile silinir. İyot tentürü kullanılırsa işlem sonrasında %70 lik etanol ile tekrar silinir. Genel olarak BOS kültürleri ile eşzamanlı olarak kan kültürü alınması da önerilir. Beyin omurilik sıvısı oda ısısında, 15 dakika içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Örneğin alınması ile işlenmesi arasındaki süre en fazla dört saat olabilir.

Vücut sıvıları örnekleri için (Eklem sıvısı, Plevra sıvısı, Perikard sıvısı, Periton sıvısı, Amniyon sıvısı);

Örnekler aseptik koşullarda, iğne aspirasyonu veya cerrahi olarak alınır. Mümkün olduğunca fazla sıvı almaya çalışılmalıdır. Örnek steril kapaklı tüpe en az 2-3 mL olmak üzere konur ve laboratuvara ulaştırılır. Bu sıvılardan hücre sayımı yapılacaksa 2 mL'lik miktar EDTA'lı tüpe aktarılır ve laboratuvara analiz için gönderilir.

SPERM ÖRNEĞİ ALMA

Sperm örneklerini hastalar laboratuvarında vermelidir. Beklemiş sperm örneklerinde sonuçlar etkilenir. Sperm örneği vermeden önce 2-7 gün arasında cinsel perhiz uygulanır. Ardından mastürbasyon yoluyla geniş ağızlı ve steril bir kap içerisinde meninin toplanması gerekir. Bu yolla örnek veremeyen kişilerin vücut sıcaklığında örnekleri muhafaza ederek yaklaşık 30 dakikada laboratuvara ulaştırması istenir. Mastürbasyon sırasında kayganlaştırıcı madde veya sabun gibi sperm öldürücü madde olmaması gerekir.

KISALTMALAR

YÖNTEM KISALTMALARI

AAS	Atomic Absorbtion Spectrometry
CLIA	Kemilüminesans İmmünoassay
DND	Donma Noktası Depresyonu Osmometrisi
ECLIA	Electro Chemiluminescence Immun Assay
EIA	Enzyme Immunassay
ELFA	Enzyme Linked Fluorescent Assay
ELISA	Enzyme Linked İmmunosorbent Assay
EMIT	Enzim Multiplied İmmunoassay Teknik
FC	Flow Cytometry
FEIA	Floroenzimimmunoassay
FIA	Fluorescent Immuoassay
FPIA	Fluorescent Polarisation Immunoassay
GC-MS	Gas Chromatography Mass Spectrometry
HPLC	High Performance Liquid Chromatography
ICP-MS	Inductively Coupeled Plasma- Mass Spectrometry
IFA	Immunofluorescent Antibody Assay
FIT	Indirect İmmunofloresans Test
IFE	Immunofluorescent Elektroforezi
IHA	Indirect Haemagglutination
IRMA	İmmunoradyomedrik Assay
ISE	İon Selective Electrode
LC-MS / MS	Liquid Chromatography- Mass Spectrometry
LIA	Lüminesans İmmünoassay
MEIA	Mikropartikül Enzimimmunoassay
MS	Mass Spektrometri
PAGE	Poliakrilamid Jel Elektroforezi

PCR	Polymerase Chain Reaction
PCR-SSP	Polymerase Chain Reaction Single Specific Primer
PEG	Polyethylene Glycol
RIA	Radioimmunoassay
RID	Radioimmunodiffusion
RT-PCR	Real Time Polymerase Chain Reaction

Rev.No	Rev.Tarihi	REVİZYON AÇIKLAMASI
01	05.01.2015	Test kataloğunun genel güncellemesi yapıldı.
02	09.06.2015	TS EN 15189 Standardına göre akredite olan testlerin işaretlenmesi eklendi.
03	29.11.2022	Test kataloğunun güncellemesi yapılmıştır. TS EN 15189 Standartlarına göre akredite olup kapsama eklenen testlerin işaretlenmesi yapılmıştır.
04	30.06.2025	Test kataloğunun güncellemesi yapılmıştır. TS EN 15189:2022 revizyonu 7.2.4.2 maddesini karşılayacak şekilde El Kitabı alanı güncellenmiştir.

